

PROCARE®



MiniTrax™

Optimal anvendelse

Ideel støtte og komfort til dine mindste patienter med milde til alvorlige fod- og ankelskader. MiniTrax™ er en pædiatriske walker med børnevenlige design-elementer som gør det mindre "pinligt" at gå med walker. Men under sit smarte og sjove ydre er MiniTrax stadigvæk en seriøs walker med mange fordele. Farvekodet for hurtigt og præcist størrelsesvalg.

Fordele og egenskaber

- Nem at tage på og justere med et enkelt system af stropper og før.
- Letvægtsdesign der omfatter anatomisk formede plastikstivere der er medvirkende til at give en bedre pasform.
- MiniTrax' lavprofilerede rullesål giver et slidstærkt og skridsikkert trædemønster der kan holde til et barns aktiviteter.

Bestillingsinformationer

MiniTrax™					
Varenr.	Størrelse	Alder	Fodlængde	Benlængde	Skostørrelse
79-95510	S	1-2,5	> 15,2cm	> 23 cm	> 25
79-95520	M	2,5-5	15,2-17,8cm	> 28 cm	25-29
79-95530	L	5-8	17,8-20,3cm	> 36 cm	29-33

