



Radial Gutter Fracture Brace

Optimal anvendelse

Benyttes til stabilisering af frakturer i 2. og/eller 3. metacarpalknogle (MC) og håndens tilsvarende metacarpophalangeale led (MCP). Denne præfabrikerede brugertilpassede ortose er designet således, at den opnåede pasform og støtte er langt bedre end ved brug af gips, fiberglas eller færdiglavede skinner. Den radiale gutter-del af Radial Gutter Fracture Brace gør det muligt for plejepersonalet at opnå 70° flexion eller derover i 2. og 3. fingers MCP-led.

Bestillingsinformationer

Radial Gutter Fracture Brace		
Varenummer		Størrelse
Venstre	Højre	
326-31-1111	326-32-1111	XS
326-41-1111	326-42-1111	S
326-51-1111	326-52-1111	M
326-61-1111	326-62-1111	L
326-71-1111	326-72-1111	XL

Fås kun i sort.

Størrelse	Mål
XS	18,5 – 20 cm
S	20 – 23 cm
M	23 – 25,5 cm
L	25,5 – 28 cm
XL	>28 cm

Størrelsesoversigt

Exos' måletape vikles rundt om håndfladen for at måle størrelsen.

