



Wrist Undersleeve

Optimal anvendelse

Håndledssleeve med flad profil i integreret antimikrobiologisk stof, der benyttes til forbedring af komforten samt beskyttelse af huden mod slid og fugt. Designet til at give god pasform under EXOS' håndledsskinner og andre produkter til overekstremiteter.

- Beskytter mod slid på hud
- Blød og komfortabel
- Transporterer fugten væk
- Holder huden og inderside af skinnen ren, tør og mere hygiejnisk
- Sælges i par – en i brug og en til vask

Bestillingsinformationer



Wrist Undersleeve		
Varenummer	Håndledsomkreds	Størrelse
896-40-1111	13 – 16 cm	XS/S
896-50-1111	16 – 20 cm	M
896-60-1111	20 – 28 cm	L/XL

For større kompression vælges en mindre størrelse.