



Quick-Fit™ Wrist II

Optimal anvendelse

Quick-Fit Wrist II er en universal funktionel håndledsortose til behandling af håndleds- og håndskader og -læsioner. Det enkle single pull-snøre-båndsdesign gør dem nemme at bruge, og det bløde nylon/skumlaminat giver maksimal komfort. Med lomme til en justerbar, bøjelig dorsal stiver der kan placeres det rigtige sted for maksimal immobilisering eller fjernes helt under rehabilitering. En unik konturtilpasset palmar stiver med korrekt anatomisk pasform giver fuld bevægelighed af fingrene og kan konturtilpasses efter behov til en lang række indikationer. Størrelser der passer til både venstre og højre hånd, begrænser lagerbeholdningen og forbedrer effektiviteten.

Bestillingsinformationer



Quick-Fit™ Wrist II				
Varenummer		Håndleds- omkreds	Længde	Størrelse
Højre	Venstre			
79-87560	79-87570	≤25 cm	20 cm	Universal
79-87561	79-87571	≥25 cm	20 cm	Universal/XL