



DuoForm+™

Optimal anvendelse

- Universel immobilisering af håndled og tommelfinger
- Forstrækninger og skader i håndled og tommelfinger
- Til immobilisering før og efter operation

Fordele og egenskaber

- Let at anvende
- Universel model, der passer til både højre og venstre hånd
- En flytbar dorsal skinne giver korrekt og individuelt tilpasset støtte
- Ergonomisk håndskinne der kontrollerer bøjning af håndledet
- Aftagelige modulkomponenter til universel anvendelse
- Stor åbning gør det let at anvende ortosen
- Tre stropper giver regulerbar kompression
- Åndbart 3D-materiale
- Komfortabelt og fleksibelt letvægtsdesign
- Strop til fiksering af distal tommelfinger
- Burrebåndssystemet giver let og sikker tilpasning

Bestillingsinformation



DuoForm+™		
Varenummer	Håndledsomkreds	Størrelse
82-96140	11 - 14 cm	Pediatric/XS
82-96142	14 - 16 cm	S
82-96143	16 - 19 cm	M
82-96144	19 - 21 cm	L
82-96145	21 - 24 cm	XL