



Immostrap

Optimal anvendelse

Lumbal støtte med enestående kompression og stabilitet. Anbefalet ved akut lændesmerte, artrose, postural korrektion. **Patientprofil:** • Aktiv
• Ideel til fritidsaktiviteter • Hårdt fysisk arbejde.

Fordele og egenskaber

- Stærkt elastisk kompressionsmateriale
- Firdobbelte bilaterale stropper
- 4 fleksible dorsale stivere og 2 fleksible abdominale stivere
- Uafhængig justering af superiore og inferiore kompressionsniveauer
- Håndløgner og fingerløgner, så den er nem at tage på
- Dorsal højde: 26 cm

Bestillingsinformationer



Immostrap		
Varenummer	Taljemål	Størrelse
82-0229-1	56 – 68 cm	XS
82-0229-2	68 – 82 cm	S
82-0229-3	82 – 98 cm	M
82-0229-4	98 – 116 cm	L
82-0229-5	116 – 136 cm	XL