



VersaROM Hip

Optimal anvendelse

Den flade DonJoy® VersaROM® Hip bidrager til at give effektiv og funktionel ROM-restriktion i intervaller på 15°. Brugervenlige trykknapper til abduktion/adduktion og formbare hofter- og lårskaller bidrager til at give en individualiseret pasform for øget patientkomfort og fleksibilitet. Det justerbare kompressionsbælte med gribevenlige trækspænder fastholder hoftedeledet, og den polstrede lårmanchet giver øget optimal sporing. Ortoesen har universal pasform og kan benyttes til højre eller venstre hofter op til en livvidde på 137 cm. Forlængerbælte på 46 cm medfølger.

Indikationer: DonJoy VersaROM Hip er indiceret til postoperativ brug til patienter, der har gennemgået en kirurgisk procedure, hvor der er behov for en ortose indtil komponenten er integreret, og vævet helet op.

Fordele og egenskaber

- Integreret bæltekompression med spændestropper. Trækspænder fastholder hoftedeledet og lårmanchetten og skaber optimal sporing
- Formbare hofter- og lårrammer. Tilpasser sig patientens hofter for optimal individualiseret pasform
- Præcise ROM-justeringer. Bevægelsesgraden tillader kontrolleret justering af hofteflexion og -ekstension i intervaller på 15°
- Teleskopisk højdejustering. Medvirker til at kunne benyttes til et vidt spænd af højder og kropsbygninger
- Lateralt placeret abduktionsplade med tryk i tre punkter. Bidrager til at fastholde caput femoris i acetabulum
- Individuel pasform. To trykknaphængsler kan benyttes til at justerer abduktion og adduktion for at opnå en individuel pasform
- Slankt letvægtsdesign. Bidrager sammen med de valgte tekstiler til at maksimere patientkomfort og fleksibilitet

Bestillingsinformationer

VersaRom Hip	
Varenummer	Beskrivelse
11-3335	VersaROM® Hip