




Form Fit Cervical Collar

Optimal anvendelse

Skumkrave af fast eller medium tæthed, der hjælper med at støtte halshvirvelsøjlen i neutral position. Formet design for brug i enten bøjet eller forlængest position. Stockinette-cover af bomuld for bedre patient-hygijne. Latexfri. Ideel for postoperativ genoptræning eller forstuvninger og forstrækninger i nakken.

Bestillingsinformationer



Form Fit Cervical Collar				
Varenummer	Tæthed	Højde x Længde	Halsomkreds	Størrelse
79-83011	Mellem	5 x 36 cm	18 - 31 cm	Ped/XXS
79-83012	Mellem	5 x 42 cm	23 - 33 cm	XS
79-83013	Mellem	8 x 47 cm	28 - 41 cm	S
79-83014	Mellem	8 x 56 cm	38 - 51 cm	S/Long
79-83015	Mellem	10 x 51 cm	33 - 46 cm	M
79-83016	Mellem	10 x 58 cm	41 - 53 cm	M/Long
79-83017	Mellem	11 x 57 cm	38 - 51 cm	L
79-83018	Mellem	11 x 61 cm	41 - 51 cm	XL
79-83019	Mellem	5 x 61 cm	43 - 56 cm	Long/Nar
79-83003	Fast	8 x 47 cm	28 - 41 cm	S
79-83004	Fast	8 x 56 cm	38 - 51 cm	S/Long
79-83005	Fast	10 x 51 cm	33 - 46 cm	M
79-83006	Fast	10 x 58 cm	41 - 53 cm	M/Long
79-83007	Fast	11 x 57 cm	38 - 51 cm	L
79-83008	Fast	11 x 61 cm	41 - 51 cm	XL