



## X-Act™ ROM Knee

### Optimal anvendelse

DonJoys postoperative X-Act™ ROM-knæskinne sætter høje standarder for komfort, tilpasning og funktionalitet og giver et bedre helingsmiljø efter kirurgi. Den er nem at anbringe, tilbyder en komfortabel konturtilpasset pasform og yder præcis beskyttelse under heling. **Indikationer:** Immobilisering og beskyttet bevægelsesgrad i forbindelse med ACL-, PCL-, LCL- og MCL-operationer og genopbygning af menisken.

### Fordele og egenskaber

- De nye strømlinede og slidstærke aluminiumhængslede yder præcis beskyttelse og kontrol af bevægelsesgraden med øgning i intervaller på 10°. Ekstensjonsindstillinger fra -10° til 90°, fleksionsindstillinger fra -10° til 120°, Easy Quick-lock-lås ved 0°, 15° og 30°.
- Teleskopmekanisme for optimal pasform, der muliggør uafhængig længdetilpasning af de proksimale og distale stropper, hvilket giver X-Act ROM-knæskinnen en universal pasform. Mulighed for teleskoptilpasning fra 48 til 63,5 cm for at passe til et bredt udvalg af patientstørrelser. Alle 4 glidemanchetter kan trækkes ud og ind uafhængigt af hinanden, hvilket gør det muligt at anbringe stropperne uden for operationsstedet.
- Quick-clips-spænder så det er nemt at tage skinnen af og på. Quick-clips-spændet med drejefunktion er nemt at fastgøre og giver en tætsiddende konturtilpasning omkring benet på næsten ingen tid.
- Selvklæbende fóer i skummateriale for skinnestabilitet. Unikt selvklæbende fóer i skummateriale med klæbende kontaktpunkter mellem benet og skinnen, hvilket reducerer risikoen for, at det kan glide.

### Bestillingsinformationer

X-Act™ ROM Knee	
Varenummer	Beskrivelse
11-2151-9	DonJoy X-Act ROM Knee, Universal, Cool