



Immo AT4 3V

Optimal anvendelse

Letvægts og åndbar 3-panel Knee Immobilizer.

Indikationer: • Præ- eller postoperativ total immobilisering af knæleddet

- Alle tilstande der kræver immobilisering i ekstension: ligamentskader, patella- eller meniskskader, knæoperation (artroskopi, artroplastik m.m.), nødimobilisering eller forsinket diagnose.

Fordele og egenskaber

- Universelt 3-paneldesign
- Perforeret skumkonstruktion – øger åndbarheden og giver optimal komfort
- Bilateral afstivning i aluminium
- Posterior afstivning i aluminium
- Skridsikker strop
- Letvægtsstruktur – under 600 gram

Bestillingsinformationer



Immo AT4 3V		
Varenummer	Længde	Størrelse
82-43-30	30 cm	Ped.
82-43-01	40 cm	S
82-43-02	50 cm	M
82-43-03	60 cm	L
82-43-04	65 cm	XL