



## Sully® Shoulder


### Optimal anvendelse

Giver skulder immobilisering og kontrolleret bevægelsesområde for anterior, multidirektional, inferior og posterior ustabilitet, rotator cuff-deceleration, skulderseparationer og muskelforstrækninger. Skulderbandagen er designet til at stabilisere, assistere eller begrænse skulderbevægelser efter skader og efter operationer.

### Fordele og egenskaber

- Trækker humerus posteriort, da dette begrænser ekstern rotation og abduction
- Elastiske stropper fastgøres med velcro på ethvert punkt i enhver retning og med enhver kraftmængde
- Den glatte, kontrollerede støtte eller fiksering følger muskler og leds naturlige bevægelser

### Bestillingsinformationer



Sully® Shoulder		
Varenummer	Omkreds	Størrelse
11-0525-1	Bryst 85 – 100 cm, Biceps 22,5 – 26,25 cm	XS
11-0525-2	Bryst 90 – 100 cm, Biceps 27,5 – 32,5 cm	S
11-0525-3	Bryst 95 – 105 cm, Biceps 32,5 – 37,5 cm	M
11-0525-4	Bryst 105 – 115 cm, Biceps 35 – 42,5 cm	L
11-0525-5	Bryst 115 – 127,5 cm, Biceps 37,5 – 42,5 cm	XL
11-0527	Bilateral	