

## ScapuLax™



### Optimal anvendelse

Ved hjælp af den indbyggede ergonomiske skulderpude der kan bevæges i flere retninger og er i et elastisk materiale, yder DonJoy ScapuLax™ støtte, kompression og proprioception af skulderen.


- Støtte og kompression efter skulderskade
- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering via kompression
- Postoperativ immobilisering
- Forebyggelse af skader

### Fordele og egenskaber

Anatomisk 3D-strikdesign for at give effektiv og målrettet kompression og støtte. Skulderledspude for at give ekstra stabilitet i skulderleddet og for forbedret proprioception. Justerbare elastiske stropper omkring brystkassen til at holde den på plads.

- Passer til både venstre og højre skulder
- Indeholder ikke naturlatex
- Rengøringsvenlig, maskinvaskbar
- Fås i pædiatrisk størrelse

### Bestillingsinformationer



ScapuLax™		
Varenummer	Omkreds biceps	Størrelse
82-0721-0	20-22 cm	0/Pædiatrisk
82-0721-1	22-24 cm	1
82-0721-2	24-26 cm	2
82-0721-3	26-29 cm	3
82-0721-4	29-32 cm	4
82-0721-5	32-36 cm	5
82-0721-6	36-40 cm	6