




Humeral Fracture Brace / Over the Shoulder

Optimal anvendelse

Skumforet bandage til behandling af frakturer i midterste og distale tredjedel af humerus. Fuld kontakt i hele omkredsen og kompression af bløddele giver optimal kontrol af humerussegmenterne og tillader alligevel bevægelse i både skulder- og albueled. Er udstyret med deltoidea-ekstensionskappe, som giver større kontrol med justeringen og modvirker distal skridning. Neutralt design passer højre eller venstre. Hver bandage leveres komplet med to dobbelte, tykke bomuldsstockinetter.

Bestillingsinformationer



Humeral Fracture Brace / Over the Shoulder			
Varenummer	Biceps omkreds	Længde	Størrelse
79-97953	20,5 – 28 cm	25,5 cm	S
79-97955	25,5 – 33 cm	26 cm	M
79-97957	30,5 – 38 cm	28,5 cm	L
79-97958	35,5 – 43 cm	32,5 cm	XL