

DONJOY®



DONJOY®

EpiForce®

Optimal anvendelse


Elastisk strikket albuebandage med epikondylpuder. EpiForce® med epikondylpuder og en justerbar strop sikrer stabilitet i albueledet og bidrager til smertelindring.

Indikationer: • Støtte og kompression efter albueskade og mild artrose
• Albueforstuvninger eller -forstrækninger • Medial eller lateral epikondylitis (fx golfalbue, tennisalbue) • Tendinopatier • Forebyggelse af skader

Fordele og egenskaber

- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering vha. kompression
- Anatomisk formet epikondylpuder af silikone giver støtte og trykaflastning
- Aftagelig og justerbar strop, som hjælper med at kontrollere graden af stabilisering og kompression

Bestillingsinformationer



EpiForce®		
Varenummer	Albuens omkreds	Størrelse
82-1759-1	19 – 22 cm	1 = XS
82-1759-2	22 – 25 cm	2 = S
82-1759-3	25 – 28 cm	3 = M
82-1759-4	28 – 31 cm	4 = L
82-1759-5	31 – 34 cm	5 = XL
82-1759-6	34 – 37 cm	6 = XXL