

AIRCAST®

ActyFoot™

CONTROLE LA ESTABILIDAD



DJO AHORA ES **enovis**™



AIRCAST®

Hace más de 30 años que los profesionales de la salud en todo el mundo confían en Aircast® y que la marca siempre les ofrece grandes avances tecnológicos en la atención de pacientes. Basándose en tecnologías patentadas respaldadas por pruebas biomecánicas, cada producto Aircast es desarrollado utilizando el concepto de «recuperación funcional». Los resultados que hemos obtenido son equipos ortopédicos que no solo tratan lesiones sino que también les permiten a los pacientes mantener un nivel de actividad en su vida cotidiana.

Ahora, siguiendo el camino trazado por nombres reconocidos, tales como la bota ortopédica Walker neumática AirSelect™ y la tobillera Air-Stirrup®, Aircast presenta su producto más reciente.

ActyFoot™

CONTROLE LA ESTABILIDAD

El diseño modular de la tobillera ActyFoot™ le permite al usuario controlar el nivel de estabilidad del tobillo que necesite.

La férula lateral extraíble ofrece más inmovilización y protección para ayudarle a recuperarse después de una lesión o para tener más seguridad durante sus actividades.

Sin la férula, el sistema de cinchas exclusivo proporciona un soporte adecuado para practicar deportes y actividades cotidianas, a la vez que permite más libertad de movimiento.



Uso previsto/indicaciones

ActyFoot está diseñada para dar soporte, estabilización e inmovilización parcial (restricción del movimiento) al tobillo

- Lesiones agudas del ligamento lateral
- Esguinces y rupturas de ligamentos agudos del tobillo
- Prevención de otras lesiones en la inestabilidad crónica de tobillo prequirúrgica
- Protección de la articulación del tobillo
- Rehabilitación funcional de lesiones del tobillo

Características y beneficios



DISEÑO MODULAR

- La férula lateral desmontable permite modificar la ortesis para utilizarla en las fases tanto de lesiones agudas como de crónicas



FÉRULA LATERAL SEMIRRÍGIDA EXTRAÍBLE

- Proporciona soporte y protección adicionales allimitar la inversión del tobillo(torsiones laterales)



DISEÑO ACCESIBLE

- Se puede abrir por completo para poder colocar el pie de manera simple y segura



CINCHA DEL ANTEPIÉ

- Gracias a esta cincha el usuario puede adecuar el nivel de compresión que necesite



CINCHA DE LA PANTORRILLA

- Cincha ajustable con secciones elásticas y no elásticas que proporciona más estabilidad a la articulación del tobillo



CINCHA CRUZADA

- La cincha diagonal no elástica estabiliza aún más el tobillo y previene la supinación del pie



PLACA DEL PIE SEMIRRÍGIDA

- Mejora el control del tobillo sin limitar la torsión plantar o la dorsal



SÍMBOLOS DE AJUSTE

- Los símbolos en las cinchas guían al usuario y facilitan la colocación de la ortesis



LIGERA, ERGONÓMICA

- Diseñada de manera anatómica con materiales ligeros, evita los puntos de presión y proporciona mayor comodidad



DISEÑO ESTILIZADO

- Se adapta a la mayoría de los calzados deportivos tradicionales o zapatillas y se puede utilizar sobre un calcetín para mayor comodidad
- Diseño discreto, con cinchas delgadas y materiales duraderos, ofrece una adaptación cómoda





Cómo funciona

Las tres cinchas integradas proporcionan una reacción propioceptiva y trabajan en conjunto con los elementos semirrígidos para estabilizar al tobillo y para restringir la amplitud excesiva de los movimientos.



INFORMACIÓN PARA REALIZAR UN PEDIDO

REFERENCIAS		CIRCUNFERENCIA DEL TALÓN*	TALLA DE CALZADO - UE	TAMAÑO
IZQUIERDO	DERECHO			
82-02A-SL	82-02A-SR	≤ 30 cm	≤ 38	Small
82-02A-ML	82-02A-MR	30 – 34 cm	38-43	Medium
82-02A-LL	82-02A-LR	≥ 34 cm	≥ 43	Large

*Para conocer más sobre el tamaño adecuado



Asia Pacific

1905, Tower 2, Grand Central Plaza
Shatin
HONG KONG
T: 852 31051415
E: marketing.ap@djoglobal.com

Australia – New Zealand

ANZ Asia
PO Box 6057
Frenchs Forest DC
NSW 2086
AUSTRALIA
T: 1300 66 77 30
E: customerservice.au@djoglobal.com

Benelux

Kleinhoefstraat 5, bus 39
Geel 2440
BELGIUM
T: +32 (0)14 248090
E: benelux.orders@djoglobal.com

Canada

6485 Kennedy Rd
Mississauga
Ontario, L5T2W4
CANADA
T: 1-866-866-5031
E: canada.orders@djoglobal.com

China

A312 SOHO ZhongShan Plaza
1055 W. ZhongShan Rd
Shanghai, 200051
CHINA
T: (8621) 6031 9989
E: information_china@djoglobal.com

France

3 rue de Bethar
Centre Européen de Frêt
64990 Mouguerre
FRANCE
T: +33 (0)5 59 52 86 90
E: sce.cial@djoglobal.com

Germany

Bötzingen Straße 90
79111 Freiburg
GERMANY
T: +49 (0) 180 1 676 333
E: kundenservice@djoglobal.de

Italy

Via Leonardo da Vinci 97
Trezzano sul Naviglio
Milan 20090
ITALY
T: +39 02 835 98001
E: vendite@djoglobal.com

Nordic

Murmansgatan 126
212 25 Malmö
SWEDEN
T: +46 40 39 40 00
E: info.nordic@djoglobal.com

South Africa

Unit 6, 2 on London, 2 London Circle
BrackenGate Business Park
Brackenfell, 7560
SOUTH AFRICA
T: +27 (0) 21 276 2968
E: info.southafrica@djoglobal.com

Spain

Av.Cornella 144. 1-4
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
SPAIN
T: +34 93 480 32 02
E: ventas@djoglobal.com

UK & Ireland

1a Guildford Business Park
Guildford, Surrey
GU2 8XG
UK
T: +44 (0)1483 459 659
E: ukorders@djoglobal.com

USA

2900 Lake Vista Drive
Lewisville
TX 75067
U.S.A.
T: 760 727 1280
E: customercare@djoglobal.com



Enovis
Ctra. De Cornellà, 144 1-4, 08950, Esplugues de Llobregat

djoglobal.es

Copyright © 2022 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation
MKT-000-00011512-ES - Rev A

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias brindan asesoramiento médico. El contenido de este folleto no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo. Más bien, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si los hay, que pueden ser apropiados para usted.