



MOTION IS MEDICINE⁺⁺

Catalogo Generale



AIRCAST[®]

DONJOY[®]

Dr.
Comfort[®]




Veinax

chattanooga[®]

Compex[®]

Empi



DJO Global è specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti medicali di alta qualità per l'apparato muscolo scheletrico, per vasculopatie e per il controllo del dolore.

I prodotti DJO Global sono utilizzati da specialisti ortopedici, chirurghi, infermieri, specialisti della cura del dolore, fisiatrici, fisioterapisti, osteopati, chiropratici e altre figure professionali della sanità.

L'assortimento comprende tutori per ortopedia, prodotti per la terapia del caldo/freddo, sistemi per la crescita dell'osso e per le problematiche vascolari, attrezzature e strumentazioni per la riabilitazione, la fisioterapia e l'elettrostimolazione muscolare e una gamma completa di protesi d'impianto ortopediche per il ripristino articolare dell'anca, del ginocchio e della spalla.

I prodotti DJO Global sono contraddistinti dai marchi: Aircast, Chattanooga, CMF, Compex, DJO Surgical, DonJoy, Dr. Comfort, Exos, Empi, Procure.




Indice



Informazioni pratiche	5
Tabella presa misure	7



Collo	9
C1 Collare cervicale anatomico standard	10
C2 Collare cervicale anatomico rinforzato	10
C3 Collare cervicale rigido	11
Transitional 172 Collare cervicale	12
California Collare cervicale	13
Tronco	15
Corsetti lombari DonJoy®	16
Mystrap™	18
Bodystrap™ 26	18
Conforstrap™ Uomo, Donna	19
Porostrap™	20
Duostrap™	20
Actistrap™	21
Airstrap™	21
Immostrap™	22
Abdostrap™ II	22
MyBabystrap™ Evolution	23
Corsetti LumboForce™ DonJoy	24
LumboForce® 1	26
LumboForce® 2	27
LumboForce® 3	27
LumboForce® 4	28
LumboForce® 5	28
Corsetti Exos FORM™ II	30
Exos Form II 300621	32
Exos Form II 300626	32
Exos Form II 300627	33
Exos Form II 300631	33
Exos Form II 300637	34
Busto TLSO II	36
TLSO II	37

Spalla, braccio, gomito	39
Spalla braccio gomito	40
Cromax Immobilizzatore per clavicola	41
Supporto acromioclavicolare	41
Immo™ Immobilizzatore braccio-spalla	42
Immoscap™ immobilizzatore gilet arto superiore	42
Bear Reggibraccio pediatrico	43
Reggibraccio Standard	44
Quick-Fit® Cuscino per la spalla a 15°	44
UltraSling® Abduzione a 10°	45
UltraSling® III 15°	45
UltraSling® IV Abduzione a 15°	46
UltraSling® IV ER Rotazione esterna a 15° e 30°	47
UltraSling® IV A/B Abduzione a 45°- 60°	48
PSA-2 Abduzione a 30°	48
X-Act ROM Tutore per gomito	49
Condilax™ Gomitiera elastica	50
Epiforce™ Gomitiera elastica	50
Armband™ Bracciale pneumatico per epicondilita	51
Polso, mano	53
Tutori polso mano Classici	54
Manuforce™ Polsiera elastica	56
A2™ Tutore per polso	58
RespiForm™ Tutore lungo	59
FlexiForm™ Tutore lungo	60
Lace Up® Tutore per polso	61
Tutore lungo con rinforzo steccato	61
Boomerang™ Polsino in neoprene	62
Pol'Ax 1™ Tutore termoformabile per il pollice	62
Thumb-O-Prene™ Immobilizzatore per pollice	63
Confort Doigt™ Tutore per polso e dita	63
Immo Splint™ Stecca per dita	64
Splint tipo "Staxx"	65
Kit splint tipo "Staxx"	65
Tutori termoformabili polso mano Exos	66
Exos per Pollice	71
Exos per Rizoartrosi	72
Exos polso-pollice Corto	73
Exos polso-pollice Lungo	74
Exos polso-mano Lungo	74
Exos polso-mano Corto	75
Exos Radial Gutter	76
Exos frattura del pugile	76
Forno Exos	77
Accessori Exos	77

Indice

Anca	79
X-Act™ ROM Hip Tutore per anca telescopico	81
Ginocchio	83
Ginocchiere per legamenti	84
Four-Points-of-Leverage™	86
Tecnologia dello Snodo FourcePoint™	88
DonJoy: l'eccellenza nelle ginocchiere su misura	89
Misuratore CCMI Mark III DonJoy	89
A22™ Ginocchiera su misura in titanio	91
Defiance® III , Defiance® Ginocchiere su misura 	92
Snodi per ginocchiere su misura	93
Cartella colori per ginocchiere su misura	94
Armor™ Action C.I. per LCA/LCP/LCM/LCL	95
Armor™ FourcePoint™ LCA/LCM/LCL	96
FullForce™ C.I. ginocchiera corta	97
Legend™ C.I. ginocchiera lunga	97
Playmaker® II Ginocchiera Lunga	98
Playmaker® Corta	99
Playmaker® Sport	100
Reddie™ Ginocchiera articolata Neoprene aperta	101
Knee Neo™ Ginocchiera articolata Neoprene	101
Stabilized™ Ginocchiera Neoprene rotulea	102
Aligua™ Ginocchiera elastica	102
Fortilax™ Ginocchiera elastica 	103
Strapping™ Ginocchiera elastica 	103
Basic Knee Ginocchiera	104
Cosciale in Neoprene	104
Supporto per il polpaccio in Neoprene	105
Accessori per ginocchiere	105
Ginocchiere femoro-rotulee	106
Reaction™ Ginocchiera reticolare	108
TriZone™ Ginocchiera a tre zone di compressione	110
Tru-Pull® Lite	112
Tru-Pull®	113
Lateral "J"™	113
Adjustable Patella Donut®	114
Genuforce™ Ginocchiera elastica	114
Rotulax™ chiusa Ginocchiera elastica	115
Rotulax™ aperta Ginocchiera elastica	115
Infrapatellar Band™	117
Ginocchiere per osteoartrite	118
OA Reaction™ Web	120
OA Defiance III™, OA Defiance™ Ginocchiere su misura	122
OA Nano™	123
OA Adjuster™ 3	124
OA Lite™	125
Accessori per Ginocchiere OA	125

Ginocchiere post-operatorie	126
X-Act™ ROM Lite Ginocchiera telescopica leggera	128
X-Act™ ROM Ginocchiera telescopica rinforzata	129
IROM™ e Cool IROM™ aperta Ginocchiera post-op	130
3V™ Immobilizzatore di ginocchio a 3 pannelli	130
AT43V+ Immobilizzatore di ginocchio 	131
Everest Ginocchiera multifunzionale 	131

Caviglia, Piede	133
Cavigliere	134
Air-Stirrup II™ Tutore bivalva	136
Air-Stirrup® Classic™ Tutore bivalva 	138
Air-Stirrup® Universe™ Tutore bivalva	138
Surround® Gel Tutore bivalva per terapia del freddo	139
Leg Brace™ Gambaletto con pannello	140
Stabilizing Speed Pro™ Cavigliera per sport 	141
AirSport™+	142
AirSport™	143
A6o™	143
Malleoforce™ Cavigliera elastica	144
Strapping™ Cavigliera elastica	144
Fortilax™ Cavigliera elastica	145
Malolax™ Cavigliera elastica	145
Achilloforce Air™	146
Exos™ Free Motion Ankle Tutore caviglia	147
Tutori piede	148
AirLift™ Tutore Disfunzione Tendine Tibiale Posteriore	150
AirHeel™ Tutore per fascite plantare	150
Night Splint™ Splint notturno per fascite plantare	151
Tuli's® Coppette per tallone	151
Hallufix® Bunion Aid™ Tutore terapia alluce valgo	152
Scarpe post-operatorie	154
Scarpa Podalight™ Per alluce valgo	156
Scarpa Podalux™ Per alluce valgo	157
PodaPro™ Post-op e post-trauma	158
Scarpa Squared™ Post-op e post-trauma	159

Indice

Calze compressive 160




Veinax 162

Gamma colori Veinax	164
Tabella presa misure Veinax	164
15-20 mmHg Microtrans Donna	166
15-20 mmHg Transparent Donna	168
15-20 mmHg Fantasia Donna	170
20-36 mmHg Microtrans 30 Donna	172
20-36 mmHg Transparent 25 Donna	174
15-20 mmHg Cotone Uomo	176
Infila-Calze in metallo	177
Infila-Calze in plastica	177

VenaPure Calze Anti Trombo Embolia 178

VenaPure® Calze Anti Trombo Embolia	180
-------------------------------------	-----

Stivali 183

AirSelect: L'innovazione per una guarigione ottimale	184
AirSelect Elite™ Stivale alto 4 camere d'aria	185
AirSelect Standard™ Stivale alto 2 camere d'aria 	186
AirSelect Basso™ Stivale basso 3 camere d'aria 	186
AirSelect™ Achilles Walker Kit	187
XcelTrax™ Standard, XcelTrax Air™ Stivale semi-rigido	188
Walkabout™ Stivale semi-rigido	189
MaxTrax® ROM Stivale articolato	189
Minitrax® Stivale pediatrico 	190

Stivale per Piede diabetico 193

XP Diabetic Walker™ Stivale piede diabetico	194
---	-----

Scarpe 197

Scarpe tempo libero 198

Linea Active - Katy Donna	200
Linea Active - Jason Uomo	200
Linea Active - Refresh Donna	201
Linea Active - Spirit Plus Donna	201
Linea Active - Performance Uomo	202
Ortho Sandals - Shannon Donna	204
Ortho Sandals - Collin Uomo	205
Ortho Sandals - Connor Uomo	205
Linea casual - Annie Donna	206
Linea casual - Douglas Uomo	207
Linea Ortho X - Refresh X Donna	208
Linea Ortho X - Spirit X Donna	208
Linea Ortho X - Performance X Uomo	209
Linea Ortho X - Winner X Uomo	209
Plantare Gel	210
Misuratore per scarpe	211
Tabelle misure calzature Dr. Comfort	212



Chut 214

Chut - Diane Donna	216
Chut - Rejilla Donna	216
Chut - Venus Donna	217
Chut - Adonis Unisex	217
Chut - Arlecchino Unisex	218
Chut - Cotton Unisex	218
Chut - Franki Unisex	219
Chut - Gary Unisex	219
Chut - Hélios Unisex	220
Chut - Wallaby Unisex	220

Flex-OA 222

Flex-OA - Sandy Donna	224
Flex-OA - Gary Uomo	224
Flex-OA - Amy Donna	225
Flex-OA - Roy Uomo	225

Crioterapia 227

Iceman® Clear 3 Sistema per crioterapia	228
Cryo/Cuff™, Cryo/Cuff™ IC Sistema per crioterapia	229
Cryo/Cuff™ Bendaggi	230
Cryo/Cuff™ Bendaggio Pediatrico Caviglia 	230
Cryo/Cuff™ Bendaggio Pediatrico Gomito/Ginocchio 	231

Elettromedicali 233

Empi Phoenix Elettrostimolatore	234
Empi Direct Tens™ Elettrostimolatore	237
Physio Elettrostimolatore	238
Theta Elettrostimolatore	239
Rehab Elettrostimolatore	240
Cefar Rehab X2 Elettrostimolatore	241
Cefar Peristim Pro Elettrostimolatore	242
Cefar Basic Elettrostimolatore	243
Amomag Magnetoterapia	244
Elettrodi	246
Accessori	247



I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono disponibili nella misura pediatrica

I prodotti presenti in questo catalogo sono Dispositivi Medici secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE

Informazioni pratiche



Servizio Clienti

Il Servizio Clienti è a Vostra disposizione:
da Lunedì a Venerdì
dalle ore 9:00 alle 13:00 - dalle 14:00 alle 18:00
Tel. 02 48463386 - 800 891607



Come ordinare

E-mail: vendite@DJOglobal.com
Fax: 02 48409217 - 800 070977



Procedure per l'ordine

Codice cliente: se non avete a portata di mano il Vostro codice cliente, lo troveremo per Voi
Prodotti: vogliate indicare il nome del prodotto, il codice, la taglia ed il colore
Siete pregati di verificare le taglie secondo la tabella a pagina 3



Consegne e Spedizioni

Gli ordini ricevuti entro le ore 14:00 sono spediti il giorno stesso (nei limiti della disponibilità di magazzino)
Gli ordini pervenuti dopo le ore 14:00 sono spediti il giorno successivo
Tempi di consegna: da 24h a 72h
Ordine minimo: € 200 (iva esclusa)
Spedizioni in porto franco



Garanzia

Tutti i nostri prodotti sono garantiti a norma di legge e nei limiti della stessa
La garanzia sugli apparecchi elettromedicali è di due anni dalla data di acquisto



Procedura di reso

Contattate il Servizio Clienti per ottenere il numero di autorizzazione al reso e la relativa procedura



Siti Internet

www.DJOglobal.it
www.DJOglobal.eu

Codice cliente _____

Contatto _____

Tel. _____

AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 Compex®

 Empi®




MOTION IS ⁺MEDICINE®

Tabella presa misure


COLLO - TRONCO

CIRCONFERENZA COLLO



Misurare la circonferenza del collo

CIRCONFERENZA VITA



Misurare la circonferenza della vita a livello dell'ombelico

POLSO - MANO

CIRCONFERENZA POLSO




Misurare la circonferenza alla base del polso

CIRCONFERENZA POLLICE



Misurare la circonferenza alla base del pollice


LUNGHEZZA MANO



Misurare la lunghezza della mano dal polso all'ultima falange del dito medio


SPALLA - BRACCIO - GOMITO

CIRCONFERENZA TORACE




Misurare la circonferenza del torace (senza le braccia)

LARGHEZZA SPALLE




Misurare la larghezza delle spalle

LUNGHEZZA AVAMBRACCIO



Misurare la lunghezza dell'avambraccio, dalla piega di flessione del gomito alla base del dito indice

CIRCONFERENZA GOMITO



Misurare la circonferenza del gomito

GINOCCHIO

CIRCONFERENZA COSCIA-GINOCCHIO-POLPACCIO



Circonferenza 15 cm sopra il centro rotula
Circonferenza rotula
Circonferenza al polpaccio

Misure

Taglia	Circoferenza 15 cm sopra il centro della rotula	Circoferenza alla rotula	Circonferenza al polpaccio (parte più grande)
XS	33 - 39 cm	30 - 32,5 cm	25 - 30 cm
S	39 - 47 cm	32,5 - 35 cm	30 - 35 cm
M	47 - 53 cm	35 - 37,5 cm	35 - 40 cm
L	53 - 60 cm	37,5 - 42,5 cm	40 - 45 cm
XL	60 - 67 cm	42,5 - 47,5 cm	45 - 50 cm
XXL	67 - 75 cm	47,5 - 52,5 cm	50 - 55 cm
XXXL	75 - 81 cm	52,5 - 57,5 cm	55 - 60 cm

CIRCONFERENZA COSCIA



Misurare la circonferenza della coscia 15 cm sopra il centro della rotula

LUNGHEZZA GAMBA



Misurare la lunghezza interna della gamba, dall'inguine al malleolo

CIRCONFERENZA SOTTO IL GINOCCHIO



Misurare la circonferenza del ginocchio alla base del ginocchio

CIRCONFERENZA COSCIA E POLPACCIO



Misurare la circonferenza della coscia 15 cm sopra il centro della rotula e la circonferenza del polpaccio 5 cm sotto la rotula

CIRCONFERENZA POLPACCIO



Misurare la circonferenza del polpaccio a metà polpaccio


PIEDE - CAVIGLIA

NUMERO SCARPA



Prendere il numero di scarpa del paziente

ALTEZZA PERSONA



Misurare l'altezza della persona

CIRCONFERENZA CAVIGLIA




Misurare la circonferenza della caviglia sopra i malleoli

LUNGHEZZA PIEDE-LARGHEZZA PIANTA



Misurare la lunghezza del piede fino alla base delle dita e la larghezza della pianta

CIRCONFERENZA BASE TALLONE-CAVIGLIA



Misurare la circonferenza presa dalla base del tallone intorno alla caviglia

AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 Compex®

 Empi®



MOTION IS ⁺MEDICINE®





DONJOY



C1

Collare cervicale anatomico standard

Indicazioni


- Lievi distorsioni cervicali, artrosi cervicali, torcicollo, terapia di mantenimento

Caratteristiche

- Schiuma a media densità ricoperta da maglia in cotone
- Sagomatura anatomica per un maggior comfort
- Chiusura a velcro
- Colore blu marine, 6 taglie disponibili in tre differenti altezze da 6,5 cm (pediatrica), 7,5 cm e 9,5 cm

Informazioni per l'ordine

Collare Cervicale Anatomico Standard C1			
Codice	Circonferenza collo in cm	Altezza tutore in cm	Taglia
CC1oPPAB	21 - 25	6,5	PED
CC1oPoAB	25 - 28	7,5	0
CC1oPIAB	29 - 32	7,5	1
CC1oP2AB	33 - 37	7,5	2
CC1oP3AB	38 - 42	7,5	3
CC1oP4AB	43 - 47	7,5	4
CC1oP5AB	48 - 51	7,5	5
CC1oGoAB	25 - 28	9,5	0
CC1oGIAB	29 - 32	9,5	1
CC1oG2AB	33 - 37	9,5	2
CC1oG3AB	38 - 42	9,5	3
CC1oG4AB	43 - 47	9,5	4
CC1oG5AB	48 - 51	9,5	5



DONJOY



C2

Collare cervicale anatomico rinforzato

Indicazioni


- Distorsioni cervicali di media entità, artrosi cervicale in fase acuta, nevralgie cervico – brachiali

Caratteristiche

- Schiuma a media densità ricoperta da maglia in cotone con placca di rinforzo in polietilene integrata nel tutore per aumentare la stabilità e la trazione
- Sagomatura anatomica per un maggior comfort
- Chiusura a velcro
- Colore grigio, 6 taglie disponibili in tre differenti altezze da 6,5 cm (pediatrica), 7,5 cm e 9,5 cm

Informazioni per l'ordine

Collare Cervicale Anatomico Rinforzato C2			
Codice	Circonferenza collo in cm	Altezza tutore in cm	Taglia
CC2oPPAG	21 - 25	6,5	PED
CC2oPoAG	25 - 28	7,5	0
CC2oPIAG	29 - 32	7,5	1
CC2oP2AG	33 - 37	7,5	2
CC2oP3AG	38 - 42	7,5	3
CC2oP4AG	43 - 47	7,5	4
CC2oP5AG	48 - 51	7,5	5
CC2oGoAG	25 - 28	9,5	0
CC2oGIAG	29 - 32	9,5	1
CC2oG2AG	33 - 37	9,5	2
CC2oG3AG	38 - 42	9,5	3
CC2oG4AG	43 - 47	9,5	4
CC2oG5AG	48 - 51	9,5	5





DONJOY

C3

Collare cervicale rigido

Indicazioni


- Traumi cervicali, distorsioni cervicali di media entità, nevralgie cervico brachiali traumatiche (colpo di frusta), nel post-operatorio

Caratteristiche

- Collare cervicale regolabile in altezza da 10 a 12 cm tramite inserti in velcro
- Realizzato in materiale rigido sagomato in polietilene medicale, con bordi imbottiti
- Design anatomico
- Colore bianco
- Disponibile in 3 taglie nella versione con e senza appoggio al mento



Informazioni per l'ordine



Collare Cervicale Rigido C3

Codice	Circonferenza collo in cm	Versione	Taglia
CC301	27 - 38	Senza appoggio al mento	1
CC302	38 - 47	Senza appoggio al mento	2
CC303	OLTRE 47	Senza appoggio al mento	3
CC311	27 - 38	Con appoggio al mento	1
CC312	38 - 47	Con appoggio al mento	2
CC313	OLTRE 47	Con appoggio al mento	3



PROCARE

Transitional 172

Collare cervicale ad elevata immobilizzazione

Indicazioni

- Traumi cervicali di seria entità, immobilizzazione post-trauma, cedimenti da metastasi, discopatie multiple, pronto soccorso

Caratteristiche


- Realizzato in due parti separate per l'uso immediato in fase di applicazione. La parte interna del collare è in materiale soffice con rivestimento anallergico mentre la parte esterna monta un rinforzo in polietilene sagomato anatomicamente per garantire un elevato grado di immobilizzazione
- Apertura anteriore per tracheotomia e posteriore per il controllo visivo
- Il design della flangia consente di agire con multi regolazioni per il miglior adattamento alla circonferenza del collo e per fornire il sostegno desiderato d'immobilizzazione
- Fasce di chiusura a velcro
- Codice colore per una rapida identificazione della misura appropriata quando si utilizza per l'emergenza
- Disponibile in quattro misure



Informazioni per l'ordine

Collare Cervicale Transitional 172

Codice	Circonferenza collo in cm	Altezza tutore in cm	Taglia
79-83283	33 - 56	5,72	Corto
79-83285	33 - 56	7,62	Regolare
79-83287	33 - 56	9,53	Lungo
79-83288	33 - 56	11,43	Extra-lungo



Per la scelta della taglia corretta, si veda la tabella di misurazione fornita all'interno della confezione



California

Collare cervicale

Indicazioni

- Immobilizzazione nei traumi cervicali di media e grave entità, discopatie severe e moderate, cedimenti da metastasi, nel post-operatorio

Caratteristiche

- Realizzato in schiuma di plastazote medicale traforato per la ventilazione, sagomatura anatomica per un elevato comfort
- Regolazioni e chiusura a velcro
- Barra di sostegno al mento
- Fornisce alta immobilizzazione e stabilità con l'appoggio mentoniero, occipitale, dorsale e sternale
- Anallergico, lavabile, radio trasparente
- Disponibile in versione con o senza foro tracheale
- Disponibile in 3 misure, 3 altezze da 8,3, 10,8 e 13,3 cm


Informazioni per l'ordine

Collare California con foro tracheale				
Codice	Circonferenza collo in cm	Altezza collo in cm	Altezza tutore in cm	Taglia
79-83133	25,5 - 33	8,3	8,3	S
79-83143		10,8	10,8	
79-83153		13,3	13,3	
79-83135	33 - 40,5	8,3	8,3	M
79-83145		10,8	10,8	
79-83155		13,3	13,3	
79-83137	40,5 - 48	8,3	8,3	L
79-83147		10,8	10,8	
79-83157		13,3	13,3	



Informazioni per l'ordine

Collare California senza foro tracheale				
Codice	Circonferenza collo in cm	Altezza collo in cm	Altezza tutore in cm	Taglia
79-83183	25,5 - 33	8,3	8,3	S
79-83193		10,8	10,8	
79-83243		13,3	13,3	
79-83185	33 - 40,5	8,3	8,3	M
79-83195		10,8	10,8	
79-83245		13,3	13,3	
79-83187	40,5 - 48	8,3	8,3	L
79-83197		10,8	10,8	
79-83247		13,3	13,3	



AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 compex®

 Empi®



MOTION IS ⁺MEDICINE®

Tronco



Corsetti lombari



Versione	Indicazione	Profilo del paziente
Mystrap™ Corsetto elasticizzato Unisex h 26 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Lombalgia acuta o subacuta 	<ul style="list-style-type: none"> • Sedentario • Ripresa dell'attività
Bodystrap™ 26 Maglia anatomica 3D h 26 cm Unisex 	<ul style="list-style-type: none"> • Lombalgia cronica 	<ul style="list-style-type: none"> • Sedentario • Attività quotidiane
Conforstrap™ Maglia anatomica 3D Disponibile modello per donna h 21 e 26 cm e per uomo da h 26 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Lombalgia cronica 	<ul style="list-style-type: none"> • Sedentario • Attività quotidiane
Porostrip™ Traspirante, effetto "seconda pelle" h 21 e 26 cm Unisex 	<ul style="list-style-type: none"> • Lombalgia acuta o subacuta • Lombalgia cronica 	<ul style="list-style-type: none"> • Da sedentario a moderatamente attivo • Ripresa dell'attività, lavori leggeri, attività sportive
Duostrap™ Corsetto lombare-addominale h 26 cm Unisex 	<ul style="list-style-type: none"> • Lombalgia acuta o subacuta • Debolezza addominale temporanea • Debolezza addominale persistente • Trattamento post-operatorio a seguito di interventi addominali 	<ul style="list-style-type: none"> • Sedentario • Pazienti sovrappeso • Paziente nel post-operatorio
Actistrip™ Forte compressione h 21 e 26 cm Unisex 	<ul style="list-style-type: none"> • Lombalgia acuta o subacuta • Lombalgia cronica • Lombosciatalgia 	<ul style="list-style-type: none"> • Attivo • Lavori pesanti • Tempo libero
Airstrap™ Corsetto con celle ad aria pneumatiche posteriori h 26 cm Unisex 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo a seguito di erniazione discale • Lombosciatalgia 	<ul style="list-style-type: none"> • Ripresa dell'attività • Attività ad alto impatto di stress alla colonna
Immostrap™ Compressione superiore e inferiore h 26 cm Unisex 	<ul style="list-style-type: none"> • Lombalgia acuta o subacuta • Artrosi lombare • Utilizzo a seguito di erniazione discale • Lombosciatalgia 	<ul style="list-style-type: none"> • Attivo • Lavori pesanti • Tempo libero
Abdostrap II™ Fascia post-operatoria altezza: 18, 25 e 32 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Trattamento post-operatorio a seguito di interventi addominali • Debolezza addominale temporanea 	<ul style="list-style-type: none"> • Paziente nel post-operatorio • Paziente allettato
MyBabystrap™ Evolution Fascia maternità con extra estensore modulare addominale, h 23 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Sostegno lombare e addominale durante il periodo della gravidanza 	<ul style="list-style-type: none"> • Gravidanza



Soluzioni efficaci e innovative



NOVITÀ



DONJOY

Mystrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta o subacuta

Caratteristiche

- 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area sacrolombare, 2 stecche addominali flessibili
- Fasce bilaterali per regolare il grado di compressione
- Inserti per le dita per una pratica vestibilità
- Altezza posteriore: 26 cm
- Unisex, colore nero

Profilo del paziente:

- Sedentario
- Ripresa dell'attività

DONJOY

Bodystrap™ 26

Indicazioni

Lombalgia acuta o subacuta


Caratteristiche

- 4 stecche dorsali flessibili per stabilizzare la zona sacrolombare, rivestite in morbido tessuto
- Doppi tiranti bilaterali per regolare il grado di sostegno e compressione
- Tessuto elastico traspirante ad elevata compressione
- Inserti per le dita per una pratica vestibilità
- Altezza posteriore: 26 cm
- Unisex, colore beige

Profilo del paziente:

- Sedentario
- Ripresa dell'attività

Informazioni per l'ordine




Mystrap		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-96110-1	70-89	T1
82-96110-2	90-112	T2
82-96110-3	113-135	T3

Informazioni per l'ordine



Bodystrap 26		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0260-1	56-68	XS
82-0260-2	68-82	S
82-0260-3	82-98	M
82-0260-4	98-116	L
82-0260-5	116-136	XL

Conforstrap™ Uomo Conforstrap™ Donna



Indicazioni

Lombalgia cronica

Caratteristiche

- 4 stecche dorsali rigide preformate e 2 stecche addominali flessibili
- Pack caldo/freddo rimovibile per alleviare il dolore
- Maglia elastica 3D multidirezionale per una vestibilità anatomica e un comfort ottimale
- Versione donna disegnata appositamente per l'anatomia femminile
- Altezza posteriore: 21 cm (versione donna) e 26 cm (versione uomo e donna)
- Colore nero
- Privo di lattice

Informazioni per l'ordine



Conforstrap			
DONNA - 21 cm	DONNA - 26 cm	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0233-1	82-0235-1	56-68	XS
82-0233-2	82-0235-2	68-82	S
82-0233-3	82-0235-3	82-98	M
82-0233-4	82-0235-4	98-116	L
82-0233-5	82-0235-5	116-136	XL
UOMO - 26 cm			
		56-68	XS
		68-82	S
		82-98	M
		98-116	L
		116-136	XL



DONJOY

Porostrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta, subacuta o cronica


Caratteristiche

- 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area sacrolombare e 2 stecche addominali
- Doppie fasce bilaterali per regolare il grado di compressione
- Tessuto traspirante per un comfort ottimale
- Tasca con inserti per le dita per una pratica vestibilità
- Basso profilo, leggero
- Altezza posteriore: 21 cm e 26 cm
- Unisex, colore nero

Profilo del paziente:

- Da sedentario a moderatamente attivo
- Ripresa dell'attività, lavori leggeri, attività sportiva moderata

Informazioni per l'ordine



Porostrap			
Codice		Circonferenza vita in cm	Taglia
21 cm	26 cm		
82-0227-1	82-0228-1	56-68	XS
82-0227-2	82-0228-2	68-82	S
82-0227-3	82-0228-3	82-98	M
82-0227-4	82-0228-4	98-116	L
82-0227-5	82-0228-5	116-136	XL

DONJOY

Duostrap™

Indicazioni

Patologie lombari e/o addominali, lombalgia acuta o subacuta, debolezza addominale temporanea (post-parto) o persistente (obesità), utilizzo post-operatorio a seguito di interventi all'addome

Caratteristiche

- 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area sacrolombare e 2 stecche addominali flessibili
- Design a vita alta per migliorare la contezione addominale
- Materiale elastico a forte compressione per un miglior sostegno addominale e dorsale
- Doppie fasce bilaterali per regolare il grado di compressione
- Altezza posteriore: 26 cm
- Unisex, colore nero
- Disponibile in 6 taglie (da XS a XXL, anche per soggetti obesi)

Profilo del paziente:

- Sedentario, sovrappeso, obeso
- Sottoposto ad intervento chirurgico addominale o nel post-parto

Informazioni per l'ordine



Duostrap		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0243-1	56-68	XS
82-0243-2	68-82	S
82-0243-3	82-98	M
82-0243-4	98-116	L
82-0243-5	116-136	XL
82-0243-6	136-156	XXL



DONJOY

Actistrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta, subacuta o cronica; lombosciatalgia

Caratteristiche

- 4 stecche dorsali rigide per stabilizzare l'area sacrolombare e correggere la lordosi e 2 stecche addominali flessibili
- Doppi tiranti bilaterali per aumentare il grado di sostegno e compressione
- Tessuto elastico a forte compressione per migliorare il controllo posturale
- Tasca con inserti per le dita per una pratica vestibilità
- Altezza posteriore: 21 cm e 26 cm
- Unisex, colore nero

Profilo del paziente:

- Attivo
- Lavori pesanti, tempo libero

DONJOY

Airstrap™

Indicazioni

Lombosciatalgia, a seguito di erniazione discale


Caratteristiche

- Nessuna stecca dorsale
- Sostegno posteriore gonfiabile per un'azione isolante, ammortizzante e massaggiante delle celle d'aria
- Pompa manuale rimovibile per gonfiare e sgonfiare le celle d'aria
- Doppie fasce bilaterali per regolare il grado di compressione
- Altezza posteriore: 26 cm
- Unisex, colore nero

Profilo del paziente:

- Attivo
- Lavori pesanti, tempo libero

Informazioni per l'ordine



Actistrap			
Codice		Circonferenza vita in cm	Taglia
21 cm	26 cm		
82-0230-1	82-0231-1	56-68	XS
82-0230-2	82-0231-2	68-82	S
82-0230-3	82-0231-3	82-98	M
82-0230-4	82-0231-4	98-116	L
82-0230-5	82-0231-5	116-136	XL

Informazioni per l'ordine



Airstrap		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0236-1	56-68	XS
82-0236-2	68-82	S
82-0236-3	82-98	M
82-0236-4	98-116	L
82-0236-5	116-136	XL



DONJOY

Immostrap™

Indicazioni


Lombalgia acuta o subacuta, artrosi lombare, lombosciatalgia, a seguito di erniazione discale

Caratteristiche

- 4 stecche dorsali semirigide per controllo posturale e 2 stecche addominali flessibili
- Regolazione indipendente della compressione superiore e inferiore
- Fasce quaduple bilaterali per regolare il grado di compressione e fibbie scorrevoli per una facile vestibilità
- Tessuto elastico a forte compressione per migliorare il controllo posturale
- Altezza posteriore: 26 cm
- Unisex, colore nero

Profilo del paziente:

- Attivo
- Lavori pesanti, tempo libero



Informazioni per l'ordine

Immostrap		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0229-1	56-68	XS
82-0229-2	68-82	S
82-0229-3	82-98	M
82-0229-4	98-116	L
82-0229-5	116-136	XL

DONJOY

Abdostrap™ II

Indicazioni

Debolezza addominale temporanea (post-parto), utilizzo post-operatorio a seguito di interventi addominali

Caratteristiche

- 2 stecche dorsali flessibili per stabilizzare l'area sacrolombare e 2 stecche addominali flessibili
- Tessuto compressivo multitensione per un efficace sostegno addominale
- Pannello anteriore rifilabile, si taglia senza sfilacciarsi per accedere a cicatrici chirurgiche, inserire cateteri, etc.
- Altezza posteriore: 18 cm, 25 cm e 32 cm
- Unisex, colore bianco
- Contiene una fascia addominale aggiuntiva

Profilo del paziente:

- Post-operato o allettato



Informazioni per l'ordine

Abdostrap II				
18 cm	25 cm	32 cm	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0256-1	82-0257-1	82-0258-1	68 - 82	S
82-0256-2	82-0257-2	82-0258-2	82 - 98	M
82-0256-3	82-0257-3	82-0258-3	98 - 116	L
82-0256-4	82-0257-4	82-0258-4	116 - 136	XL
82-0256-5	82-0257-5	82-0258-5	136 - 156	XXL



MyBabystrap™ Evolution



Indicazioni

Dolore lombare acuto dovuto alla gravidanza, sostegno addominale durante la gravidanza

Caratteristiche

- 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area sacrolombare
- Sostegno addominale regolabile per una vestibilità anatomica
- Cinghie bilaterali e fibbie scorrevoli per una pratica vestibilità
- Extra estensore modulare addominale per adattarsi a ogni stadio della gravidanza
- Materiali soffici di alta qualità
- Altezza: posteriore 23 cm, anteriore 8,5 cm

Profilo del paziente:

- Durante il periodo della gravidanza, fin dai primi mesi

Informazioni per l'ordine


MyBabystrap Evolution		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0245	80-135	Universale



Innovazione nel trattamento della colonna

La gamma di corsetti **LumboForce® Donjoy** rappresenta un'intelligente innovazione per migliorare i trattamenti terapeutici e i benefici nel paziente con problemi alla colonna.

Compressione efficace, facilità d'uso, ottimo comfort, **tessuto Energear™ d'ultima generazione**, alta qualità dei materiali, un assortimento di modelli per l'applicazione in differenti trattamenti, vestibilità eccellente, fanno di LumboForce lo stato dell'arte nei corsetti ortopedici.



Stato dell'arte

- Tecnologia tedesca dei macchinari
- Elastico multidirezionale 3D per elevata vestibilità e massimo comfort
- Alta qualità dei filati tecnici

Ottimo supporto

Le stecche dorsali sono centrate rispetto alla linea della colonna

Fibbie scorrevoli brevettate

Migliorano il tensionamento delle fasce laterali per fornire una corretta compressione e facilitare l'applicazione

FRONTE

RETRO

Fasce laterali

Includono la presa per le dita per facilitare l'indosso

Unisex

Il design è studiato per adattarsi alla morfologia del corpo femminile e maschile

Chiusura frontale funzionale

- Sufficientemente rigida per un adeguato contenimento addominale
- Sufficientemente flessibile per essere confortevole nella posizione seduta
- Presa per le dita per facilitare la chiusura

Inserto posteriore in silicone

- Inserto rimovibile realizzato in silicone flessibile per creare massaggio ed effetto propriocettivo

Ottima stabilizzazione

Tutti i modelli montano stecche a livelli differenti di supporto e stabilizzazione in funzione delle necessità:

- **Stecche flessibili** (in acciaio a molla)

oppure

- **Stecche rigide** (in alluminio)

Trattamento Energear™

- Energear™ è un trattamento Hi-Tech che recupera l'energia irradiata dal corpo
- Questo effetto favorisce la circolazione e sostiene il processo di guarigione
- Dona un ottimo effetto di benessere



DONJOY

LumboForce® 1

Indicazioni

- Livello di compressione e sostegno: leggero
- Lombalgia lieve o moderata cronica o acuta
- Spondiloartrosi dovuta a degenerazione cronica dei dischi intervertebrali
- Sindrome della faccetta articolare dovuta a degenerazione
- Osteocondrosi dovuta a degenerazione della cartilagine del disco


Caratteristiche

- Modello unisex
- Stecche flessibili posteriori
- Inserto posteriore rimovibile in silicone
- Altezza anteriore 16 cm - altezza posteriore 23 cm

Informazioni per l'ordine



LumboForce 1		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0216-1	65-75	XS
82-0216-2	75-85	S
82-0216-3	85-95	M
82-0216-4	95-105	L
82-0216-5	105-115	XL
82-0216-6	115-125	XXL



DONJOY

LumboForce® 2


Indicazioni

- Livello di compressione e sostegno: moderato
- Lombalgia da moderata a severa acuta e cronica
- Primo episodio di sciatica
- Primo episodio di sindrome radicolare da irritazione o compressione
- Spondiloartrosi, sindrome della faccetta articolare, osteocondrosi

Caratteristiche

- Modello unisex
- Stecche flessibili posteriori
- Inserto posteriore rimovibile in silicone
- Fasce bilaterale di trazione montate su fibbie scorrevoli per la corretta compressione
- Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 23 cm

Informazioni per l'ordine



LumboForce 2		
Codice	Circonferenza vita in cm	Taglia
82-0218-1	65-75	XS
82-0218-2	75-85	S
82-0218-3	85-95	M
82-0218-4	95-105	L
82-0218-5	105-115	XL
82-0218-6	115-125	XXL

DONJOY

LumboForce® 3

Indicazioni

- Livello di compressione e sostegno: moderato con parziale immobilizzazione del ROM
- Lombalgia moderata e severa acuta e cronica
- Moderata sindrome radicolare
- Moderata sciatica

Caratteristiche

- Modello unisex
- Stecche posteriori malleabili e rigide in alluminio, consentono l'adattamento alla curva lordotica
- Doppie fasce bilaterali di trazione montate su fibbie scorrevoli per la corretta compressione
- Disponibile in due differenze altezze:
 - Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm
 - Altezza anteriore 19 cm – altezza posteriore 32 cm

Informazioni per l'ordine



LumboForce 3			
Codice		Circonferenza vita in cm	Taglia
26 cm	32 cm		
82-0219-1		65-75	XS
82-0219-2		75-85	S
82-0219-3	82-0220-3	85-95	M
82-0219-4	82-0220-4	95-105	L
82-0219-5	82-0220-5	105-115	XL
82-0219-6	82-0220-6	115-125	XXL



DONJOY

LumboForce® 4


Indicazioni

- Livello di compressione e sostegno: elevato con alta immobilizzazione del ROM
- Sciatica severa
- Severa sindrome radicolare
- Spondilolistesi
- Deformità lombare severa
- Stenosi spinale
- Esiti di fratture stabili vertebrali

Caratteristiche

- Modello unisex
- Supporto rigido posteriore rimovibile addizionale
- Stecche posteriori malleabili e rigide in alluminio, consentono di adattarsi alla curva lordotica
- Doppie fasce bilaterali di trazione montate su fibbie scorrevoli per la corretta compressione
- Disponibile in due differenze altezze:
 - Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm
 - Altezza anteriore 19 cm – altezza posteriore 32 cm

Informazioni per l'ordine



LumboForce 4			
Codice		Circonferenza vita in cm	Taglia
26 cm	32 cm		
82-0221-1		65-75	XS
82-0221-2		75-85	S
82-0221-3	82-0222-3	85-95	M
82-0221-4	82-0222-4	95-105	L
82-0221-5	82-0222-5	105-115	XL
82-0221-6	82-0222-6	115-125	XXL

DONJOY

LumboForce® 5

Indicazioni

- Livello di compressione e sostegno: elevato con alta immobilizzazione del ROM
- Sciatica severa
- Severa sindrome radicolare
- Spondilolistesi
- Deformità lombare severa
- Stenosi spinale
- Fratture stabili vertebrali

Caratteristiche

- Modello unisex
- Supporto rigido posteriore rimovibile a forma di H (addizionale)
- Protegge la colonna dall'anca al rachide
- Stecche posteriori malleabili e rigide centralmente in alluminio, consentono di adattarsi alla curva lordotica
- Doppie fasce bilaterali di trazione montate su fibbie scorrevoli per la corretta compressione
- Disponibile in due differenze altezze:
 - Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm
 - Altezza anteriore 19 cm – altezza posteriore 32 cm

Informazioni per l'ordine



LumboForce 5			
Codice		Circonferenza vita in	Taglia
26	32		
82-0223-1		65-75	XS
82-0223-2		75-85	S
82-0223-3	82-0224-3	85-95	M
82-0223-4	82-0224-4	95-105	L
82-0223-5	82-0224-5	105-115	XL
82-0223-6	82-0224-6	115-125	XXL



Corsetti Exos Form™ II




Gamma termoformabile di corsetti in 5 versioni per differenti trattamenti del dolore della colonna. L'azione di sostegno e correzione posturale è gestita dal sistema di chiusura BOA, che applica una trazione dinamica in funzione delle necessità terapeutiche.

Exos Form II ha componenti termomodellabili che permettono al tecnico ortopedico la massima personalizzazione. Sono sufficienti pochi minuti di lavorazione a caldo a bassa temperatura per ottenere una perfetta modellabilità.

I pannelli posteriore ed anteriore termoformabili possono essere modificati più volte per seguire l'evoluzione delle necessità terapeutiche e per modifiche in funzione dei tempi di guarigione e recupero funzionale del paziente.

Corsetto molto confortevole, adatto ad ogni utilizzo, facile da indossare anche da persone anziane, di lunga durata e con un'efficacia terapeutica superiore.

Exos Form II è un corsetto modulare sia nell'altezza posteriore (18- 24 cm) che nella circonferenza alla vita. Con solo 2 taglie si può adattare a ogni morfologia del tronco sia per la donna che per l'uomo.



La figura del tecnico ortopedico, ha un ruolo essenziale per la scelta e l'adattamento del corsetto al paziente.

Il sistema di chiusura BOA con puleggia permette di gestire in modo indipendente la trazione e la tenuta della compressione da esercitare, sia nella parte superiore che in quella inferiore del corsetto, per meglio adattarsi alla morfologia del corpo e per fornire il giusto grado di sostegno.

Il sistema BOA gestisce anche l'effetto dinamico del corsetto per consentire il movimento in sicurezza, cosa necessaria per risolvere molte patologie della colonna.

Il corsetto Exos Form II è un prodotto clinicamente comprovato per l'efficacia terapeutica.



Per informazioni sul forno Exos vedere pagina 77

INDICAZIONI	SACRO	L1 - L5	L1 - L5	T9 - S1	T9 - S1
	300621	300626	300627	300631	300637
Dolore sacro-iliaco	•				
Dolore acuto e cronico		•	•	•	•
Lombalgia acuta e cronica		•	•	•	•
Discopatia		•	•	•	•
Osteoporosi		•	•	•	•
Ernia del disco		•	•	•	•
Post-operatorio		•	•	•	•
Post-operatorio discectomia		•	•	•	•
Spondilolistesi			•	•	•
Fusione spinale				•	•
Fratture da compressione				•	•



Exos Form™ II 300621


Indicazioni

- Dolore basso alla colonna con interessamento S1
- Dolore sacro-iliaco
- Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
- Prevenzione durante le attività sportive a rischio per la colonna

Caratteristiche

- Modello ultra basso con sistema di chiusura BOA
- Particolarmente adatto per attività lavorative o sportive per evitare eccessivi carichi da sforzo sulla parte bassa della colonna.
- Design a basso profilo, ultra leggero, minimo ingombro, facilità d'indosso.

Informazioni per l'ordine



EXOS FORM II 300621		
Codice	Circonferenza vita e altezza alla cresta iliaca in cm	Taglia
300621- 40	< 89	S/M
300621-60	91 - 140	L/XL



Exos Form™ II 300626

Indicazioni

- Dolore basso alla colonna da L1 a L5
- Lombalgia acuta o cronica
- Stiramenti e contusioni da sforzo
- Dolore da discopatia
- Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
- Spondilolistesi
- Osteoporosi
- Nel post-operatorio
- Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
- Prevenzione durante le attività sportive rischiose per la colonna

Caratteristiche

- Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
- Monta il sistema di chiusura BOA
- Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello anteriore in fase di chiusura
- Pannello per la lordosi termoformabile

Informazioni per l'ordine



EXOS FORM II 300626		
Codice	Circonferenza vita e altezza alla cresta iliaca in cm	Taglia
300626- 40	63 - 125	S/M
300626-60	125 -152	L/XL

Accessori opzionali

Codice	Descrizione
900-1-INSERT-40	Inserto per lordosi termoformabile S/M
900-1-INSERT-60	Inserto per lordosi termoformabile L/XL



Exos Form™ II 300627

Indicazioni

- Dolore basso alla colonna da L1 a L5
- Lombalgia acuta o cronica
- Stiramenti e contusioni da sforzo
- Dolore da discopatia
- Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
- Spondilolistesi
- Osteoporosi
- Nel post-operatorio
- Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
- Prevenzione durante l'attività sportiva a rischio per la colonna

Caratteristiche

- Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
- Monta il sistema di chiusura BOA
- Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello anteriore in fase di chiusura
- Doppio pannello termoformabile per la lordosi

Informazioni per l'ordine



EXOS FORM II 300627		
Codice	Circonferenza vita e altezza alla cresta iliaca in cm	Taglia
300627-40	63 -125	S/M
300627-60	125 - 152	L/XL

Accessori opzionali	
Codice	Descrizione
900-1-INSERT-40	Inserto per lordosi termoformabile S/M
900-1-INSERT-60	Inserto per lordosi termoformabile L/XL
900-AP-40	Pannello anteriore rinforzo S/M
900-AP-60	Pannello anteriore rinforzo L/XL



Exos Form™ II 300631

Indicazioni

- Dolore alla colonna da T9 a S1
- Lombalgia acuta o cronica
- Stiramenti e contusioni da sforzo
- Dolore da discopatia
- Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
- Spondilolistesi
- Osteoporosi
- Stenosi spinale
- Fusione spinale
- Nel post-operatorio

Caratteristiche

- Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
- Monta il sistema di chiusura BOA
- Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello anteriore in fase di chiusura
- Pannello anteriore e posteriore termoformabili

Informazioni per l'ordine



EXOS FORM II 300631		
Codice	Circonferenza vita e altezza alla cresta iliaca in cm	Taglia
300631-40	63 -125	S/M
300631-60	125 - 152	L/XL

Accessori opzionali	
Codice	Descrizione
900-631-40	Pannello posteriore alto T9 - S/M
900-631-60	Pannello posteriore alto T9 - L/XL
900-AP-40	Pannello anteriore rinforzo S/M
900-AP-60	Pannello anteriore rinforzo L/XL



EXOS Form™ II 300637




Indicazioni

- Dolore alla colonna da T 9 a S 1
- Lombalgia acuta o cronica
- Stiramenti e contusioni da sforzo
- Dolore da discopatia
- Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
- Spondilolistesi
- Osteoporosi
- Stenosi spinale
- Fusione spinale
- Nel post-operatorio


Caratteristiche

- Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
- Sistema di chiusura BOA
- Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello anteriore in fase di chiusura
- Pannello anteriore e posteriore termoformabili

Informazioni per l'ordine



EXOS FORM II 300637		
Codice	Circonferenza vita e altezza alla cresta iliaca in cm	Taglia
300637- 40	63 - 125	S/M
300637-60	125 - 152	L/XL



Accessori opzionali	
Codice	Descrizione
900-AP-40	Pannello anteriore rinforzo S/M
900-AP-60	Pannello anteriore rinforzo L/XL
900-631-40	Pannello posteriore alto T 9 - S/M
900-631-60	Pannello posteriore alto T 9 - L/XL
900-637-40	Estensioni laterali elastiche taglia S/M
900-637-60	Estensioni laterali elastiche taglia L/XL
900-1-WINGS-40 *	Fasce laterali ricambio S/M
900-1-WINGS-60 *	Fasce laterali ricambio L/XL
900-1-BWING-40 *	Prese chiusura ricambio taglia S/M
900-1-BWING-60 *	Prese chiusura ricambio L/XL

* Accessori comuni per tutte le versioni Exos Form II escluso il modello 300621



Busto lombosacrale toracico per il dolore acuto posturale

Il busto TLSO II riduce il movimento della colonna causa di pressioni che agiscono come vettori scatenanti del dolore sulle strutture neurali. La riduzione del movimento determinata da TLSO II svolge un benefico ed efficace effetto di riduzione del dolore.

Il busto semi-rigido dinamico TLSO II riduce il movimento e i vettori di carico, che sono causa di dolore acuto alla colonna da T2/T3 a S1.

La compressione all'addome favorisce la diminuzione del carico, perchè apre gli spazi intervertebrali che comprimono i nervi.

TLSO II è composto da due parti:

Parte superiore

Parte superiore del busto con spallacci e barra di stabilizzazione sternale regolabile in altezza per l'immobilizzazione a livello toracico.



Parte inferiore

Preso al bacino semi-rigida con pannello anteriore rinforzato e posteriore alto anatomico, per fornire compressione ed elevata stabilizzazione.

Il sistema di chiusura del busto monta il meccanismo BOA, che agisce sulla puleggia posteriore per ottenere la trazione dinamica alla colonna.





DONJOY

TLSO II

NOVITÀ

BUSTO
O150
TLSO II



Indicazioni


- Dolore acuto lombo-toracico
- Fratture da compressione all'area toracica
- Osteoporosi
- Cifosi
- Pre e post-chirurgia vertebrale

Caratteristiche

- Materiali di alta qualità, imbottiture di protezione per aumentare il comfort durante l'uso
- Barra sternale in alluminio malleabile e regolabile in altezza per l'estensione e la limitazione dei movimenti nella parte alta della colonna
- Leggero, consente di ottenere un'efficace trazione dinamica che accelera la ripresa funzionale del paziente
- Chiusura dinamica BOA con sistema di trazione variabile nella resistenza tramite puleggia posteriore
- Design anatomico e funzionale al trattamento da eseguire sul paziente



Informazioni per l'ordine



TLSO II				
Codice	Descrizione	Taglia	Circonferenza Vita	Altezza Posteriore
11-1585-2	TSLO	S	76-89 cm	43 cm
11-1585-3	TSLO	M	89-101,5 cm	43 cm
11-1585-4	TSLO	L	101,5-114 cm	48 cm
11-1585-5	TSLO	XL	114-127 cm	48 cm
11-1585-6	TSLO	XXL	127-140 cm	48 cm
25-1585-2	Fascia ricambio	S	-	-
25-1585-3	Fascia ricambio	M,L,XL,XXL	-	-

AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 compex®

 Empi®



MOTION IS ⁺MEDICINE®

Spalla
Braccio
Gomito



Spalla braccio gomito

Tutori clavicola



	Cromax	Supporto Acromioclavicolare
Frattura di clavicola	•	•
Lussazione dell'acromion	•	•

Tutori per arto superiore



	Immo™	Immoscap™	Reggibraccio standard	Reggibraccio pediatrico Bear
Lussazione della testa dell'omero	•	•	•	•
Lussazione acromioclavicolare		•		
Lesione del gomito e dell'avambraccio			•	•
Tendinite della cuffia dei rotatori	•	•		
Frattura della clavicola	•	•		
Frattura della testa dell'omero		•		
Uso post-operatorio	•	•		

Tutori per spalla



	Quick-Fit®	UltraSling®	UltraSling® III 15°	UltraSling® IV	UltraSling® IV ER	UltraSling® IV AB	PSA-2
Fratture e lussazioni di spalla	•	•	•	•		•	•
Cuffia dei rotatori	•	•	•	•	•	•	•
Post-operatorio	•	•	•	•	•	•	•
Rotazione Esterna 15°/30°					•		

Tutori per gomito



	X-Act ROM Gomito	Condilax	Pneumatic Armband	Epiforce
Traumi e lesioni al gomito e avambraccio	•			
Frattura del gomito	•			
Post-op del gomito	•			
Epicondilita		•	•	•
Epitrocitea		•	•	•



DONJOY



Cromax™

Immobilizzatore per clavicola

Indicazioni

- Fratture di clavicola con o senza dislocazione e per soggetti nei quali sia necessario correggere la postura delle spalle

Caratteristiche

- Doppia fascia ad anelli con prolunga di stabilizzazione posteriore
- Realizzato in tessuto rinforzato con imbottiture per migliorare il comfort, materiali anallergici
- Fibbie a scorrimento per regolare la trazione da esercitare
- Chiusura a velcro
- Disponibile in 5 taglie: da pediatrico ad adulto

PROCARE

Supporto Acromioclavicolare

Indicazioni

- Trattamento a seguito di lussazione acromioclavicolare, nei casi di deficit neurologico dell'arto superiore per la corretta postura

Caratteristiche


- Struttura in tela rinforzata con sistema a cinghie di trazione/sospensione per l'indosso. Monta fibbie di tenuta a scorrimento con blocco di sicurezza. Sagomatura al gomito per la corretta inclinazione braccio/avambraccio
- Disponibile in taglia universale, veste circonferenze al torace da 53 a 106,5 cm

Informazioni per l'ordine



Cromax		
Codice	Distanza da scapola a scapola in cm	Taglia
H-CR120	< 24	XS
H-CR124	25 - 30	S
H-CR121	31 - 40	M
H-CR122	41 - 49	L
H-CR123	> 50	XL

Informazioni per l'ordine



Supporto Acromioclavicolare	
Codice	Circonferenza torace in cm (presa alla base dello sterno)
79-85010	53 - 106,5



DONJOY

Immo™ Immobilizzatore braccio-spalla



Indicazioni

- Immobilizzazione braccio-spalla post-trauma e post-operatoria
- Neurologia: paralisi, emiplegia

Caratteristiche

- Supporto in Terrycloth™ con chiusura a velcro
- Design ergonomico per la migliore distribuzione del peso e per la corretta postura del paziente
- Versione ambidestra, disponibile in 6 taglie (dalla pediatrica alla XL)

Informazioni per l'ordine

Immo™		
Codice	Lunghezza braccio in cm	Taglia
225-P	< 23	PED
225-01	23 - 25	XS
225-02	26 - 29	S
225-03	30 - 32	M (Circonferenza del torace < 135)
225-04	33 - 34	L (Circonferenza del torace > 135)
225-05	35 - 37	XL



DONJOY

Immoscap™ Immobilizzatore gilet per arto superiore

Indicazioni


- Lussazione acromioclavicolare, lussazione e sublussazione di spalla, frattura della clavicola, post-operatorio
- In neurologia: emiplegia e paralisi – In reumatologia: periartriti scapolo omerali

Caratteristiche

- Gilet di contenzione e d'immobilizzazione realizzato in tessuto rinforzato analergico
- Consente di creare contenzione alla spalla e all'arto superiore
- Ampia fascia confortevole di supporto al braccio
- Pratiche regolazioni con chiusure a velcro
- Disponibile in 6 taglie
- Ambidestro

Informazioni per l'ordine

Immoscap		
Codice	Circonferenza torace in cm	Taglia
GI-XS	< 90	XS
GI-S	91 - 100	S
GI-M	101 - 110	M
GI-L	111 - 120	L
GI-XL	121 - 130	XL
GI-XXL	> 130	XXL





PROCARE

Bear

Reggibraccio pediatrico



Indicazioni

- Sostegno nel post-ingessatura, post-medicazione, post-trauma


Caratteristiche

- Realizzato esternamente in poliestere e rivestito internamente in cotone
- Fascia ergonomica alla spalla con clip di chiusura rapida

Informazioni per l'ordine



Reggibraccio Bear		
Codice	Dimensioni tutore in cm (profondità x lunghezza)	Taglia
79-99132	11 x 25	XS
79-99133	16 x 31	S





DONJOY

Reggibraccio Standard

Indicazioni

- Sostegno nel post-ingessatura, post-medicazione, post-trauma

Caratteristiche

- Realizzato in poliestere e cotone
- Fascia larga e imbottita per distribuire il peso
- Sostegno interno per il pollice
- Modello ambidestro, disponibile in 4 taglie

Informazioni per l'ordine

Reggibraccio Standard		
Codice	Lunghezza avambraccio in cm, dita incluse	Taglia
EC01	< 30	S
EC11	31 - 40	M
EC21	41 - 50	L
EC31	> 51	XL



AIRCAST

Quick-Fit® Cuscino per la spalla a 15°

Indicazioni

- Fratture stabilizzate della spalla e del braccio, a seguito di riduzione per dislocazione della spalla, riparazione della cuffia dei rotatori, lesioni ai tessuti molli, nel post-operatorio e nel post-trauma

Caratteristiche

- Cuscino per la spalla a 15° di abduzione realizzato in materiali confortevoli per il paziente, doppia fascia di ancoraggio alla spalla e al tronco, ampia fascia reggibraccio, tessuto di rivestimento traspirante e anti sudore
- Misura universale, ambidestro

Informazioni per l'ordine

Cuscino per la spalla Quick-Fit® 15°		
Codice	Lunghezza braccio in cm	Taglia
o6AB	26,5 - 43	Unica



UltraSling® Abduzione a 10°

Indicazioni

- Riparazione della cuffia dei rotatori, sublussazione, dislocazione, riparazione dei tessuti molli a seguito di un trauma, spostamenti capsulari, lesione di Bankart, dislocazione e sublussazione gleno-omeroale

Caratteristiche

- Versione a 10° di abduzione
- Ampia fascia reggibraccio
- Tessuto leggero e fresco
- Disponibile in 3 misure
- Ambidestro

Informazioni per l'ordine

UltraSling® 10°		
Codice	Lunghezza braccio in cm	Taglia
11-0138-2	< 31,5	S
11-0138-3	31,5 - 39,5	M
11-0138-4	> 39,5	L



UltraSling® III Abduzione a 15°

Indicazioni

- Riparazione della cuffia dei rotatori, dislocazione capsulare, lesione di Bankart, dislocazione/sublussazione gleno-omeroale, riparazione dei tessuti molli

Caratteristiche

- Versione a 15° gradi di abduzione
- Realizzato con materiali di alta qualità e con accorgimenti tecnici per migliorare l'uso anche per lunghi periodi
- Fasce di sospensione con clip rapide di chiusura, fascia extra antirotazione inclusa nella confezione
- 4 misure disponibili, ambidestro

Informazioni per l'ordine


UltraSling® III 15°		
Codice	Lunghezza braccio in cm	Taglia
11-0449-2	< 28	S
11-0449-3	28 - 33	M
11-0449-4	33 - 38	L
11-0449-5	> 38	XL



DONJOY

UltraSling® IV

Abduzione a 15°



Indicazioni

- Riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori, dislocazione capsulare, lesione di Bankart, sublussazioni gleno-omerali, riparazione dei tessuti molli, uso post-trauma

Caratteristiche

- Versione a 15° in abduzione con tre fasce di fissaggio e sostegno spalla-tronco per distribuire uniformemente il peso e diminuire la pressione esercitata sul collo
- Le fasce sono regolabili e imbottite per garantire il massimo comfort
- Il tessuto di rivestimento del cuscino è in materiale a elevata traspirazione ed elimina l'eccesso di sudorazione
- Il rinnovato design anatomico del cuscino e del reggibraccio evitano di esercitare pressioni sul nervo ulnare
- Il nuovo sistema a tre fasce di fissaggio spalla/tronco facilita l'indosso del cuscino
- Disponibile in quattro taglie ambidestre

Informazioni per l'ordine


UltraSling® IV 15°		
Codice	Misura braccio in cm	Taglia
11-0445-2	< 28	S
11-0445-3	28 - 33	M
11-0445-4	33 - 38	L
11-0445-5	> 38	XL



DONJOY

UltraSling® IV ER

Rotazione esterna a 15° e 30°



Indicazioni

- Cuscino spalla - braccio con posizione in Rotazione Esterna a 15° oppure a 30° per l'uso nel post-operatorio artroscopico, lesione di Bankart, dislocazioni e sublussazione gleno-omeroale, spostamenti capsulari, decontrattura e manipolazione nella capsulite adesiva

Caratteristiche

- Medesime caratteristiche della versione a 15°, UltraSling® IV ER è concepito per i protocolli post-operatori che s'indirizzano verso l'immobilizzazione della spalla in posizione con rotazione esterna
- Il design del cuscino di supporto e del reggibraccio ha una nuova configurazione per aumentare il comfort del paziente, evitando la compressione sul nervo ulnare
- Disponibile a 15° oppure 30°, in quattro taglie ambidestre

Informazioni per l'ordine

UltraSling IV® ER 15°		
Codice	Misura braccio in cm	Taglia
11-1304-2	< 28	S
11-1304-3	28 - 33	M
11-1304-4	33 - 38	L
11-1304-5	> 38	XL

UltraSling® IV ER 30°		
11-1305-2	< 28	S
11-1305-3	28 - 33	M
11-1305-4	33 - 38	L
11-1305-5	> 38	XL





DONJOY

UltraSling® IV A/B

Abduzione a 45° - 60°

Indicazioni

- Immobilizzazione della cuffia dei rotatori, lesione di Bankart, spostamenti capsulari, dislocazione/sublussazione glenomeroale, riparazione dei tessuti molli.

Caratteristiche

- Sistema di tre fasce di fissaggio per distribuire i carichi e alleviare la pressione sul collo
- Design anatomico del cuscino per una confortevole abduzione a 45°
- Taglia facilmente identificabile dal colore della palla anti-stress
- Fibbie ad aggancio e sgancio rapido
- Disponibile in quattro taglie ambidestre

Informazioni per l'ordine

UltraSling® IV A/B 45° - 60°		
Codice	Lunghezza braccio in cm	Taglia
11-0439-2	< 28	S
11-0439-3	28 - 33	M
11-0439-4	33 - 38	L
11-0439-5	> 38	XL



DONJOY

PSA-2

Abduzione a 30°

Indicazioni

- Riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori, dislocazione capsulare, lesione di Bankart, sublussazione gleno-omeroale, riparazione dei tessuti molli, nel post trauma e post-operatorio

Caratteristiche

- Cuscino per la spalla a 30° in abduzione. La conformazione del cuscino è anatomica per fornire un elevato comfort durante l'uso, doppia fascia di sostegno e ancoraggio al tronco con clip per chiusura rapida e per un semplice indosso del presidio. Il tessuto di rivestimento è confortevole, elimina l'eccesso di sudorazione, non crea punti d'irritazione da eccessivo contatto
- Disponibile in versione sinistra oppure destra, in due lunghezze

Informazioni per l'ordine

Cuscino per la spalla PSA-2 30°			
Codice	Lato	Lunghezza braccio in cm	Taglia
OX0390-2L	Sinistro	> 25	Standard
OX0390-2R	Destro	> 25	Standard
OX0391-2L	Sinistro	< 25	Small
OX0391-2R	Destro	< 25	Small

X-Act ROM

Tutore per gomito



Indicazioni

- Fratture stabilizzate
- Riparazione al bicipite
- Lesioni dei tessuti molli
- Post-artroscopia e post-trauma

Caratteristiche

- Snodo con sistema per il controllo del ROM articolare con incremento di 10°
- Estensione da -10° a 90°. Flessione da -10° a 120°.
- Blocco intermedio fisso a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Fibbie a sgancio rapido per una facile applicazione
- Barre telescopiche Tele-Fit
- Prese al braccio malleabili per la corretta misura
- Kit per controllo supinazione e pronazione del polso (opzionale)
- Versione destra e sinistra

Informazioni per l'ordine

Tutore per Gomito X-Act ROM		
Codice	Lato	Taglia
11-g121	Destro	Universale
11-g122	Sinistro	Universale

Accessori opzionali		
25-6756	Kit pronazione/supinazione destro	Universale
25-6759	Kit pronazione/supinazione sinistro	Universale



DONJOY

Condilax™ Gomitiera elastica

Indicazioni

- Epicondilita (gomito del tennista)
- Epitrocleite (gomito del golfista)
- Artrite
- Uso post-operatorio e post-trauma

Caratteristiche

- Tessuto elastico a forma anatomica realizzato con maglia multidirezionale
- Ambidestra
- Priva di lattice
- Inserto in silicone medicale per epicondilo
- Contenzione Medica Certificata classe II

Informazioni per l'ordine

Condilax™		
Codice	Circonferenza braccio in cm	Taglia
S400B-1	18 - 20	XS
S400B-2	21 - 24	S
S400B-3	25 - 28	M
S400B-4	29 - 31	L
S400B-5	32 - 35	XL
S400B-6	36 - 39	XXL

DONJOY

Epiforce™ Gomitiera elastica

Indicazioni

- Infiammazione cronica, uso post-trauma e post-operatorio
- Gomito del tennista (epicondilita)
- Gomito del golfista (epitrocleite)
- Osteoartrosi lieve e moderata, artrite reumatoide, borsite

Caratteristiche

- Inserti integrati nel tutore realizzati in silicone per diminuire la pressione sui muscoli del gomito
- Fascia rimovibile per regolare il livello di compressione desiderato
- Design anatomico e maglia multidirezionale per la corretta compressione e alto comfort
- Tessuto traspirante e ipoallergenico, anti-grinze e antiscivolo
- 6 taglie
- Ambidestra
- Contenzione Medica Certificata RAL


Informazioni per l'ordine

Epiforce™		
Codice	Circonferenza braccio in cm	Taglia
82-0253-1	19 - 22	XS
82-0253-2	22 - 25	S
82-0253-3	25 - 28	M
82-0253-4	28 - 31	L
82-0253-5	31 - 34	XL
82-0253-6	34 - 37	XXL

AIRCAST

Armband™

Bracciale pneumatico
per epicondilite



Indicazioni

- Epicondilite (gomito del tennista)
- Epitrocleite (gomito del golfista)

Caratteristiche

- Utilizzando un cuscinetto ad aria, si concentra la compressione sul muscolo estensore anziché intorno a tutto il braccio, fornendo una compressione mirata senza costrizione
- Fascia con chiusura a velcro
- Misura universale, ambidestro

Informazioni per l'ordine

Bracciale pneumatico per epicondilite Armband™



Codice	Circonferenza braccio in cm	Taglia
81-05AB	Min 20 - max 36	Universale

AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 compex®

 Empi®



MOTION IS ⁺MEDICINE®

Polso Mano



Tutori Polso Mano Classici

Tutori per polso senza pollice



	Manuforce	Az™ senza pollice	Respiform™ senza pollice	Flexiform™ senza pollice	Lace Up™	Tutore lungo con rinforzo steccato
Infiammazione cronica	•					
Distorsione del polso	•	•	•	•	•	•
Uso post-op e post-trauma		•	•	•	•	•
Osteoartrite lieve e moderata	•	•	•	•		
Attività sportive	•				•	
Tendinite, tenosinovite, sindrome del tunnel carpale		•				

Tutori per polso con pollice



	Az™ con pollice	Respiform™ con pollice	Flexiform™ con pollice
Distorsione metacarpo-falangea del pollice	•	•	•
Sindrome di De Quervain		•	•
Rizartrosi	•	•	•
Uso post-operatorio e post trauma	•	•	•
Sindrome del tunnel carpale	•	•	•
Instabilità legamentosa	•	•	•
Tendinite, tenosinovite, dolori reumatici	•		

Tutori per pollice



	Pol'Ax1	Thumb-O-Prene
Distorsione metacarpo-falangea del pollice	•	•
Rizartrosi	•	•
Artrosi metacarpo-falangea	•	•

Tutore per polso e dita



	Confort Doigt
Distorsione della falange e metacarpo-falangea	•
Fratture del metacarpo	•

Stecche per dita



	Immo Splint	Splint tipo "Staxx"	Kit Splint tipo "Staxx"
Lesioni minori delle falangi e del dito	•	•	•



DONJOY

Manuforce™

Polsiera elastica



Indicazioni

- Infiammazione cronica, nel post-operatorio e post-trauma del polso o dei tessuti molli
- Distorsione del polso, tendinite, tenosinovite, sindrome del tunnel carpale
- Osteoartrite lieve e moderata, dolori reumatici al polso
- Utilizzo post-gesso

Caratteristiche

- Supporto palmare malleabile per la corretta stabilizzazione articolare
- Fascia rimovibile per regolare il livello di compressione desiderato
- Design anatomico con lavorazione del tessuto multidirezionale per una corretta compressione e per aumentare il comfort
- Tessuto traspirante e ipoallergenico, anti-grinze e antiscivolo
- Versione per mano destra oppure sinistra
- 6 taglie
- Contenzione Medica Certificata RAL



Informazioni per l'ordine



Polsiera elastica Manuforce™			
Codice		Circonferenza polso in	Taglia
Sinistro	Destro		
82-0255-1	82-0254-1	13 - 14,5	XS
82-0255-2	82-0254-2	14,5 - 16	S
82-0255-3	82-0254-3	16 - 17,5	M
82-0255-4	82-0254-4	17,5 - 19	L
82-0255-5	82-0254-5	19 - 20,5	XL
82-0255-6	82-0254-6	20,5 - 22	XXL



Inserto in silicone
Riduce la pressione sul nervo e
migliora la vasodilatazione



Stecca in alluminio
Per personalizzare il supporto



Fascia elastica rimovibile
Per migliorare la stabilità



Inserto elastico
Per facilitare la chiusura

AIRCAST

A2™ Tutore per polso



A2™ senza pollice



A2™ con pollice



Aircast® A2™ consente di ottenere la limitazione del movimento articolare per diverse applicazioni terapeutiche. Disponibile in 2 configurazioni: con o senza inclusione del pollice. A2™ è una soluzione pratica per trattare l'immobilizzazione del polso e del polso+pollice.

Indicazioni

- Distorsione del polso
- Sindrome del tunnel carpale
- Supporto per polso dopo rimozione dell'ingessatura
- Lesioni traumatiche del polso
- Tendinite cronica o acuta

Caratteristiche

- Rivestimento interno in Lycra® estensibile per dare vestibilità, proteggere la cute e garantire la traspirabilità
- Disponibile in due versioni: con o senza presa pollice
- Due stecche modellabili e rimovibili in alluminio: dorsale e palmare
- Versione destra e sinistra, in tre misure

Informazioni per l'ordine

A2™ senza pollice			
Codice		Circonferenza polso in cm	Misura
Sinistro	Destro		
05WSL	05WSR	12,7 - 16,5	S
05WML	05WMR	15,9 - 19,7	M
05WLL	05WLR	19 - 22,9	L

A2™ con pollice			
05WTS�	05WTSR	12,7 - 16,5	S
05WTML	05WTMR	15,9 - 19,7	M
05WTLL	05WTLR	19 - 22,9	L

RespiForm™

Tutore lungo



Informazioni per l'ordine

RespiForm™ senza pollice

Codice	Circonferenza polso in cm	Lato polso	Taglia
82-96061	< 14	Destro	XS
82-96062	14 - 16	Destro	S
82-96063	16 - 19	Destro	M
82-96064	19 - 21	Destro	L
82-96065	> 21	Destro	XL
82-96051	< 14	Sinistro	XS
82-96052	14 - 16	Sinistro	S
82-96053	16 - 19	Sinistro	M
82-96054	19 - 21	Sinistro	L
82-96055	> 21	Sinistro	XL

RespiForm™ con pollice

Codice	Circonferenza polso in cm	Lato polso	Taglia
82-96071	< 14	Destro	XS
82-96072	14 - 16	Destro	S
82-96073	16 - 19	Destro	M
82-96074	19 - 21	Destro	L
82-96075	> 21	Destro	XL
82-96081	< 14	Sinistro	XS
82-96082	14 - 16	Sinistro	S
82-96083	16 - 19	Sinistro	M
82-96084	19 - 21	Sinistro	L
82-96085	> 21	Sinistro	XL

Indicazioni

- Immobilizzazione del polso pre e post-operatoria, post-trauma o post-gesso

Caratteristiche

- Tessuto a doppio strato con parte interna rivestita in maglina di cotone traspirante per un elevato comfort
- Chiusura con fasce a velcro
- Stecche interne in alluminio malleabili e sagomabili
- Disponibile per polso destro oppure sinistro
- Due versioni: con o senza inclusione del pollice
- 5 taglie disponibili

DONJOY

Flexiform™

Tutore lungo



Indicazioni

- Trattamento post-trauma e post-operatorio al polso
- Distorsioni moderate e severe
- Dopo rimozione del gesso

Caratteristiche

- Realizzato in Flexy™ con parte interna rivestita per un ottimo comfort e traspirabilità, parte esterna in vellutino per facilitare la chiusura a velcro
- Stecche in alluminio dorsale e palmare sfilabili e modellabili
- Nella versione con il pollice, stecca supplementare di sostegno
- Ambidestro, 3 misure disponibili
- Lunghezza tutore: 20 cm

Informazioni per l'ordine



Tutore lungo Flexiform con pollice		
Codice	Circonferenza polso in cm	Taglia
82-96042	13 - 16	S
82-96043	16 - 25	M/L
82-96045	> 25	XL

Tutore lungo Flexiform senza pollice		
82-96032	13 - 16	S
82-96033	16 - 25	M/L
82-96035	> 25	XL



DONJOY

Lace Up™ Tutore per polso

Indicazioni

- Distorsioni e traumi al polso di media o severa entità
- Immobilizzazione del polso in fase pre e post-operatoria

Caratteristiche

- Disponibile in 5 taglie (dalla XS alla XL)
- Disponibile in 2 lunghezze: corto da 17,5 cm e lungo da 25 cm
- Versione destra e sinistra
- Tessuto traforato per una migliore traspirabilità
- Facilità di applicazione tramite la chiusura con speciale strappo dei lacci
- Non contiene lattice

Informazioni per l'ordine



Lace Up corto (17,5 cm)			
Codice		Circonferenza polso in cm	Taglia
Sinistro	Destro		
82-87212	82-87202	< 14	XS
82-87213	82-87203	14 - 16,5	S
82-87215	82-87205	16,5 - 19	M
82-87217	82-87207	19 - 21,5	L
82-87218	82-87208	> 21,5	XL

Lace Up lungo (25 cm)			
82-87232	82-87222	< 14	XS
82-87233	82-87223	14 - 16,5	S
82-87235	82-87225	16,5 - 19	M
82-87237	82-87227	19 - 21,5	L
82-87238	82-87228	> 21,5	XL



DONJOY

Tutore lungo Tutore lungo con rinforzo steccato

Indicazioni

- Ideale per l'immobilizzazione post-chirurgica, immobilizzazione post-trauma, distorsioni moderate e severe del polso

Caratteristiche

- Realizzato in Nylon/fibra sintetica ipoallergenica
- Due stecche malleabili in alluminio, dorsale e palmare
- Chiusure in velcro
- Lunghezza tutore cm 26
- Versione destra e sinistra, misura universale

Informazioni per l'ordine

Tutore lungo con rinforzo steccato	
Codice	Lato
11-0220-9	Destro
11-0221-9	Sinistro



Boomerang™ Polsino in Neoprene

Indicazioni

- Ideale per lievi sovraffaticamenti e distorsioni di lieve entità

Caratteristiche

- Design avvolgente anatomico
- Taglia universale, ambidestro
- Realizzato in neoprene con chiusura a velcro

Informazioni per l'ordine

Polsino Boomerang	
Codice	Taglia
11-0014-9	Universale



Pol'Ax 1™ Tutore termoformabile per il pollice

Indicazioni

- Immobilizzazione parziale del pollice a seguito di un trauma o nel post-operatorio
- Trattamento della rizartriosi
- Immobilizzazione del pollice dello sciatore, dopo frattura allo scafoide
- Distorsioni metacarpo-falangee

Caratteristiche

- Realizzato in materiale termoformabile
- Il materiale termoformabile consente di adattare perfettamente il tutore al pollice. Si lavora a bassa temperatura
- Rivestimento interno ipoallergenico, chiusura a velcro
- Disponibile in 3 misure, ambidestro

Informazioni per l'ordine

Tutore termoformabile Pol'Ax 1		
Codice	Circonferenza pollice in cm	Taglia
POL10S	6 - 8,5	S
POL10M	9 - 10,5	M
POL10L	11 - 12,5	L





Thumb-O-Prene™ Immobilizzatore per pollice

Indicazioni

- Rizartriosi
- Lussazione del pollice, post-trauma
- Iperestensione, artrosi metacarpo-falangea

Caratteristiche

- Realizzato in neoprene con stecca di sostegno malleabile al pollice
- Fascia elastica per la trazione in abduzione/adduzione
- Disponibile in due taglie, ambidestre

Informazioni per l'ordine



Immobilizzatore per pollice Thumb-O-Prene

Codice	Circonferenza Polso in cm	Taglia
82-82700	< 28	Standard
82-82701	> 28	XL



Confort Doigt™ Tutore per polso e dita

Indicazioni

- Immobilizzazione delle dita e del polso in fase pre e post-operatoria, sovraccarichi/distorsioni, fratture o lussazioni
- Trattamento a seguito di traumi alle dita

Caratteristiche

- Supporto in tessuto con prolunga per l'immobilizzazione delle dita
- Asta in alluminio malleabile con binario scorrevole
- Versione: sinistra o destra
- 4 misure disponibili

Informazioni per l'ordine



Tutore per polso e dita Confort Doigt


Codice		Circonferenza polso in cm	Taglia
Sinistra	Destra		
POL48G1	POL48D1	13 - 16	S
POL48G2	POL48D2	17 - 20	M
POL48G3	POL48D3	21 - 23	L
POL48G4	POL48D4	> 23	XL



PROCARE

Immo™ Splint

Stecca per dita



Indicazioni

- Ideale per l'immobilizzazione del singolo dito a seguito di distorsioni, sovraffaticamenti, fratture o slogature

Caratteristiche

- Struttura in vinile/schiuma con chiusura a velcro
- La stecca modellabile può essere sagomata in modo da sostenere il singolo dito al grado desiderato
- 3 misure disponibili
- Ambidestro

Informazioni per l'ordine

Stecca per dita Immo Splint

Codice	Lunghezza dalla base del polso alla terza falange in cm	Taglia
82-87123	19	S
82-87125	23	M
82-87127	25,5	L



PROCARE®

Splint tipo "Staxx"

Indicazioni e Caratteristiche

- Ideale per lesioni minori delle dita
- Materiale plastico medicale trasparente
- Confezione da 12 pezzi per singola misura

Informazioni per l'ordine

Splint tipo "Staxx"		
Codice	Circonferenza 1ª falange in cm	Taglia
79-72251	4,5	1
79-72252	4,8	2
79-72253	5,1	3
79-72254	5,7	4
79-72255	6	5
79-72256	6,9	5,5
79-72257	7,2	6
79-72258	8,1	7

PROCARE®

Kit Splint tipo "Staxx"

Indicazioni e Caratteristiche

- Si veda la precedente descrizione. Il Kit è l'ideale soluzione per il "Pronto Soccorso"
- 30 pezzi, misure assortite

Informazioni per l'ordine

Kit Splint tipo "Staxx"	
Codice	Descrizione
79-72260	Kit 30 pezzi assortiti
Accessorio per Splint tipo "Staxx"	
79-72240	Accessorio: fasce chiusura (25 pz)

Tutori termoformabili Polso Mano



DJO Global presenta la nuova gamma Exos di tutori termoformabili per trattare l'immobilizzazione del polso e della mano, forti dell'esperienza nel proporre dispositivi medici innovativi realizzati con la collaborazione dei migliori medici specialisti.

Lo sapevate?

Exos è una reale alternativa al classico gesso e grazie all'esclusiva tecnologia proponiamo una gamma di tutori preformati termoformabili, rimovibili, adattabili e rimodellabili.

Rappresentano un'innovativa soluzione terapeutica per il trattamento delle fratture e delle lesioni traumatiche del polso e della mano.



Riscaldalo e indossalo



Resistente all'acqua

I tutori Exos sono idrorepellenti e permettono di:

- Non rinunciare all'igiene personale quotidiana come ad esempio fare la doccia o il bagno
- I bambini non devono assentarsi dalle attività scolastiche e rinunciare alle attività ludiche
- Si può continuare a praticare attività sportive, in particolare quelle acquatiche
- Il tutore e la cute si asciugano con un phon per evitare le macerazioni della pelle

Facile da pulire

I tutori Exos garantiscono una migliore igiene durante la convalescenza e durante la fase di consolidamento/cicatizzazione:

- In base al parere del medico, il paziente può detergere e pulire la cicatrice
- Si possono lavare le mani regolarmente
- La parte interna è trattata con antimicrobico, per ridurre gli odori



Scaldare il tutore Exos nell'apposito forno.

Radiotrasparente e leggero

I tutori Exos sono radiotrasparenti e leggeri per:

- Eseguire radiografie di controllo senza rimuovere il tutore
- Verificare lo stato della frattura
- Offrire maggior comfort rispetto alle ingessature tradizionali o in fibra di vetro



Il tutore aperto si posiziona sulla mano del paziente.

Modellabile e modificabile

I tutori Exos sono rimodellabili per:

- Adattarsi nel tempo in funzione della morfologia della posizione articolare e delle fasi di convalescenza e riabilitazione
- Consentire di adeguarlo alle necessità di cura e riabilitazione
- Utilizzare un solo tutore per l'intera durata del trattamento

Regolabile tramite l'esclusiva chiusura dinamica BOA® per:

- Assecondare l'eventuale edema iniziale evitando pressioni eccessive e complicanze
- Variare la tensione dei lacci di chiusura per l'adattamento personalizzato in caso d'atrofia muscolare, fastidio alla circolazione, pressioni eccessive sulle parti molli
- Garantire comodità al paziente e vestibilità del tutore sull'articolazione



Modellare il tutore per renderlo confortevole.



Il sistema BOA® serve per chiudere e aprire il tutore.

Una valida alternativa al tradizionale gesso!

Aprilo, chiudilo

Tutore facilmente rimovibile per:

- Esame clinico della zona fratturata o per verificare lo stato della cicatrice
- Valutare l'atrofia muscolare
- Anticipare l'inizio della riabilitazione precoce
- Detergere la cute e pulire il tutore
- Rimuovere il tutore senza praticare tagli
- Ridurre il costo del trattamento d'immobilizzazione




Materiale confortevole e leggero

Sistema di chiusura esclusivo BOA®



Trattamento antimicrobico

Lavabile e resistente all'acqua



Tutori Polso-Dito



Exos Pollice



Exos Rizartrorsi



Exos Polso-Pollice Corto



Exos Polso-Pollice Lungo

Pollice dello sciatore	•	•	•
Distrorsione, lussazione	•	•	•
Iperestensione del pollice	•	•	
Frattura dello scafoide			•

Tutori Polso-Mano



Exos Polso-Mano Lungo



Exos Polso-Mano Corto

Frattura stabile del polso		•
Lesioni del carpo e dei legamenti		•
Severe distorsioni del polso	•	
Trattamento delle parti molli	•	•

Tutori Polso-Dita



Exos Pugile dita esterne



Exos pugile dita interne

Frattura del 2° e 3° metacarpo	•
Frattura del 4° e 5° metacarpo	•

PRESA MISURE EXOS



Taglia	Circonferenza Mano
XXS	16,5 - 18,5 cm
XS	18,5 - 20 cm
S	20 - 23 cm
M	23 - 25,5 cm
L	25,5 - 28 cm
XL	> 28 cm

COLORI EXOS

Adulti	Bambini
Nero	Blu Spider





Versione pediatrica colore Blu Spider



Exos per Pollice

Indicazioni

- Pollice dello sciatore, distorsioni, lussazioni
- Consente l'iperestensione dell'articolazione del pollice

Caratteristiche

- Disponibile in 5 taglie dalla XS alla XL per adulto versione destro oppure sinistro nel colore nero
- Disponibile in 3 taglie pediatriche dalla XXS alla S versione destro oppure sinistro nel colore Blu Spider
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici senza la necessità di togliere il tutore
- Apertura al pollice più grande per ampie circonferenze del dito
- Finitura con bordatura per un elevato comfort
- Fascia a velcro al pollice per la migliore immobilizzazione
- Tempo di lavorazione a caldo: 3 minuti

Informazioni per l'Ordine



Exos per Pollice (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	212-31-1111
Sinistro	S	20 - 23	212-41-1111
Sinistro	M	23 - 25,5	212-51-1111
Sinistro	L	25,5 - 28	212-61-1111
Sinistro	XL	> 28	212-71-1111
Destro	XS	18,5 - 20	212-32-1111
Destro	S	20 - 23	212-42-1111
Destro	M	23 - 25,5	212-52-1111
Destro	L	25,5 - 28	212-62-1111
Destro	XL	> 28	212-72-1111

Informazioni per l'ordine



Exos per pollice- pediatrico (colore Blu Spider)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XXS	16,5 - 18,5	210-21-2293
Sinistro	XS	18,5 - 20	210-31-2293
Sinistro	S	20 - 23	210-41-2293
Destro	XXS	16,5 - 18,5	210-22-2293
Destro	XS	18,5 - 20	210-32-2293
Destro	S	20 - 23	210-42-2293



Exos per Rizoartrosi


Indicazioni

- Rizoartrosi
- Distorsione di moderata entità del polso e del pollice
- Frattura semplice del pollice

Caratteristiche

- Disponibile in 5 taglie colore nero
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici senza la necessità di togliere il tutore
- Chiusura con fascia a velcro al pollice e con sistema BOA al polso per una migliore immobilizzazione
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Informazioni per l'ordine



Exos per Rizoartrosi (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	213-31-1111
Sinistro	S	20 - 23	213-41-1111
Sinistro	M	23 - 25,5	213-51-1111
Sinistro	L	25,5 - 28	213-61-1111
Sinistro	XL	> 28	213-71-1111
Destro	XS	18,5 - 20	213-32-1111
Destro	S	20 - 23	213-42-1111
Destro	M	23 - 25,5	213-52-1111
Destro	L	25,5 - 28	213-62-1111
Destro	XL	> 28	213-72-1111



Fascia al pollice rimovibile



Sistema di chiusura BOA®



Versione pediatrica colore Blu Spider



Exos polso-pollice Corto

Indicazioni

- Frattura della base del 1° metacarpo
- Distorsione, lussazione

Caratteristiche

- Disponibile in 5 taglie da XS a XL, versione destra oppure sinistra colore nero
- Disponibile in 3 taglie pediatriche da XXS a S versione destra oppure sinistra, colore Blu Spider
- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore senza creare punti di pressione sull'edema iniziale o sulle parti molli
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici senza la necessità di togliere il tutore
- Chiusura con fascia a velcro al pollice per una migliore immobilizzazione
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Informazioni per l'ordine



Exos polso-pollice Corto (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	232-31-1111
Sinistro	S	20 - 23	232-41-1111
Sinistro	M	23 - 25,5	232-51-1111
Sinistro	L	25,5 - 28	232-61-1111
Sinistro	XL	> 28	232-71-1111
Destro	XS	18,5 - 20	232-32-1111
Destro	S	20 - 23	232-42-1111
Destro	M	23 - 25,5	232-52-1111
Destro	L	25,5 - 28	232-62-1111
Destro	XL	> 28	232-72-1111

Informazioni per l'ordine



Exos polso-pollice Corto (colore Blu Spider)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XXS	16,5 - 18,5	231-21-2293
Sinistro	XS	18,5 - 20	231-31-2293
Sinistro	S	20 - 23	231-41-2293
Destro	XXS	16,5 - 18,5	231-22-2293
Destro	XS	18,5 - 20	231-32-2293
Destro	S	20 - 23	231-42-2293



Exos polso-pollice Lungo

Indicazioni

- Pollice dello sciatore, distorsioni, lussazioni, frattura dello scafoide

Caratteristiche

- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
- Chiusura con doppia fascia a velcro al pollice per una migliore immobilizzazione
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti



Informazioni per l'ordine

Exos polso-pollice Lungo (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	315-31-1111
Sinistro	S	20 - 23	315-41-1111
Sinistro	M	23 - 25,5	315-51-1111
Sinistro	L	25,5 - 28	315-61-1111
Sinistro	XL	> 28	315-71-1111
Destro	XS	18,5 - 20	315-32-1111
Destro	S	20 - 23	315-42-1111
Destro	M	23 - 25,5	315-52-1111
Destro	L	25,5 - 28	315-62-1111
Destro	XL	> 28	315-72-1111



Exos polso-mano Lungo

Indicazioni

- Frattura stabile dell'estremità distale del radio e/o ulna
- Immobilizzazione post-traumatica e post-operatoria
- Severa distorsione del polso

Caratteristiche

- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti



Informazioni per l'ordine

Exos polso-mano Lungo (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	310-31-1111
Sinistro	S	20 - 23	310-41-1111
Sinistro	M	23 - 25,5	310-51-1111
Sinistro	L	25,5 - 28	310-61-1111
Sinistro	XL	> 28	310-71-1111
Destro	XS	18,5 - 20	310-32-1111
Destro	S	20 - 23	310-42-1111
Destro	M	23 - 25,5	310-52-1111
Destro	L	25,5 - 28	310-62-1111
Destro	XL	> 28	310-72-1111



Versione pediatrica colore Blu Spider



Exos polso-mano Corto

Indicazioni


- Lesioni del carpo, lesioni legamentose
- Fratture stabili del polso (radio, stiloide, carpo)

Caratteristiche

- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
- Tempo di lavorazione a caldo: 3 minuti




Informazioni per l'ordine



Exos polso-mano Corto (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XXS	16,5 - 18,5	221-21-1111
Sinistro	XS	18,5 - 20	221-31-1111
Sinistro	S	20 - 23	221-41-1111
Sinistro	M	23 - 25,5	221-51-1111
Sinistro	L	25,5 - 28	221-61-1111
Sinistro	XL	> 28	221-71-1111
Destro	XXS	16,5 - 18,5	221-22-1111
Destro	XS	18,5 - 20	221-32-1111
Destro	S	20 - 23	221-42-1111
Destro	M	23 - 25,5	221-52-1111
Destro	L	25,5 - 28	221-62-1111
Destro	XL	> 28	221-72-1111

Informazioni per l'ordine



Exos polso-mano Corto - pediatrico (colore Blu Spider)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XXS	16,5 - 18,5	221-21-2293
Sinistro	XS	18,5 - 20	221-31-2293
Sinistro	S	20 - 23	221-41-2293
Destro	XXS	16,5 - 18,5	221-22-2293
Destro	XS	18,5 - 20	221-32-2293
Destro	S	20 - 23	221-42-2293
Destro	XXS	16,5 - 18,5	221-22-2293
Destro	XS	18,5 - 20	221-32-2293
Destro	S	20 - 23	221-42-2293



Exos Radial Gutter

Indicazione

- Fratture del II e III dito

Caratteristiche

- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
- Chiusura con fascia a velcro alle dita per una migliore immobilizzazione
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Informazioni per l'ordine



Exos Radial Gutter (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	326-31-1111
Sinistro	S	20 - 23	326-41-1111
Sinistro	M	23 - 25,5	326-51-1111
Sinistro	L	25,5 - 28	326-61-1111
Sinistro	XL	> 28	326-71-1111
Destro	XS	18,5 - 20	326-32-1111
Destro	S	20 - 23	326-42-1111
Destro	M	23 - 25,5	326-52-1111
Destro	L	25,5 - 28	326-62-1111
Destro	XL	> 28	326-72-1111



Exos frattura del pugile


Indicazioni

- Fratture del IV e V dito

Caratteristiche

- Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione misura e chiusura del tutore
- Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
- Rivestimento in Lycra
- Lavabile e resistente all'acqua
- Trattamento antimicrobico
- Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
- Chiusura con fascia a velcro alle dita per una migliore immobilizzazione
- Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Informazioni per l'ordine



Exos del pugile (colore nero)

Lato mano	Taglia	Circonferenza mano in cm	Codice
Sinistro	XS	18,5 - 20	325-31-1111
Sinistro	S	20 - 23	325-41-1111
Sinistro	M	23 - 25,5	325-51-1111
Sinistro	L	25,5 - 28	325-61-1111
Sinistro	XL	> 28	325-71-1111
Destro	XS	18,5 - 20	325-32-1111
Destro	S	20 - 23	325-42-1111
Destro	M	23 - 25,5	325-52-1111
Destro	L	25,5 - 28	325-62-1111
Destro	XL	> 28	325-72-1111



Forno Exos

Il tutore Exos è completamente modellabile e per il riscaldamento del materiale termoplastico, si utilizza lo speciale forno.

Caratteristiche

Forno a circolazione d'aria calda munito di termostato per la temperatura e timer.

I tutori Exos necessitano di meno di 15 minuti per essere riscaldati alla giusta temperatura di lavorazione.

Il forno Exos è sicuro, certificato e trasportabile.

- Dimensioni: 39 cm x 37 cm x 38 cm
- Peso: 4,1 Kg
- Ciclo di funzionamento continuo
- Temperatura massima: 90° gradi +/- 20%
- Funziona a 220V-50Hz
- Conforme alle direttive di Certificazione RoHS
- Borsa per il trasporto

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice
Forno Exos	800-OVEN-EURO

Accessorio	Codice
Borsa per trasporto forno Exos	800-OVENBAG
Anello plexiglass per rialzo camera forno Exos	800-ER



Accessori Exos

Informazioni per l'ordine

Accessori	Codice
Bordo finitura colore nero (10 pz da 2x30,5 cm)	800-02-1111
Meccanismo ricambio BOA® (include filo di trazione) (unità)	800-ATK
Kit anello sicurezza per BOA® (unità)	800-LR



Kit anello sicurezza per BOA®

AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 compex®

 Empi®



MOTION IS ⁺MEDICINE®

Anca








X-Act™ Rom Hip

Tutore per anca telescopico



Indicazioni

- Trattamento della lussazione dell'anca
- Uso post-operatorio e dopo artroscopia all'anca
- Controllo dell'angolo di mobilità articolare (ROM) a seguito di intervento chirurgico primario o di revisione

Caratteristiche

- Snodo con controllo dei gradi di abduzione/adduzione e regolazione del ROM in flessione ed estensione
- Blocco di sicurezza del meccanismo di controllo del ROM
- Asta telescopica regolabile
- Fascia addominale adattabile ad ogni circonferenza con sistema di chiusura BOA a tiranti per evitare la compressione alla vescica
- Cuscinetto di spinta in abduzione laterale per coadiuvare il sistema a 3 punti per ridurre il rischio di lussazione
- Taglia unica, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Tutore per anca X-Act™ Rom Hip	
Codice	Circonferenza della cresta iliaca in cm
11-3233	66 - 167
Accessori opzionali	
25-7525	Kit cuscinetto di ricambio
25-7528	Cintura di ricambio



AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 Compex®

 Empi



MOTION IS ⁺MEDICINE®

Ginocchio



Ginocchiere per legamenti



Ginocchiere per legamenti Contenzione forte



	A22	Defiance III	Defiance	Armor Action	Armor ForcePoint	FullForce	Legend
Instabilità del legamento crociato anteriore LCA	•	•	•	•	•	•	•
Instabilità dei legamenti collaterali LCM-LCL	•	•	•	•	•	•	•
Instabilità del legamento crociato posteriore LCP		•	•	•			•
Su misura	•	•	•				

Ginocchiere per legamenti Contenzione moderata-lieve



	Playmaker II	Playmaker corta	Playmaker Sport	Reddie	Knee Neo	Stabilized	Aligua	Fortilax	Strapping
Instabilità del legamento crociato anteriore LCA	•	•	•						
Instabilità dei legamenti collaterali LCM-LCL	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instabilità del legamento crociato posteriore LCP	•								





Four-Points-of-Leverage™

Il Nostro Concetto Biomeccanico



Sfruttando il concetto "4 Punti di Spinta", tramite prese rigide, con particolare configurazione delle fasce di contenzione, si applica alla tibia una forza posteriore per prevenire lo spostamento anteriore.

Il Sistema "4 Punti di Spinta" garantisce:

- una significativa riduzione della tensione a carico del Legamento Crociato Anteriore (LCA)
- un dinamico e costante carico articolare



Punto di spinta #1

La tibia è ancorata alla parte posteriore del polpaccio tramite una presa rigida avvolgente

Punto di spinta #2

Il femore è ancorato tramite una presa rigida avvolgente alla porzione superiore frontale della coscia

Punto di spinta #3

La fascia posteriore rinforzata, posizionata nella zona della coscia, spinge il femore in avanti

Punto di spinta #4

La doppia fascia avvolgente e rinforzata, posizionata nella zona del polpaccio, applica un carico attivo costante per prevenire la traslazione tibiale anteriore


Perché il sistema DonJoy® "4 Punti di Spinta" protegge da Insufficienza Legamentosa LCA

I pazienti con insufficienza del Legamento Crociato Anteriore (LCA) del ginocchio sono affetti da instabilità laterale anteriore, che compromette il corretto controllo dell'articolazione.

Il sistema delle ginocchiere DonJoy® tende a ristabilire in modo indiretto il comportamento biomeccanico articolare, sfruttando il concetto dei "4 Punti di Spinta".


"4 Punti di Spinta" è un sistema clinicamente testato che previene in modo efficiente la traslazione anteriore tibiale.

Tramite l'effettiva riduzione e prevenzione della traslazione interna tibiale*, il sistema dei "4 Punti di Spinta" riduce l'instabilità laterale interna (endorotazione) nei casi di deficit del LCA del ginocchio, consentendo al paziente di recuperare la stabilità articolare.



*Fleming et al. (2000), The influence of functional Knee Bracing on the ACL Strain Biomechanics in Weightbearing and Nonweightbearing Knees, The American Journal of Sports Medicine, Vol., Nr. 6, p. 815-824

Istruzioni per il Corretto Posizionamento delle Ginocchiere a "4 Punti di Spinta"



Tecnologia dello Snodo FourcePoint™

Le forti contrazioni eccentriche del quadricipite producono una significativa traslazione tibiale anteriore e possono provocare lesioni del Legamento Crociato Anteriore (LCA) o stirare in modo irreversibile un innesto del LCA (DeMorat et al., AJSM, 2004). Altri studi mostrano che attività intense dei quadricipiti vanno limitate ad alcuni gradi di estensione del ginocchio, particolarmente gli ultimi 30° di estensione, quando le tensioni sono al massimo.

DonJoy® ha sviluppato una tecnologia per massimizzare la protezione del LCA e degli innesti del LCA in queste posizioni "a rischio".

Piccoli angoli di flessione del ginocchio durante la fase di atterraggio, potrebbero contribuire a lesionare il LCA.

Lo **Snodo FourcePoint™** può essere utilizzato per controllare l'intervallo di movimento dell'articolazione, aumentando l'angolo di flessione del ginocchio durante l'atterraggio per ridurre le forze di taglio anteriori sul LCA del 9%-13% (Garrett and Yu, AJSM, 2004).

Flessione



Estensione



DonJoy® FourcePoint™ utilizza un meccanismo a molla nello snodo per applicare una resistenza gradualmente crescente durante l'estensione del ginocchio. La resistenza interviene negli ultimi 25° di estensione (secondo il blocco d'estensione predisposto).

Le impostazioni di regolazione dello snodo consentono di variare la resistenza per soddisfare le specifiche dei protocolli medici e il comfort del paziente. Lo snodo può essere "disattivato" per eliminare la resistenza o "attivato" per dare resistenza.

La resistenza gioca tre ruoli importanti:

- In primo luogo, riduce il tempo per la completa estensione nella posizione "a rischio" del ginocchio
- In secondo luogo, aumenta il carico posteriore applicato dal tutore sulla tibia per prevenire la traslazione tibiale anteriore
- In terzo luogo, elimina lo shock da estensione quando si esegue un'estensione da fermo

Lo snodo FourcePoint™, combinato con il Four-Points-of-Leverage™, fornisce un tutore più sicuro e riduce le forze di taglio anteriori al ginocchio.

La riduzione delle forze di taglio anteriori è vantaggiosa per i pazienti, perchè diminuisce lo sforzo sugli innesti del LCA in fase di guarigione e offre buona stabilità al ginocchio con insufficienza del LCA.

DonJoy: l'eccellenza nelle ginocchiere su misura

DonJoy propone tre tipi di ginocchiere su misura per il controllo dell'instabilità legamentosa



A22



Defiance III



Defiance

Tabella comparazione caratteristiche

Modello	Lunghezza aste	Snodo	Circonferenza coscia e polpaccio	Configurazione asta mediale	Angolo di correzione varo/valgo
A22	fissa	Solo FourcePoint	su misura	standard	su misura
Defiance III	lunga o corta	Policentrico, FourcePoint, OA	su misura	standard o sagomata	su misura
Defiance	lunga o corta	Policentrico, FourcePoint, OA	su misura	standard o sagomata	su misura

Misuratore DonJoy CCMI Mark III

Le ginocchiere Defiance III – Defiance – OA Defiance e A22, sono realizzate su misura.

Per eseguire le misurazioni della gamba si utilizza l'esclusivo misuratore CCMI Mark III DonJoy che, in modo semplice e veloce, consente di svolgere questa operazione in pochi passaggi.

- Misurazione alla coscia con metro
- Misurazione al polpaccio con metro
- Misurazione della larghezza del ginocchio da condilo esterno a condilo interno
- Misurazione dell'angolo varo/valgo del ginocchio

Le misurazioni vanno riportate sul modulo con i dati del paziente (età, sesso, altezza, peso, arto destro oppure sinistro) e dalla scelta del modello di ginocchiera più indicata e dalla colorazione preferita, se disponibile nel modello scelto.

Il misuratore è trasportabile in una pratica borsa e il peso è di appena 1,2 Kg.

Il DVD incluso nella borsa del misuratore illustra i passaggi per la misurazione.

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice
CCMI Mark III	11-0183





A22™

**Primo tutore in titanio per
legamenti realizzato su misura**

**Con tecnologia clinicamente
provata DonJoy "4 Punti di Spinta"
e snodo FourcePoint**



DONJOY

A22™



Snodo FourcePoint™ (solo per la versione LCA)

Ginocchiera su misura in titanio



Indicazioni

- Instabilità legamentosa da moderata a severa per LCA/LCM/LCL
- Adatta per pazienti con uno stile di vita attivo, che praticano con regolarità sport non da contatto e vogliono tornare al proprio livello di performance in modo sicuro dopo una lesione ai legamenti.

Caratteristiche

- Struttura in titanio leggera e resistente alla corrosione
- Design a basso profilo, con cinghie e rivestimenti integrati nella struttura
- Sistema "4 Punti di Spinta" clinicamente testato
- Snodo FourcePoint
- Rivestimento interno antimicrobico per neutralizzare gli odori e migliorare il comfort
- Cuscinetti in silicone che ammortizzano gli urti migliorando stabilità e indossabilità
- Realizzata su misura
- Altezza standard alla coscia e al polpaccio

Informazioni per l'ordine

A22		
Misura	Coscia	Polpaccio
Minima	40,5 cm	30,5 cm
Massima	61 cm	45,5 cm

Accessori	Descrizione	Taglia
25-5265	Cuscinetti condilari in gel (coppia)	Unica
25-5261-X-06000	Sottoginocchiera A22	S-L
11-0075-X-00000	Sottoginocchiera in Lycra®	S-XXL
11-0122-X	Sottoginocchiera in Neoprene	XS-XXL



DONJOY

Defiance® III (sagomata) Defiance® (standard)



Snodo FourcePoint™ (solo per la versione LCA)



Ginocchiere su misura

Ginocchiera a "4 Punti di Spinta" con design esclusivo DonJoy®. Realizzata in fibra di carbonio con struttura avvolgente alla coscia per migliorare l'uso del tutore, in particolare durante le attività sportive (sport invernali, motocross, mountain bike, etc.).

Disponibile il misuratore DonJoy® - CCMI Mark III™

Indicazioni

- Instabilità del comparto legamentoso del ginocchio da moderata a severa per: LCA/LCP/LCM/LCL (anche in associazione)
- Per soggetti con conformazione anatomica atipica dell'arto, sia congenita che a seguito di trauma

Caratteristiche

- Sistema unico brevettato DonJoy® Four-Points-of-Leverage™
- Design anatomico alla coscia e al polpaccio
- Profilatura avvolgente
- Fibra di carbonio rinforzata
- Peso 550 gr. circa
- Possibilità di scelta dello snodo (vedi pagina 93)
- Possibilità di personalizzazione della lunghezza alla tibia per uso con scarponi alti
- 36 colori disponibili (vedi pagina 94)
- Appoggi condilari con rivestimento anti scivolo
- Su richiesta, per versione Defiance III: speciali rinforzi in Kevlar alla struttura per l'uso durante attività sportive ad elevata sollecitazione
- Limitatori per estensione/flessione inclusi nel tutore
- Accessori disponibili su richiesta (vedi pagina 105)

Tempi di consegna

- 30 giorni dalla data dell'ordine

Snodi per ginocchiere su misura

Defiance III e Defiance

Defiance® III



- Asta mediale sagomata, adatta per l'uso in attività sportive
- Sistema "4 Punti di Spinta"
- Fasce anti scivolo
- Struttura a basso profilo in fibra di carbonio

Defiance®



- Design classico
- Sistema "4 Punti di Spinta"
- Fasce anti scivolo
- Struttura a basso profilo in fibra di carbonio

OPZIONI SNODI

STANDARD POLICENTRICO



LCA/LCP/LCM/LCL

Descrizione

Asse cinematico neutro che asseconda il movimento fisiologico del ginocchio, stabilizza le forze biomeccaniche di spinta anteriori/posteriori e il varo/valgo.

Indicazioni

- Insufficienza legamentosa: LCA, LCP, LCM e LCL.

FOURCEPOINT RESISTENZA PROGRESSIVA



SOLO PER LCA

Descrizione

In uso esclusivo in presenza di insufficienza LCA, FourcePoint™ è un sistema di snodo con ammortizzatore che tramite un mini meccanismo interno a molle, applica una graduale resistenza crescente durante l'estensione del ginocchio. L'effetto resistenza interviene negli ultimi 25° dell'escursione articolare per ridurre le forze di taglio biomeccaniche.

Indicazioni

- L'unico snodo clinicamente testato per proteggere il LCA.
- Non indicato per instabilità del LCP.

OA VARO / VALGO



OSTEOARTRITE
(vedi sezione OA)

Descrizione

Sistema policentrico con estensore telescopico al condilo per il controllo addizionale della correzione da 1° a 7°.
Lo snodo OA assicura una corretta performance del tutore durante l'uso giornaliero.

Indicazioni

- OA unicompartimentale con o senza instabilità combinate del LCA, LCP, LCM e LCL.
- Correzioni in varo oppure valgo.

Cartella colori per ginocchiere su misura

Defiance® III e Defiance®



Colori Standard



Colori sfumati



Combinazione di due soli colori standard

Colori Metallizzati



Fantasie



DONJOY

Armor™ Action

C.I. per LCA/LCP/LCM/LCL



Antonio Cairoli
Campione del Mondo MX
Indossa ginocchiere DonJoy



Indicazioni

- Instabilità di LCA/LCP/LCM/LCL da moderata a grave
- Uso preventivo in attività sportive ad alto rischio di lesioni al comparto legamentoso come nei casi di: sport invernali, motocross, mountain bike, sport acquatici estremi
- Stop a 10° in estensione premontato. Disponibili su richiesta altri gradi di fermi applicabili per estensione e flessione

Caratteristiche

DonJoy® Armor™ Action è la più resistente ginocchiera tipo standard studiata sia per un utilizzo sportivo impegnativo e/o normale attività quotidiana. Struttura con design anatomico e avvolgente per ottimizzare la tenuta e la stabilità articolare. Snodo policentrico.

Struttura rigida in alluminio T6-6061 ad alta resistenza con design a basso profilo per l'uso anche sotto indumenti protettivi. Armor™ Action unisce l'elevata tenuta biomeccanica del tutore ad un comfort ottimale. Sistema a "4 Punti di Spinta" esclusivo DonJoy® per un alto livello di sicurezza e protezione del ginocchio

Lunghezza tutore: 37,5 cm

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera Armor™ Action C.I.

Codice		Taglia
Destra	Sinistra	
11-1029-1	11-1030-1	XS
11-1029-2	11-1030-2	S
11-1029-3	11-1030-3	M
11-1029-4	11-1030-4	L
11-1029-5	11-1030-5	XL
11-1029-6	11-1030-6	XXL

(Accessori vedi pagina 105)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7

Armor™ FourcePoint™ per LCA/LCM/LCL



Snodo FourcePoint™ (solo per la versione LCA)



Indicazioni

- Instabilità moderata e severa LCA/LCM/LCL
- Controindicata per trattare l'instabilità al LCP

Caratteristiche

- Aste in alluminio T6-6061 ad alta resistenza
- Snodo articolare Fource Point System™ (vedi pagina 88)
- Design a "4 Punti di Spinta" DonJoy®
- Forma avvolgente e anatomica a basso profilo
- Ideale per l'uso in attività sportive ad alto rischio di lesioni legamentose (ad es. motocross, sci)
- Stop in estensione a 10° pre-montato
- Accessori disponibili su richiesta: blocco completo a 0°, stop flex/ext a differenti gradi, protezione per la rotula Impact Guard (vedi pagina 105)
- Lunghezza totale tutore: 37,5 cm (21,5 cm dallo snodo alla coscia e 16 cm dallo snodo al polpaccio)

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Armor™ FourcePoint™		
Codice		Taglia
Destra	Sinistra	
11-1440-1	11-1441-1	XS
11-1440-2	11-1441-2	S
11-1440-3	11-1441-3	M
11-1440-4	11-1441-4	L
11-1440-5	11-1441-5	XL
11-1440-6	11-1441-6	XXL

(Accessori vedi pagina 105)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7



DONJOY

FullForce™ C.I. ginocchiera corta

Indicazioni

- Instabilità moderata LCA/LCM/LCL
- Controindicata per lesioni LCP

Caratteristiche

- Design a basso profilo a "4 Punti di Spinta" con snodo FourcePoint™ per ottimizzare la protezione dal LCA
- Struttura in lega d'alluminio T4
- Design avvolgente e anatomico
- Fasce a velcro e appoggi condilari antiscivolo
- Finiture stilizzate effetto "Fibra di Carbonio"
- Stop a 10° in estensione premontato. Disponibili ulteriori gradi di stop in flessione ed estensione e blocco completo a 0°

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera FullForce™ CI		
Codice		Taglia
Destra	Sinistra	
11-3222-1	11-3223-1	XS
11-3222-2	11-3223-2	S
11-3222-3	11-3223-3	M
11-3222-4	11-3223-4	L
11-3222-5	11-3223-5	XL
11-3222-6	11-3223-6	XXL

(Accessori vedi pagina 105)

DONJOY

Legend™ C.I. ginocchiera lunga

Indicazioni

- Instabilità moderata e severa di LCA/LCP/LCM/LCL

Caratteristiche

- Sistema esclusivo "4 Punti di Spinta" DonJoy®
- Stop a 10° in estensione premontato. Disponibili su richiesta altri gradi di fermi applicabili per ext/flex
- Ricopertura gommata in Kraton™ protettiva per l'uso in attività sportive in acqua

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Legend™		
Codice		Taglia
Destra	Sinistra	
11-0452-1	11-0453-1	XS
11-0452-2	11-0453-2	S
11-0452-3	11-0453-3	M
11-0452-4	11-0453-4	L
11-0452-5	11-0453-5	XL
11-0452-6	11-0453-6	XXL

(Accessori vedi pagina 105)


Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7



DONJOY

Playmaker® II

Ginocchiera Lunga



Indicazioni

Instabilità legamentosa lieve e moderata per LCA, LCP, LCM, LCL, traumi distorsivi, condromalacia, nel post-operatorio e nel post-trauma

Caratteristiche

- Innovativa ginocchiera realizzata con l'impiego di due differenti tessuti accoppiati per garantire un'elevata resistenza e contenzione
- La parte posteriore della ginocchiera è in tessuto Hi10™ per offrire un elevato comfort con alta ventilabilità e per evitare punti di sfregamento dannosi all'incavo popliteo
- La parte anteriore ha uno speciale design per aumentare l'effetto di contenimento rendendo il tutore utilizzabile in qualsiasi tipo di attività, anche sportiva
- Snodo policentrico di nuova generazione a basso profilo montato su aste in alluminio malleabili qualora si rendesse necessario apportare modifiche per correggere il varo/valgo del ginocchio
- Quattro fasce con chiusura a velcro ad alta resistenza, con innovativo sistema di chiusura di sicurezza
- Design a "4 Punti di Spinta" Donjoy per garantire il miglior controllo dell'instabilità legamentosa
- Lunghezza tutore: 43 cm

Playmaker® II è disponibile in tre differenti versioni:

- Playmaker® II Spacer Sleeve Lunga versione Standard (chiusa)
- Playmaker® II Spacer Wrap Lunga con apertura frontale
- Playmaker® II Spacer Donut Lunga con anello di rinforzo alla rotula

Informazioni per l'ordine



Playmaker® II		
Codice		Descrizione
11-3495-x		Playmaker II, Spacer Sleeve
11-3497-x		Playmaker II, Spacer Wrap
11-3499-x		Playmaker II, Spacer Donut
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 1	33 - 39	XS
x = 2	39 - 47	S
x = 3	47 - 53	M
x = 4	53 - 60	L
x = 5	60 - 67	XL
x = 6	67 - 75	XXL

Playmaker® Corta



Informazioni per l'ordine

Playmaker® Corta		
Codice	Descrizione	
11-0555-x	Playmaker Corta Drytex articolata standard	
11-2012-x	Playmaker Corta Drytex articolata aperta frontalmente	
11-0006-x	Playmaker Corta Neoprene articolata standard	
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 1	33 - 39	XS
x = 2	39 - 47	S
x = 3	47 - 53	M
x = 4	53 - 60	L
x = 5	60 - 67	XL
x = 6	67 - 75	XXL

Playmaker® Corta con foro popliteo		
Codice	Descrizione	
81-0556-x	Playmaker Corta Drytex con foro popliteo	
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 2	33 - 39	XS
x = 3	39 - 47	S
x = 5	47 - 53	M
x = 7	53 - 60	L
x = 8	60 - 67	XL
x = 9	67 - 75	XXL

Indicazioni

- Instabilità legamentosa lieve o moderata, patologia del ginocchio senile, condromalacia
- Ideale per pazienti anziani nel post-operatorio dopo protesi di ginocchio nella versione con pannello frontale apribile

Caratteristiche

- Snodi policentrici esterni a basso profilo
- In materiale Drytex o Neoprene
- Stop a 10° in estensione premontato. Disponibili su richiesta altri gradi di fermi applicabili per ext/flex
- 4 versioni disponibili



DONJOY

Playmaker® Sport



Informazioni per l'ordine

Playmaker® Sport		
Codice	Descrizione	
11-0160-x	Playmaker Sport Neoprene articolata	
11-0672-x	Playmaker Sport Drytex articolata aperta frontalmente	
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 1	33 - 39	XS
x = 2	39 - 47	S
x = 3	47 - 53	M
x = 4	53 - 60	L
x = 5	60 - 67	XL
x = 6	67 - 75	XXL

Playmaker® Sport		
Codice	Descrizione	
81-0670-x	Playmaker Sport Drytex articolata	
81-0673-x	Playmaker Sport Drytex articolata aperta frontalmente con foro popliteo	
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 2	33 - 39	XS
x = 3	39 - 47	S
x = 5	47 - 53	M
x = 7	53 - 60	L
x = 8	60 - 67	XL
x = 9	67 - 75	XXL

Indicazioni

- Instabilità legamentosa lieve, patologia del ginocchio senile, condromalacia
- Adatta per l'uso sportivo in quanto è dotata di snodi articolari protetti da un rivestimento esterno

Caratteristiche

- Snodo policentrico interno senza regolazioni
- In materiale Drytex o Neoprene
- 4 versioni disponibili



PROCARE[®]

Reddie[™]

Ginocchiera articolata in Neoprene aperta frontalmente

Indicazioni

- Traumi distorsivi, condromalacia, dopo artroscopia, lieve lassità legamentosa, instabilità artrosiche, trattamento conservativo

Caratteristiche

- Aperta frontalmente con fasce di chiusura a velcro per facilitare l'indosso
- Snodi policentrici interni senza regolazioni
- 7 misure, ambidestra
- Materiale in Neoprene da 3 mm

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera Reddie		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
79-82392	33 - 39	XS
79-82393	39 - 47	S
79-82395	47 - 53	M
79-82397	53 - 60	L
79-82398	60 - 67	XL
79-82399	67 - 75	XXL
79-82399-10	75 - 82	XXXL

DONJOY[®]

Knee Neo[™]

Ginocchiera articolata in Neoprene standard

Indicazioni

- Lieve instabilità legamentosa, lieve distorsione, iniziale osteoartrite, instabilità rotulea

Caratteristiche

- Realizzata in Neoprene da 3 mm
- I rinforzi universali possono essere regolati per la stabilizzazione mediale/laterale, superiore ed inferiore della rotula
- Stecche articolate senza regolazioni
- 6 misure, ambidestra

Informazioni per l'ordine



Knee Neo		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
82-82742	33 - 39	XS
82-82743	39 - 47	S
82-82745	47 - 53	M
82-82747	53 - 60	L
82-82748	60 - 67	XL
82-82749	67 - 75	XXL



PROCARE

Stabilized™

Ginocchiera in Neoprene con stabilizzatore rotuleo

Indicazioni

- Lieve e moderata instabilità rotulea, condromalacia, sublussazione rotulea moderata

Caratteristiche

- Supporto interno regolabile per ottenere la stabilizzazione della rotula
- Neoprene da 3 mm con stecche a spirale laterali
- Fascia superiore e inferiore per garantire la tenuta
- 6 misure, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Stabilized™		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
79-82752	33 - 39	XS
79-82753	39 - 47	S
79-82755	47 - 53	M
79-82757	53 - 60	L
79-82758	60 - 67	XL
79-82759	67 - 75	XXL



DONJOY

Aligua™

Ginocchiera elastica

Indicazioni

- Lesioni legamentose di lieve entità per LCM/LCL
- Lesioni meniscali
- Sostegno post-operatorio in seguito a meniscectomia
- Ginocchio senile

Caratteristiche

- Aste bilaterali in alluminio
- Fascia superiore e inferiore con snodo policentrico non regolabile per aumentare sostegno e vestibilità
- Comoda maglia sulla rotula e sull'area del poplite per evitare costrizione
- Cuscinetto interno in silicone medicale per la stabilizzazione alla rotula
- Ambidestra, in 6 misure
- Priva di lattice
- Contenzione Medica Certificata II Classe

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Elastica Aligua™		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
SI30B-1	35 - 38	XS
SI30B-2	39 - 42	S
SI30B-3	43 - 46	M
SI30B-4	47 - 49	L
SI30B-5	50 - 53	XL
SI30B-6	54 - 57	XXL





DONJOY®

Fortilax™ Ginocchiera elastica



Indicazioni

- Lesioni minori al ginocchio in fase acuta, trattamento conservativo
- Lieve dolore osteoartroico
- Uso preventivo in attività sportive leggere

Caratteristiche

- Tessuto elastico multidirezionale
- Maglia comoda nell'area della rotula per prevenire edemi locali
- Tessuto traspirante per un maggiore comfort
- Ambidestra, in 7 misure
- Priva di lattice
- Contenzione Medica Certificata II Classe

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera Elastica Fortilax™		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
SI20B-0	30 - 34	XXS (pediatrica)
SI20B-1	35 - 38	XS
SI20B-2	39 - 42	S
SI20B-3	43 - 46	M
SI20B-4	47 - 49	L
SI20B-5	50 - 53	XL
SI20B-6	54 - 57	XXL



DONJOY®

Strapping™ Ginocchiera elastica



Indicazioni

- Lieve distorsione ai legamenti LCM/LCL
- Dolore femoro-rotuleo da osteoartrite lieve
- Lesioni meniscali lievi
- Ginocchio senile

Caratteristiche

- Tessuto elastico multidirezionale con fasce di sostegno e stecche flessibili
- Stecche interne flessibili
- Ambidestra, in 6 misure
- Priva di lattice
- Contenzione Medica Certificata II Classe

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera Elastica Strapping™		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
SI35B-1	35 - 38	XS (pediatrica)
SI35B-2	39 - 42	S
SI35B-3	43 - 46	M
SI35B-4	47 - 49	L
SI35B-5	50 - 53	XL
SI35B-6	54 - 57	XXL



DONJOY

Basic Knee Ginocchiera

Indicazioni

- Processi patologici minori del ginocchio

Caratteristiche

- Realizzata in Neoprene da 3 mm
- Disponibile con o senza apertura alla rotula
- 6 misure, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Basic Knee			
Codice		Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
Standard	Con apertura alla rotula		
11-0008-1	11-0358-1	33 - 39	XS
11-0008-2	11-0358-2	39 - 47	S
11-0008-3	11-0358-3	47 - 53	M
11-0008-4	11-0358-4	53 - 60	L
11-0008-5	11-0358-5	60 - 67	XL
11-0008-6	11-0358-6	67 - 75	XXL



DONJOY

Cosciale in Neoprene

Indicazioni

- Sovraffaticamento ai tendini e al quadricipite, contusioni e traumi
- Come protezione in attività sportive
- Sovraffaticamento e stiramento al quadricipite, contusioni e traumi

Caratteristiche

- Realizzato in tessuto accoppiato Neoprene/Lycra® da 4 mm
- Sagomato anatomicamente
- Fornisce compressione senza scivolare
- 6 misure, ambidestro

Informazioni per l'ordine

Cosciale in Neoprene		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
11-0011-1	33 - 39	XS
11-0011-2	39 - 47	S
11-0011-3	47 - 53	M
11-0011-4	53 - 60	L
11-0011-5	60 - 67	XL
11-0011-6	67 - 75	XXL





PROCARE

DONJOY

Supporto per il polpaccio in Neoprene

Indicazioni

- Sovraffaticamento al polpaccio nei casi di contusione e trauma
- Come protezione in attività sportive

Caratteristiche

- Realizzato in Neoprene/Lycra® da 3 mm di spessore
- Sagomato anatomicamente per vestire con il massimo comfort senza scivolare e fornire adeguata compressione
- 5 misure, ambidestro

Informazioni per l'ordine

Supporto per il polpaccio in Neoprene

Codice	Circonferenza polpaccio in cm (presa a metà polpaccio)	Taglia
79-82342	30,5 - 33	XS
79-82343	33 - 35,5	S
79-82345	35,5 - 38	M
79-82347	38 - 40	L
79-82348	> 40	XL



Accessori Per ginocchiere

Accessori opzionali per ginocchiere

Codice	Descrizione	Taglia
11-0075-x-00000	Sottoginocchiiera in Lycra® nera	XS-XXL
11-0122-x	Sottoginocchiiera in Neoprene nera	XS-XXL
11-1525-x	Sistema di trazione Tru-Pull	XS-XXL
11-1006-x-06000	Protezione per rotula Impact Guard	S-XXL
11-0398-9-00000	Blocco in estensione completa a 0° per snodo policentrico	
25-0422-0-00000	Kit flex/ext per snodo policentrico (ext 0°,20°,30°,40° - flex 45°,60°,75°,90°)	
11-0722	Blocco in estensione completo a 0° per snodo Fource Point™	
11-0723	Blocco in estensione a 10° per snodo Fource Point™	
11-0724	Blocco in estensione a 20° per snodo Fource Point™	
11-0725	Blocco in estensione a 30° per snodo Fource Point™	
11-0726	Blocco in estensione a 40° per snodo Fource Point™	
25-2352-0	Kit blocco flex per snodo Fource Point™ (45°,60°,75°,90°)	
25-5840	Chiavetta esagonale per regolazioni snodo Fource Point	

Ginocchiere femoro-rotulee

DONJOY®

Ginocchiere femoro-rotulee




	Reaction	Trizone	Tru-Pull Lite	Tru-Pull	Lateral J	Adjustable Patella Donut	Infrapatellar Band
Dolore anteriore alla rotula	•	•					
Dolore anteriore di ginocchio	•	•		•	•	•	
Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula			•	•	•	•	
Tendinopatie	•		•		•	•	•
Artrosi femoro-rotulea	•		•	•	•	•	

Ginocchiere elastiche



	Genuforce	Rotalux
Instabilità femoro-rotulea	•	
Rotula iperlassa		•
Lesioni meniscali	•	•
Lesioni rotulee		•
Uso post-trauma e post-operatorio	•	•



Indicazioni d'uso





DONJOY

Reaction™

Ginocchiera reticolare



Indicazioni

Dolore anteriore del ginocchio associato a:

- Condromalacia rotulea
- Sindrome di Osgood-Schlatter
- Tendinopatie rotulee e del quadricipite

Caratteristiche

- Pannello frontale reticolare, per consentire la dispersione dell'energia e l'assorbimento dei micro-traumi
- Design anatomico ed ergonomico
- Membrane estensibili per la stabilizzazione della rotula
- Mini snodi policentrici
- Sottoginocchiera in Lycra® inclusa nella confezione
- 4 taglie disponibili
- 6 colori disponibili

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera Reaction™	
Codice	Descrizione
82-0215-x	Ginocchiera reticolare, colore grigio
82-0215-x-01000	Ginocchiera reticolare, colore rosso
82-0215-x-02000	Ginocchiera reticolare, colore blu
82-0215-x-08000	Ginocchiera reticolare, colore giallo
82-0215-x-11000	Ginocchiera reticolare, colore verde
82-0215-x-14000	Ginocchiera reticolare, colore arancione
Sottoginocchiera di ricambio (accessorio)	
11-0541-x	Da S a XXXL

Taglie			
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Ginocchiera	Sottoginocchiera
x = 2	33 - 46	XS/S	S
x = 3	47 - 59	M/L	M
x = 4	60 - 75	XL/XXL	L
x = 5	> 75	XXXL	XXXL



La struttura reticolare consente la dispersione dell'energia e l'assorbimento degli urti per ottenere un sollievo graduale dal dolore

- La struttura reticolare in elastomero aiuta a ridurre il dolore dissipando energia in tutto il ginocchio (figura 1)
- Le membrane flessibili si allungano con il movimento dell'articolazione e tornano poi alle loro dimensioni originali, assorbendo gli urti e spostando la maggior parte del carico lontano dal punto doloroso (figura 2)
- La perfetta aderenza, la compressione e la capacità di allungamento delle membrane garantiscono una maggiore propriocezione (controllo neuromuscolare) durante la flessione e l'estensione

Struttura aperta per prolungare il comfort

- Garantisce la massima aderenza alla rotula e si adatta alle caratteristiche anatomiche del ginocchio
- Il supporto a rete agevola il movimento e assicura la traspirazione
- La sensazione generale è di maggior comfort rispetto alle ginocchiere tradizionali

Membrane estensibili per la stabilizzazione della rotula

- La struttura reticolare crea stabilizzazione dinamica della rotula su tutti i lati, creando anche tensione sui tendini rotulei e del quadricipite, per ridurre il dolore

Snodi a doppio asse per un supporto aggiuntivo

- Grazie alla loro flessibilità, gli snodi sostengono il ginocchio anche in posizione neutra


Tensione adattabile per garantire la stabilità della ginocchiera

- Le cinghie regolabili aiutano la ginocchiera a rimanere in posizione durante le attività quotidiane o sportive
- Le cinghie possono essere regolate in base al livello di comfort e al grado di tensione elastica desiderata

Sottoginocchiera su misura per maggiore comfort

- Aiuta a prevenire l'irritazione cutanea e garantisce compressione e contenimento dei tessuti

Membrane estensibili – Ruolo e funzione



Le **membrane diagonali** riproducono le linee di forza del quadricipite

Le **membrane orizzontali** attraversano i tendini rotulei e del quadricipite

Le **membrane pararotulee** mediali e laterali controllano il movimento della rotula

Le **membrane verticali** garantiscono la restituzione della maggior parte dell'energia cinetica

Fig 1 -

Ogni gruppo di membrane ha funzioni specifiche e svolge azioni indipendenti



Fig 2 -

Le membrane flessibili si allungano e contraggono seguendo il movimento dell'articolazione



DONJOY

TriZone™

Ginocchiera a tre zone di compressione

NOVITÀ



Trizone incrementa la stabilità del ginocchio riducendo la rotazione, migliorando il movimento e la propriocezione (Richards J, et al 2014)

Indicazioni

- Dolore anteriore del ginocchio
- Condromalacia rotulea
- Condropatie di lieve entità
- Osteoartrosi iniziale

Caratteristiche

- Tre differenti zone di compressione del tessuto
- Fasce in silicone integrate nella ginocchiera per differenziare le compressioni
- Tessuto in fibra di bambù antimicrobico e antiodore
- Le tre zone agiscono sull'area del muscolo e dell'articolazione
- Tessuto in fibra di bambù per mantenere la cute fresca
- Trattamento antimicrobico

Informazioni per l'ordine



Ginocchiera TriZone™			
Codice		Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
Destra	Sinistra		
11-g124-1	11-g125-1	33-39	XS
11-g124-2	11-g125-2	39-47	S
11-g124-3	11-g125-3	47-53	M
11-g124-4	11-g125-4	53-60	L
11-g124-5	11-g125-5	60-67	XL
11-g124-6	11-g125-6	67-75	XXL
11-g124-7	11-g125-7	75-81	XXXL



DONJOY

Tru-Pull® Lite



Indicazioni

- Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea moderata e severa, artrosi femoro-rotulea. TruPull Lite è un esclusivo tutore brevettato DonJoy. Crea una trazione costante alla rotula tramite un cuscinetto interno "Dual Durometer System™" che agisce in modo dinamico durante l'uso del tutore

Caratteristiche

- Aste articolate integrate in nylon semiflessibili
- Materiali comodi, leggeri, a sagoma piatta: tessuto Breathe-O-Prene®, MicroMesh antimicrobico che lascia la cute fresca e asciutta
- Fascia per trazione dinamica alla rotula, per il controllo e il riallineamento
- Ancoraggi indipendenti alla coscia e al polpaccio per prevenire la rotazione del tutore
- Cuscinetto interno per la trazione alla rotula Dual Durometer System™ brevettato
- Versione destra o sinistra, in 6 misure

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Tru-Pull® Lite		
Codice		Taglia
Destra	Sinistra	
81-0260-1	81-0261-1	XS
81-0260-2	81-0261-2	S
81-0260-3	81-0261-3	M
81-0260-4	81-0261-4	L
81-0260-5	81-0261-5	XL
81-0260-6	81-0261-6	XXL

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7





DONJOY®

Tru-Pull®

Indicazioni

Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea moderata e severa, artrosi femoro-rotulea, condromalacia

Caratteristiche

- Ginocchiera con articolazione policentrica
- Sistema di trazione elastomerico con doppia fascia sopra e sotto la rotula. Il sistema svolge l'azione in modo simile a una benda gommatata che fornisce resistenza dinamica sulla rotula quando il ginocchio si estende
- Ancore indipendenti impediscono la rotazione del tutore
- Supporti per rinforzo extra per l'appoggio alla rotula
- Apertura poplitea



Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Tru-Pull		
Codice		Taglia
Destra	Sinistra	
81-22922	81-22932	XS
81-22923	81-22933	S
81-22925	81-22935	M
81-22927	81-22937	L
81-22928	81-22938	XL
81-22929	81-22939	XXL

DONJOY®

Lateral "J"™

Indicazioni

- Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea moderata e severa, artrosi femoro-rotulea

Caratteristiche

- Appoggio laterale a "J" per la stabilizzazione rotulea
- Trazionatore supplementare per ulteriore stabilizzazione
- Disponibile in 5 taglie
- Versione destra o sinistra
- Tessuto in Drytex leggero e traspirante

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Lateral J			
Codice		Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
Destra	Sinistra		
81-06592	81-06602	33 - 39	XS
81-06593	81-06603	39 - 47	S
81-06595	81-06605	47 - 53	M
81-06597	81-06607	53 - 60	L
81-06598	81-06608	60 - 67	XL





DONJOY

Adjustable Patella Donut®

Indicazioni

- Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea moderata e severa, artrosi femoro-rotulea

Caratteristiche

- Cuscinetto di sostegno alla rotula
- Tessuto in Drytex leggero e traspirante
- Disponibile in 5 taglie, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Adjustable Patella Donut®

Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
11-0554-1-06000	33 - 39	XS
11-0554-2-06000	39 - 47	S
11-0554-3-06000	47 - 53	M
11-0554-4-06000	53 - 60	L
11-0554-5-06000	60 - 67	XL



DONJOY

Genuforce™ Ginocchiera elastica

Indicazioni

- Instabilità femoro-rotulea lieve e moderata, mal allineamento rotuleo, lesioni meniscali, applicazione post-trauma e post-operatorio


Caratteristiche

- Tessuto elasticizzato con lavorazione 3D a tensioni differenti per fornire elastocompressione bilanciata, design anatomico per un'elevata vestibilità e un ottimo comfort durante l'utilizzo
- Tasselli antiscivolo e anti rotazione, materiali di fabbricazione ipoallergici
- Monta un anello di stabilizzazione femoro-rotuleo in silicone medicale concepito per evitare un'eccessiva pressione nella parte centrale della rotula
- Stecche laterali flessibili inserite nel tutore
- Ambidestra, in 7 misure
- Contenzione Medica Certificata RAL

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Genuforce™

Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Circonferenza polpaccio in cm (presa 5 cm sotto il centro della rotula)	Taglia
82-0027-1	37 - 40	25 - 28	XS
82-0027-2	40 - 43	28 - 30	S
82-0027-3	43 - 46	31 - 34	M
82-0027-4	46 - 49	34 - 37	L
82-0027-5	49 - 52	37 - 40	XL
82-0027-6	52 - 55	40 - 43	XXL
82-0027-7	55 - 58	43 - 48	XXXL





DONJOY

Rotulax™ chiusa

Ginocchiera elastica

Indicazioni

- Sostegno per pazienti con rotula iperlassa
- Lesioni rotulee lievi e moderate
- Nel post-operatorio e per trattamenti conservativi

Caratteristiche

- Stecche bilaterali flessibili integrate nel supporto
- Cuscinetto interno rotuleo in silicone medicale
- Ambidestra, in 6 misure
- Priva di lattice
- Contenzione Medica Certificata II Classe



Informazioni per l'ordine

Ginocchiera elastica Rotulax™ chiusa		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
Sl40B-1	35 - 38	XS
Sl40B-2	39 - 42	S
Sl40B-3	43 - 46	M
Sl40B-4	47 - 49	L
Sl40B-5	50 - 53	XL
Sl40B-6	54 - 57	XXL



DONJOY

Rotulax™ aperta

Ginocchiera elastica

Indicazioni

- Sostegno per pazienti con rotula iperlassa
- Lesioni rotulee lievi e moderate
- Nel post-operatorio e per trattamenti conservativi

Caratteristiche

- Stecche bilaterali flessibili integrate nel supporto
- Cuscinetto interno rotuleo in silicone medicale
- Ambidestra, in 6 misure
- Priva di lattice
- Contenzione Medica Certificata II Classe

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera elastica Rotulax™ aperta		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
Sl45B-1	35 - 38	XS
Sl45B-2	39 - 42	S
Sl45B-3	43 - 46	M
Sl45B-4	47 - 49	L
Sl45B-5	50 - 53	XL
Sl45B-6	54 - 57	XXL



AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 compex®

 Empi®



MOTION IS ⁺MEDICINE®



AIRCAST®

Infrapatellar Band™

Indicazioni

- Tendinite rotulea
- Morbo di Osgood Schlatter

Caratteristiche

- Cuscinetto interno a cella d'aria per concentrare la compressione sul tendine, diminuendo lo stress sull'apofisi tibiale
- Misura universale
- Chiusura a velcro

Informazioni per l'ordine

Infrapatellar Band™	
Codice	Taglia
o8A-B	Universale

Ginocchiere per osteoartrite





Ginocchiere per Osteoartrite



	OA Defiance™ OA Defiance™ III	OA Nano	OA Adjuster 3	OA Reaction Web	OA Lite
Osteoartrosi unicompartimentale lieve		•		•	•
Osteoartrosi unicompartimentale moderata	•	•	•		•
Osteoartrosi unicompartimentale severa	•		•		
Su misura	•				

Indicazioni d'uso







DONJOY

OA Reaction™ Web

La soluzione innovativa e discreta contro il dolore da osteoartrosi al ginocchio.

La ginocchiera **OA Reaction Web™** dona sollievo ai pazienti affetti da osteoartrosi del ginocchio con una soluzione comoda, leggera e discreta.

La ginocchiera **OA Reaction Web™** è uno strumento unico ed efficace per il trattamento dei dolori provocati da osteoartrosi grazie all'innovativa tecnologia reticolare in silicone e al comodo e funzionale sistema di scarico articolare.

L'utilizzo della sottoginocchiera è opzionale.


Informazioni per l'ordine

Ginocchiera OA Reaction	
Codice	Descrizione
82-7426-X	OA Reaction Web - Varo destro / Valgo sinistro
82-7427-X	OA Reaction Web - Varo sinistro / Valgo destro

Accessori Ginocchiera OA Reaction	
25-9504-X	Set ricambi - Varo destro / Valgo sinistro
25-9505-X	Set ricambi - Varo sinistro / Valgo destro



Taglia		
Taglia tutore	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 1	33 - 39	XS
x = 2	39 - 47	S
x = 3	47 - 53	M
x = 4	53 - 60	L
x = 5	60 - 67	XL
x = 6	67 - 75	XXL
x = 7	75 - 81	XXXL




Indicazioni

- Osteoartrosi unicompartimentale di ginocchio e rotula, da lieve a moderata
- La ginocchiera OA Reaction Web™ è l'ideale per chi non ha mai indossato un tutore: permette di abituarsi al tutore, facilitando il passaggio ad uno più rigido a tempo debito
- Per pazienti che desiderano un'alternativa più leggera rispetto ai tutori rigidi

Caratteristiche

- Tecnologia reticolare in silicone: assorbe gli urti e ripristina l'energia cinetica. Perfetta aderenza per favorire la propriocezione e aiutare i pazienti a riacquistare sicurezza e rimanere attivi
- Rete in silicone con foro rotuleo: il pannello in silicone assicura la stabilità della rotula e una leggera azione di scarico
- Struttura elastica avvolgente quadridirezionale: comoda, aderente, facile da indossare
- Perfetta vestibilità per la maggior parte delle conformazioni
- Cuscinetto condilare in silicone: azione delicata di scarico del ginocchio e presa antiscivolo
- Asta montante in alluminio modellabile: assicura stabilità e si può regolare per aumentare l'azione di scarico
- Raccordi agli snodi imbottiti: garantiscono comfort e protezione
- Pannello posteriore: design anatomico in tessuto traspirante
- Sottoginocchiera di protezione per il miglior comfort durante l'uso, soprattutto in caso di attività sportiva intensa
- A basso impatto, leggera, discreta: il livello di comfort della ginocchiera è tale che i pazienti possono addirittura dimenticarsene
- Discreta, si può indossare sotto gli abiti




Sottoginocchiera inclusa



DONJOY

OA Defiance III™
OA Defiance™



Ginocchiere su misura

Indicazioni

- Artrosi unicompartimentale severa (varo/valgo)
- Correzione addizionale da 1° a 7° gradi con sistema telescopico al condilo per ulteriore spinta fino a 3° gradi extra

Caratteristiche

- Struttura leggera in fibra di carbonio ad alta resistenza
- In fase di misurazione si può inserire la correzione da 1° a 7°
- Condilo telescopico per correzioni ulteriori fino a 3° extra
- La chiave universale regola il carico per le varie esigenze quotidiane
- Imbottitura condilo Foam™ con 100% di memoria per un maggiore comfort e anatomicità
- Rivestimenti interni e imbottiture soft
- Design a "4 Punti di Spinta" DonJoy®
- Inseribili blocchi opzionali in flessione da 45°, 60°, 75°, 90° e in estensione da 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- 36 colori disponibili (vedi pagina 94)
- Accessori disponibili su richiesta (vedi pagina 125)

Per le misure utilizzare il sistema DonJoy CCMI - Mark III
(Vedi pagina 89)

Tempi di consegna

- 30 giorni dalla data dell'ordine



DONJOY

OA Nano™



Indicazioni

- OA monocompartimentale da lieve a moderata
- Ideale per persone che svolgono attività moderata

Caratteristiche

- Design della struttura a "4 Punti di Spinta" DonJoy®
- Struttura rigida in lega di magnesio con tecnologia Nano Mag™
- Regolazione varo/valgo da 0° a 11° circa
- Appositamente studiata per garantire la stabilità legamentosa
- Peso: 402 g ca

Informazioni per l'ordine



OA Nano™		
Codice		Comparto Degenerato
Sinistro	Destro	
11-1215-x	11-1214-x	Mediale (VARO)
11-1217-x	11-1216-x	Laterale (VALGO)
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 1	33 - 39	XS
x = 2	39 - 47	S
x = 3	47 - 53	M
x = 4	53 - 60	L
x = 5	60 - 67	XL
x = 6	67 - 75	XXL

Nota: Il meccanismo di spinta è posizionato lateralmente in caso di ginocchio VARO e medialmente in caso di ginocchio VALGO

(Accessori vedi pagina 125)



DONJOY

OA Adjuster™ 3



Indicazioni

- Indicata per pazienti con osteoartrite unicompartimentale da moderata a severa varo/valgo, che richiedono di scaricare il peso dal ginocchio fornendo un'adeguata stabilità legamentosa
- Ideale per persone con stile di vita attivo e per sportivi

Caratteristiche

- L'uso della tecnologia Nano MAG™ sul lato di scarico, in combinazione con la durezza della struttura in alluminio, garantisce leggerezza e forza di riallineamento ottimale alla rima articolare
- La tecnologia DonJoy Adjuster™ 3 clinicamente testata, assicura un corretto e bilanciato scarico del peso dell'arto del paziente sui condili del ginocchio
- Correzione varo/valgo fino a 11° circa
- Sistema a "4 Punti di Spinta" per favorire stabilità al comparto legamentoso
- Design sagomato della struttura rigida che si adatta in particolar modo al polpaccio, permettendo una migrazione minima del tutore e massimo comfort anche per i pazienti più robusti

Informazioni per l'ordine



OA Adjuster™ 3		
Codice		Comparto Degenerato
Sinistra	Destra	
11-1591-x	11-1590-x	Mediale (VARO)
11-1593-x	11-1592-x	Laterale (VALGO)
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 1	33 - 39	XS
x = 2	39 - 47	S
x = 3	47 - 53	M
x = 4	53 - 60	L
x = 5	60 - 67	XL
x = 6	67 - 75	XXL

Nota: Il meccanismo di spinta è posizionato lateralmente in caso di ginocchio VARO e medialmente in caso di ginocchio VALGO

(Accessori vedi pagina 125)



DONJOY

OA Lite™



Asta di correzione rimovibile

Indicazioni

- Artrosi unicompartimentale lieve e moderata (varo/valgo)
- Indicata per soggetti con stile di vita sedentario

Caratteristiche

- Snodo precaricato sino a 6° di correzione con controllo flessione/estensione
- Stabilizzatore circonfrenziale alla rotula
- Tessuto in Breathe-O-Prene® e MicroMesh® traspirante e ipoallergenico
- Protezioni al condilo in Foam con 100% di memoria con imbottiture in neoprene da 2,3 e 5 mm
- Fasce alla coscia e al polpaccio per stabilità e comfort ottimali
- Disponibile in 6 taglie e in due versioni: comparto mediale e comparto laterale

Informazioni per l'ordine



OA Lite™		
Codice		Comparto Degenerato
Sinistro	Destro	
11-1532-x	11-1531-x	Mediale (VARO)
11-1534-x	11-1533-x	Laterale (VALGO)
Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 1	33 - 39	XS
x = 2	39 - 47	S
x = 3	47 - 53	M
x = 4	53 - 60	L
x = 5	60 - 67	XL
x = 6	67 - 75	XXL

Nota: Il meccanismo di spinta è posizionato lateralmente in caso di ginocchio VARO e medialmente in caso di ginocchio VALGO




DONJOY

Accessori per: OA Nano, OA Adjuster 3 OA Defiance III, OA Defiance

Accessori opzionali per ginocchiere per osteoartrite		
Codice	Descrizione	Taglia
11-0075-x-00000	Sottoginocchiiera in Lycra® nera	XS-XXL
11-0122-x	Sottoginocchiiera in Neoprene nera	XS-XXL
11-0398-9-00000	Blocco in estensione completa a 0°	
25-1376-0-00000	Kit blocchi flex/ext (Ext 20°,30°,45° - Flex 60°,75°-0°)	
13-3120-0-00000	Chiavetta esagonale a T	

Ginocchiere post-operatorie







DONJOY

X-Act™ ROM Lite

Ginocchiera telescopica
leggera

Misura universale



Indicazioni

- Immobilizzazione con controllo dell'arco di movimento (ROM) a seguito di interventi chirurgici ai legamenti LCA, LCL, LCM, interventi di riparazione del menisco, frattura del piatto tibiale, severa distorsione al ginocchio, ricostruzione della cartilagine, post-osteotomia

Caratteristiche

- Leggera e telescopica
- Snodo articolare con blocco selettivo fisso a: 0°, 15°, 30°
- Regolazione estensione da -10° a 90° e in flessione da -10° a 120° con incremento di 10°x
- Struttura scheletrica con aste telescopiche
- Chiusura con 4 fasce a velcro imbottite e regolabili
- Misura universale, ambidestra



Informazioni per l'ordine

Ginocchiera post-operatoria X-Act™ ROM LITE		
Codice	Circonferenza massima della coscia in cm	Taglia
11-2161-9	71	Unica



DONJOY

X-Act™ ROM

Ginocchiera telescopica rinforzata

Misura universale

Indicazioni

- Immobilizzazione con controllo dell'arco di movimento (ROM) a seguito di interventi chirurgici ai legamenti LCA, LCL, LCM, interventi di riparazione del menisco, frattura del piatto tibiale, severa distorsione al ginocchio, ricostruzione della cartilagine, post-osteotomia

Caratteristiche

- Ideale per soggetti con struttura corporea robusta e altezza superiore a 190 cm
- Snodo articolare con blocco selettivo fisso a: 0°, 15°, 30°
- Regolazione estensione da -10° a 90° e in flessione da -10° a 120° con incremento di 10°x
- Struttura scheletrica con aste telescopiche rinforzate
- 4 fasce a velcro montate su clip rapida di chiusura
- Misura universale, ambidestra

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera post-operatoria X-Act™ ROM		
Codice	Circonferenza massima della coscia in cm	Taglia
11-2151-9	71	Unica



DONJOY

IROM™ Cool IROM™ aperta Ginocchiera post-operatoria

Indicazioni

- Immobilizzazione con controllo del ROM nel post-operatorio e post-trauma, trattamento conservativo a seguito di distorsione

Caratteristiche

- Controllo del ROM con incremento di 10°
- Estensione da 0° a 90°, flessione da 0° a 120°
- Barre modellabili per la correzione del varo/valgo
- Disponibile nella versione chiusa o aperta, in due differenti lunghezze

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera post-operatoria IROM™ / Cool IROM™		
Codice	Lunghezza del tutore in cm	Taglia
11-0170-2	57 (per lunghezza gamba < 80)	Corta
11-0170-4	66 (per lunghezza gamba > 80)	Lunga
11-0175-2	57 (per lunghezza gamba < 80)	Corta versione Cool
11-0175-4	66 (per lunghezza gamba > 80)	Lunga versione Cool



DONJOY

3V™ Immobilizzatore di ginocchio a 3 pannelli

Indicazioni

- Immobilizzazione post-operatoria e post-trauma

Caratteristiche

- Realizzato in tre pannelli in tessuto traspirante
- Stecche laterali a 0° di estensione
- Chiusura a velcro
- Circonferenza alla coscia regolabile grazie ai pannelli
- Versione ambidestra, disponibile in 4 taglie

Informazioni per l'ordine

Immobilizzatore di ginocchio 3V		
Codice	Altezza del tutore in cm	Taglia
82-96105	40	S
82-96106	50	M
82-96107	60	L
82-96108	65	XL



Misurare la lunghezza della gamba dall'inguine al malleolo e sottrarre 20 cm



DONJOY

AT43V+

Immobilizzatore di ginocchio



Indicazioni

- Immobilizzazione post-operatoria e post-trauma

Caratteristiche

- 3 pannelli in tessuto rinforzato, per fornire elevata immobilizzazione.
- Stecche di stabilizzazione sagomabili in alluminio
- Chiusura con fibbie a clip rapide
- Tasselli interni antiscivolo
- Disponibile in 5 differenti lunghezze
- Misura universale ambidestra

Informazioni per l'ordine

Immobilizzatore Ginocchio AT43V+		
Codice	Lunghezza del tutore in cm	Taglia
AT43V+/H30	30	Pediatrica
AT43V+/o1	40	S
AT43V+/o2	50	M
AT43V+/o3	60	L
AT43V+/o4	65	XL



Misurare la lunghezza della gamba dall'inguine al malleolo e sottrarre 20 cm



DONJOY

Everest™

Ginocchiera multifunzionale



Indicazioni

- Uso post-operatorio e post-trauma, a seguito di distorsione, nella riabilitazione

Caratteristiche

- Snodi policentrici con regolazione della flessione e dell'estensione a 0°, 15°, 30°, 60° e 90°
- Staffa posteriore rimovibile per una completa immobilizzazione
- Ampia apertura frontale con chiusura a velcro per una facile e veloce applicazione
- 4 fasce di chiusura con fibbie rapide per garantire la massima contenzione del tutore
- Realizzata in poliammide - Lycra® con rivestimento interno in cotone per non arrecare fastidio e allergie da contatto
- Altezza del tutore 42 cm, disponibile in 6 taglie

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Everest		
Codice	Circonferenza della coscia 15 cm sopra il centro rotula	Taglia
ATA34XS	33 - 37	XS (pediatrica)
ATA34S	38 - 43	S
ATA34M	44 - 49	M
ATA34L	50 - 55	L
ATA34XL	56 - 60	XL
ATA34XXL	> 60	XXL



AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 compex®

 Empi®



MOTION IS ⁺MEDICINE®

Caviglia, Piede



Tutori bivalva



	Air-Stirrup II™	Air-Stirrup Classic	Air-Stirrup Universe	Surround Gel	AirSelect basso
Distorsione di 2° grado (lesione parziale legamentosa)	•	•	•	•	•
Distorsione di 3° grado (lesione severa legamentosa)	•	•			•
Terapia del freddo				•	

Cavigliere per stabilizzazione legamentosa



	AirSport	A60™	Stabilizing Speed Pro
Instabilità cronica e ripresa attività sportiva	•	•	•
Instabilità lieve e moderata	•	•	

Tutori per protezione del tendine d'Achille e fascite plantare



	AirHeel	AchilloForce Air
Tendinopatie al tendine d'Achille	•	•
Fascite plantare	•	•
Spina calcaneare	•	•
Tallonite	•	•

Cavigliere elastiche



	Malolax™	Strapping™	Fortilax™	Malleoforce
Contenzione graduata per trattamento dell'edema	•	•	•	•
Borsiti	•			•
Instabilità e artrosi lieve e moderata, ripresa sportiva	•	•	•	•
Stimolazione propriocettiva	•	•	•	•



Scelta del tutore





AIRCAST

Air-Stirrup II™ Tutore bivalva



Tecnologia a doppia cella d'aria
Brevetto Aircast

Valve
anatomiche
semi-rigide



Rivestimento
in morbida
rete
traspirante

Duplex™ Aircell
Technology

Indicazioni

- Distorsione acuta di I, II, III grado
- Trattamento post-operatorio
- Terapia di protezione post-stivaletto gessato o bendaggio funzionale
- Trattamento funzionale

Caratteristiche

- Guscio esterno semi-flessibile e anatomico per favorire il comfort
- Parte interna con celle a camere d'aria Sistema Duplex™, esclusivo di Aircast®
- Morbida rete traspirante sui cuscinetti interni, per diminuire la sudorazione evitando arrossamenti alla cute
- Chiusura con passante per fasce di velcro, sistema brevettato Aircast®
- Sagoma piede stampata sulla parte inferiore del tutore per il corretto posizionamento

Informazioni per l'ordine

Tutore bivalva Air-Stirrup II™				
Codice		Altezza paziente in m	Lunghezza tutore in cm	Taglia
Sinistra	Destra			
81-02VSL	81-02VSR	< 1,57	21,6	S
81-02VML	81-02VMR	1,57 - 1,67	23,5	M
81-02VLL	81-02VLR	> 1,62	26,7	L






Sistema con doppi cuscinetti ad aria Duplex™ Aircast®

Il **design del guscio** offre una maggiore flessibilità prossimale, aumentando il comfort

Il **design anatomico delle valve** favorisce maggiore forza distale per una protezione più efficace della caviglia



La circolazione dell'aria nei **cuscinetti prossimali**, in cui la pressione è inferiore, favorisce la circolazione

I cuscinetti ad aria prossimali si sovrappongono a quelli distali creando l'**effetto di una "doppia" camera d'aria** Sistema Duplex™ esclusivo Aircast®

La pressione dei **cuscinetti distali** sovrapposti, genera un effetto pulsante che fa risalire l'edema e il gonfiore nella gamba, durante la deambulazione

Le frecce blu rappresentano la pressione che favorisce la circolazione (frecce rosse), garantita dal Sistema Duplex™, esclusivo di Aircast®



AIRCAST®

Air-Stirrup® Classic™ Tutore bivalva

Indicazioni

- Distorsione acuta di I, II e III grado
- Utilizzo post-operatorio e post-gesso
- Instabilità cronica di caviglia
- Trattamento funzionale

Caratteristiche

- Gusci semi-rigidi anatomici per assicurare protezione e comfort
- Sistema brevettato a celle ad aria Duplex™ per migliorare la circolazione e ridurre il gonfiore
- Chiusura a velcro

Informazioni per l'ordine

Tutore bivalva Air-Stirrup® Classic™				
Codice		Altezza paziente in m	Altezza tutore in cm	Taglia
Sinistra	Destra			
81-02CL	81-02CR	< 1,57	22	Small
81-02BL	81-02BR	1,57 - 1,67	23	Training (Medium)
81-02AL	81-02AR	> 1,62	27	Standard (Large)
81-02JL	81-02JR	Bambini	15	Pediatrica
02DL	02DR	> 1,67	23	Sport



AIRCAST®

Air-Stirrup® Universe™ Tutore bivalva

Indicazioni

- Distorsione acuta di I, II e III grado
- Instabilità cronica
- Utilizzo post-operatorio e post-gesso

Caratteristiche

- Gusci semi-rigidi con celle ad aria Duplex™ pre-gonfiate, per la protezione della caviglia
- Chiusura a velcro
- Misura universale ambidestra

Informazioni per l'ordine

Tutore bivalva Air-Stirrup® Universe™	
Codice	Taglia
02E	Unica

Surround® Gel

Tutore bivalva per terapia del freddo



Indicazioni

Applicazione della terapia del freddo e dell'immobilizzazione a seguito di:

- Distorsione acuta di I, II e III grado
- Instabilità cronica
- Utilizzo post-operatorio

Caratteristiche

- Gusci semi-rigidi con cuscinetti interni con uno speciale Gel per la terapia del freddo
- Il tutore per mantenere l'effetto del freddo deve essere posto in un congelatore per circa 20 minuti
- L'effetto freddo dura all'incirca 20 - 30 minuti, secondo la temperatura dell'ambiente

Informazioni per l'ordine

Tutore bivalva Surround Gel	
Codice	Taglia
81-97877	Unica



AIRCAST

Leg Brace™

Gambaletto con pannello

Indicazioni

- Fratture da stress
- Fratture di tibia e perone
- Dopo la rimozione del gesso

Caratteristiche

- Gusci anatomici semi-rigidi con sistema a celle ad aria Duplex™
- Pannello frontale di protezione alla tibia

Informazioni per l'ordine



Gambaletto Leg Brace™				
Codice		Altezza paziente in m	Altezza tutore in cm	Taglia
Sinistra	Destra			
o3BL	o3BR	> 1,57	39,5	Standard
o3DL	o3DR	< 1,57	33	Small

Stabilizing Speed Pro™

Cavigliera per lo sport

NOVITÀ



Informazioni per l'ordine

Stabilizing Speed Pro

Codice	Circonferenza in cm del tallone	Taglia
11-3235-0	23 - 25	XXS
11-3235-1	25 - 28	XS
11-3235-2	28 - 30	S
11-3235-3	30 - 33	M
11-3235-4	33 - 36	L
11-3235-5	36 - 38	XL
11-3235-6	38 - 41	XXL



Indicazioni

- Trattamento dell'instabilità cronica della caviglia
- Protezione e prevenzione delle distorsioni durante l'attività sportiva

Caratteristiche

- Realizzata in Nylon 800D per aumentare la contenzione e la durata del tutore
- Design a basso profilo con sistema di fasce a otto, con chiusura a velcro
- Stringatura con tiranti a blocco rapido per facilità d'uso
- Disponibile in 7 taglie, ambidestra



1



2



3



4



5

NOVITÀ

AIRCAST

AirSport™+



Indicazioni

- Distorsioni di caviglia moderate e severe
- Lesioni al comparto legamentoso
- Nel post-operatorio
- Trattamenti conservativi
- Uso profilattico, ritorno alle attività sportive

Caratteristiche

- Innovativo tutore per la caviglia con sistema ATOP/MOZ per la chiusura e per regolare il livello di compressione
- Rinforzi bilaterali per un'elevata stabilizzazione e controllo articolare
- Materiali di fabbricazione semi-rigidi per controllare il movimento
- Rinforzi anatomici per rispettare la conformazione naturale
- Imbottiture con celle ad aria per la protezione
- Doppie celle ad aria per il massaggio e la compressione
- Le imbottiture e le celle ad aria aumentano il comfort
- 5 taglie disponibili; destra e sinistra

Informazioni per l'ordine



Cavigliera AirSport™ +

Codice		Taglia	Misura del piede
Sinistra	Destra		
82-0266-1	82-0265-1	XS	30-34
82-0266-2	82-0265-2	S	34-38
82-0266-3	82-0265-3	M	38-42
82-0266-4	82-0265-4	L	42-47
82-0266-5	82-0265-5	XL	>47





AIRCASST

AirSport™

Indicazioni

- Distorsione acuta di caviglia di I e II grado
- Lesione legamentosa di caviglia
- Applicazione post-operatoria e post-gesso
- Instabilità cronica della caviglia
- Profilassi delle distorsioni

Caratteristiche

- Cuscinetti interni con celle ad aria e schiuma per proteggere e sostenere la caviglia
- Il guscio semirigido integrato assicura il sostegno
- Rivestimento in tessuto resistente, per la massima durata del tutore
- Fascia anteriore incrociata per LPA consente una maggiore stabilizzazione articolare
- Facile regolazione alla base del tallone per semplificare l'applicazione
- 5 misure, versione destra e sinistra

Informazioni per l'ordine

Cavigliera AirSport™			
Codice		Misura Scarpa	Taglia
Sinistra	Destra		
81-02MXSL	81-02MXSR	30 - 34	XS
81-02MSL	81-02MSR	35 - 38	S
81-02MML	81-02MMR	39 - 42	M
81-02MLL	81-02MLR	43 - 47	L
81-02MXLL	81-02MXLR	> 47	XL



AIRCASST

A60™

Indicazioni

- Instabilità cronica alla caviglia
- Ideale per riprendere e svolgere le attività sportive

Caratteristiche

- Stabilizzatore interno con angolo predisposto a 60° per evitare le distorsioni
- Tessuto Breathe-O-Prene® mantiene la pelle fresca e asciutta
- Design anatomico ed ergonomico
- Regolazione semplificata mediante un'unica fascia di contenzione
- Tallone aperto per mantenere la propriocezione
- 3 misure, nella versione destra e sinistra

Informazioni per l'ordine

Cavigliera A60™			
Codice		Misura Scarpa	Taglia
Sinistra	Destra		
81-02TSL	81-02TSR	35 - 38	S
81-02TML	81-02TMR	39 - 42	M
81-02TLL	81-02TLR	43 - 47	L



DONJOY

Malleoforce™ Cavigliera elastica

Indicazioni

- Instabilità lieve e moderata della caviglia, lievi lesioni legamentose, osteoartrite lieve e moderata, infiammazione cronica dei tessuti, nel post-trauma e nel post-operatorio

Caratteristiche

- Tessuto elasticizzato con lavorazione 3D a tensioni differenti per fornire elastocompressione bilanciata, design del presidio anatomico per un'elevata vestibilità e un ottimo comfort per il paziente durante l'utilizzo, materiali ipoallergenici. Supporti di contenzione e stabilizzazione interni realizzati in silicone medicale
- 6 misure, ambidestra
- Contenzione Medica Certificata RAL

Informazioni per l'ordine

Cavigliera elastica Malleoforce™		
Codice	Circonferenza caviglia in cm	Taglia
82-0028-1	17 - 19	XS
82-0028-2	19 - 21	S
82-0028-3	21 - 23	M
82-0028-4	23 - 25	L
82-0028-5	25 - 27	XL
82-0028-6	27 - 29	XXL



DONJOY

Strapping™ Cavigliera elastica

Indicazioni

- Instabilità lieve o moderata della caviglia
- Lieve osteoartrite della caviglia e del piede
- Come protezione per attività sportive

Caratteristiche

- Tessuto elastico a maglia multidirezionale, anatomica
- Fascia elastica aggiuntiva per maggiore compressione e supporto
- 6 misure, ambidestra
- Priva di lattice
- Contenzione Medica Certificata II Classe



Maglia traspirante
ipoallergenica



Elasticità multidirezionale



Compressione
graduata

Informazioni per l'ordine

Cavigliera elastica Strapping™		
Codice	Circonferenza caviglia in cm	Taglia
S385B-1	19 - 20	XS
S385B-2	21 - 22	S
S385B-3	23 - 24	M
S385B-4	25 - 26	L
S385B-5	27 - 28	XL
S385B-6	29 - 30	XXL





DONJOY

Fortilax™ Cavigliera elastica

Indicazioni

- Sostegno e compressione dopo lievi traumi della caviglia
- Lieve osteoartrite della caviglia e del piede
- Come protezione nelle attività sportive

Caratteristiche

- Tessuto elastico compressivo a forma anatomica
- 6 misure, ambidestra
- Priva di lattice
- Contenzione Medica Certificata II Classe



Maglia traspirante
ipoallergenica



Elasticità multidirezionale



Compressione
graduata



Inseri malleolari in
silicone



Informazioni per l'ordine

Cavigliera elastica Fortilax™		
Codice	Circonferenza caviglia in cm	Taglia
S395B-1	19 - 20	XS
S395B-2	21 - 22	S
S395B-3	23 - 24	M
S395B-4	25 - 26	L
S395B-5	27 - 28	XL
S395B-6	29 - 30	XXL

DONJOY

Malolax™ Cavigliera elastica

Indicazioni

- Sostegno e compressione dopo lievi traumi della caviglia
- Lieve osteoartrite della caviglia e del piede
- Come protezione nelle attività sportive

Caratteristiche

- Tessuto elastico compressivo a forma anatomica
- Cuscinetti malleolari in silicone
- 6 misure, ambidestra
- Priva di lattice
- Contenzione Medica Certificata II Classe



Maglia traspirante
ipoallergenica



Elasticità multidirezionale



Compressione
graduata



Informazioni per l'ordine

Cavigliera elastica Malolax™		
Codice	Circonferenza caviglia in cm	Taglia
S370B-1	19 - 20	XS
S370B-2	21 - 22	S
S370B-3	23 - 24	M
S370B-4	25 - 26	L
S370B-5	27 - 28	XL
S370B-6	29 - 30	XXL



Achilloforce Air™



Indicazioni

- Infiammazione cronica o post-traumatica del tendine d'Achille
- Tendinite dell'achilleo
- Fascite plantare

Caratteristiche

- Celle ad aria pneumatiche per la compressione intermittente per creare l'effetto massaggio sull'area del tendine d'Achille durante la deambulazione
- Design anatomico e lavorazione del tessuto multidirezionale per una corretta compressione
- Fascia elastica supplementare per regolare il livello di compressione
- Tessuto traspirante e ipoallergenico, anti-grinze e antiscivolo
- Si indossa con calzature sportive
- 6 taglie
- Ambidestra
- Contenzione Medica Certificata RAL

Informazioni per l'ordine



Achilloforce		
Codice	Circonferenza caviglia in cm	Taglia
82-0252-1	17 - 19	XS
82-0252-2	19 - 21	S
82-0252-3	21 - 23	M
82-0252-4	23 - 25	L
82-0252-5	25 - 27	XL
82-0252-6	27 - 29	XL



Compressione intelligente

Le celle d'aria pneumatiche svolgono un ruolo di ammortizzatore e massaggio nell'area del tendine d'Achille





Exos™ Free Motion Ankle

Tutore articolato termoplastico

Innovativo tutore per la stabilizzazione e il controllo del ROM alla caviglia con supporto alla volta plantare. Rispetto al tradizionale tutore AFO statico, Free Motion Ankle Exos accelera la riabilitazione, corregge gli atteggiamenti errati del passo, aiuta nel ripristinare la normale deambulazione, riduce l'instaurarsi dell'atrofia muscolare.

Termoplastico e rimodellabile per adattare il tutore, secondo il progredire della riabilitazione.

Indicazioni

- Instabilità cronica di caviglia
- Grave distorsione con interessamento del comparto legamentoso
- Disfunzione del Tendine Tibiale Posteriore (DTTP)
- Uso post-operatorio e post-trauma
- Controllo del ROM articolare e sostegno alla volta del piede
- Riduzione dell'atrofia muscolare da disuso
- Correzione da errato atteggiamento bio-meccanico

Caratteristiche

- Materiale termoplastico d'ultima generazione malleabile a bassa temperatura per consentire nel tempo adattamenti personalizzati in funzione ai progressi della riabilitazione del paziente
- Sistema rapido chiusura/apertura BOA per un facile e confortevole indosso
- Sistema ROM articolare alla caviglia con protezioni per i malleoli
- Supporto al piede con tallone aperto, minimo ingombro per l'uso con calzature comode
- Design anatomico, sottile, leggero, traspirante, ipoallergenico, antimicrobico
- 5 taglie, destro oppure sinistro



Informazioni per l'ordine

Exos Free Motion Ankle				
Codice Sinistro	Codice destro	Misura scarpa donna	Misura scarpa uomo	Taglia
80002-001	80002-002	34-36	< 38	XS
80002-003	80002-004	36-38	38-39	S
80002-005	80002-006	38-40	39-42	M
80002-007	80002-008	40-42	42-45	L
80002-009	80002-010	> 43	> 45	XL

Ricambi e Accessori					
Codice Sinistro	Codice destro	Descrizione	Misura scarpa donna	Misura scarpa uomo	Taglia
809-1-010	809-1-020	Supporto plantare	34-36	< 38	XS
809-1-030	809-1-040	Supporto plantare	36-38	38-39	S
809-1-050	809-1-060	Supporto plantare	38-40	39-42	M
809-1-070	809-1-080	Supporto plantare	40-42	42-45	L
809-1-090	809-1-100	Supporto plantare	> 43	> 45	XL
806-1-20	-	Rinforzi anteriori	-	-	Univ.
807-1-20	-	Protezioni malleolo	-	-	Univ.

Per informazioni sul forno Exos vedere pagina 77





AIRCAST

AirLift™ Tutore per Disfunzione Tendine Tibiale Posteriore

Indicazioni

- Disfunzione del Tendine Tibiale Posteriore (DTTP)
- Uso post-operatorio e durante la riabilitazione

Caratteristiche

- Tutore con tirante medio laterale abbinato a un cuscinetto ad aria gonfiabile, posizionato sotto l'arco plantare
- AirLift™ può essere usato per il trattamento conservativo della Disfunzione del Tendine Tibiale Posteriore e quindi prevenire o ritardare la sua degenerazione
- Versione destra e sinistra
- 3 misure disponibili

Informazioni per l'ordinazione

AirLift™			
Codice		Misura Scarpa	Taglia
Sinistra	Destra		
02PSL	02PSR	35 - 38	S
02PML	02PMR	39 - 42	M
02PLL	02PLR	43 - 47	L



AIRCAST

AirHeel™ Tutore per fascite plantare

Indicazioni

- Fascite plantare, infiammazioni al tendine d'Achille, dolore calcaneare

Caratteristiche

- 2 cuscinetti ad aria interconnessi creano scambio sotto l'arco plantare e sul tendine d'Achille. Questa azione migliora la circolazione durante la deambulazione
- Realizzato in materiale confortevole e traspirante Breathe-o-Prene®
- S'indossa come un normale calzino e non richiede particolari calzature



Compressione intelligente

Le celle d'aria pneumatiche svolgono un ruolo di ammortizzatore e massaggio nell'area del tendine d'Achille



Informazioni per l'ordine

Tutore AirHeel™ (ambidestro)		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
81-09AS	< 38	S
81-09AM	39 - 42	M
81-09AL	> 42	L





PROCARE®

Night Splint™

Splint notturno per fascite plantare

Indicazioni

- Fascite plantare
- Stretching controllato e prolungato sulla fascia plantare e sul tendine d'Achille

Caratteristiche

- Realizzato in materiale leggero e robusto con rivestimento interno in materiale soft per un elevato comfort durante l'utilizzo
- Tre punti di trazione con fasce di chiusura a velcro assicurano un'ottima stabilità del presidio
- La placca anteriore è in materiale termoformabile per eventuali modifiche e personalizzazioni

Informazioni per l'ordine

Tutore notturno Night Splint™		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
09DS	< 41	S/M
09DL	> 42	L/XL



PROCARE®

Tuli's®

Coppette per tallone

Indicazioni

- Talloniti e talalgie, tendinopatie del tendine d'Achille, Morbo di Haglund, Morbo di Sever-Blenke, sperone calcaneare, borsite retrocalcaneare

Caratteristiche

- L'esclusiva progettazione a conchiglia assorbe i colpi e i microtraumi da pressione al tallone
- Materiale shock absorbent
- 5 misure, ambidestra
- Disponibile in 2 versioni: Standard e Pro specifica per lo sport

Informazioni per l'ordine

Coppette per tallone Tuli's®		
Codice	Versione	Taglia
79-72280	Standard (Colore Giallo)	M (Adulti < 80 kg)
79-72281	Standard (Colore Giallo)	L (Adulti > 80 kg)
79-72273	Pro (Colore Verde)	S (Giovani)
79-72275	Pro (Colore Verde)	M (Adulti < 80 kg)
79-72277	Pro (Colore Verde)	L (Adulti > 80 kg)

AIRCRAFT

Hallufix® Bunion Aid™

Tutore per la terapia dell'alluce valgo



Hallufix® Bunion Aid® è un tutore per l'alluce valgo con fasce regolabili e un confortevole cuscino in gel che protegge i tessuti irritati, distribuisce uniformemente la pressione e garantisce un sostegno correttivo.

Clinicamente studiato per il trattamento dell'alluce valgo di grado lieve e moderato e per il miglioramento della deambulazione.

Ideale per contrastare il dolore provocato dall'alluce valgo e correggere il mal posizionamento dell'alluce.

Il tutore mantiene l'immobilizzazione post-chirurgica dell'alluce. Questo dispositivo medico aiuta a prevenire l'aggravamento progressivo dell'alluce valgo, la sovrapposizione dell'alluce e l'alluce a martello limitando perciò il ricorso alla chirurgia.

Hallufix è un tutore flessibile e brevettato, di comprovata efficacia terapeutica e clinicamente studiato.

- Il tutore può essere indossato durante lo svolgimento delle normali attività diurne o durante il sonno
- Lavabile
- Non indicato per soggetti diabetici o affetti da problemi circolatori

Informazioni per l'ordine

Hallufix Bunion Aid		
Codice	Descrizione	Taglia
82-03H	Hallufix Bunion Aid®	Universale
82-03E	Set ricambi per Hallufix®	Universale





Efficacia e risultati clinici



Alluce valgo senza tutore
(radiografia)



Correzione dell'alluce valgo con Hallufix

α = Angolo dell'alluce β = Angolo intermetatarsale








DONJOY

Scarpa Podalight™

Per alluce valgo



Indicazioni

- Progettata per vari tipi di applicazioni post-operatorie e post-traumatiche per piedi e dita
- Particolarmente indicata per alluce valgo, alluce rigido, bunionectomia, dita a martello, dita ad artiglio, fratture da stress, lesioni del metatarso, lesioni o interventi ai tessuti molli
- Mantiene piede, dita e avampiede in posizione corretta durante la riabilitazione

Caratteristiche

- Piastra rigida brevettata rimovibile per solidità e sostegno all'arcata
- La soletta può variare da rigida a semi-rigida, in base ai protocolli riabilitativi post-operatori
- Protezione del tallone e stabilità della caviglia riduce il carico sull'avampiede
- Suola oscillante antiscivolo dà ulteriore stabilità a piede e caviglia durante la deambulazione
- Suola leggera per maggior comfort e compliance del paziente
- Forma ampia dell'avampiede: il bordo anteriore ripara le dita per una maggiore protezione e si può rifilare in caso di necessità
- Contatto pieno sotto le dita che ne riduce l'arricciamento e migliora l'equilibrio
- Fodera traspirante a microreticolo e imbottitura caviglia per un maggior comfort del paziente
- Cinghie con chiusura a velcro facili da indossare e regolare
- Cinghia aggiuntiva rimovibile per fasciature voluminose
- Mascherina rimovibile per copertura dita inclusa
- Ambidestra




Informazioni per l'ordine

Scarpa Podalight™		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
82-0248-1	35 - 36	S
82-0248-2	37 - 38	M
82-0248-3	39 - 40	L
82-0248-4	41 - 42	XL
82-0248-5	43 - 45	XXL
82-0248-6	> 45	XXXL



DONJOY

Scarpa Podalux™ Per alluce valgo



Indicazioni

- Trattamento post-operatorio dell'alluce valgo (in seguito a bunionectomia)
- Trattamento dei traumi e delle fratture del tarso e dell'avampiede
- Mantenimento della corretta posizione del piede e dell'alluce durante la riabilitazione

Caratteristiche

- Suola con avampiede "a dondolo" che consente il carico e ne favorisce la modulazione con il "beccheggio" solidale di tutto l'avampiede.
- Tenuta efficace delle chiusure a strappo in velcro tali da governare anche i minimi movimenti del piede all'interno della calzatura e consentire un ottimo comfort con le medicazioni post-operatorie.
- Dinamicità della struttura portante di tomaia e suola garantita da uno scheletro in plastica rimovibile, così da trasformarsi in qualsiasi momento del processo riabilitativo del piede in una calzatura normale e di impedire ulteriori sovraccarichi funzionali a carico della caviglia.
- Copertura rimovibile "a cappuccio" dell'avampiede in tessuto biocompatibile e traspirante per proteggere le medicazioni da contatti esterni ed impedire che le chiusure in velcro si fissino alle medicazioni stesse.
- Pianta ampia antiscivolo per una maggiore stabilità.

Informazioni per l'ordine


Scarpa Podalux™		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
CPO-S	< 35 - 36	S
CPO-M	37 - 38	M
CPO-L	39 - 40	L
CPO-XL	41 - 42	XL
CPO-XXL	43 - 45 >	XXL



PROCARE

PodaPro™

Post-op e post-trauma



Indicazioni

- Uso post-operatorio
- Ulcere del piede
- Lesioni del metatarso o dell'avampiede

Caratteristiche

- Design quadrato in punta
- Suola resistente, antiscivolo e ampia
- Design a 15° del cuneo
- Tallone imbottito e senza cuciture
- Chiusura semplificata con ampia fascia in velcro
- Senza lattice
- Ambidestra
- Disponibile in 5 taglie

Informazioni per l'ordine

Scarpa PodaPro		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
82-0247-1	< 37	XS
82-0247-2	37 - 39	S
82-0247-3	39 - 42	M
82-0247-4	42 - 44	L
82-0247-5	> 44	XL





PRO-CARE

Scarpa Squared™

Post-op e post-trauma



Indicazioni

- In uso nel post-operatorio e post-trauma del piede e della caviglia

Caratteristiche

- Tessuto a doppio strato accoppiato traspirante, idrorepellente, ipoallergenico. Ampia apertura frontale con chiusura a velcro e patella di rinforzo per facilitare l'indosso. Ampia fascia alla caviglia con conca talloniera per fornire un'elevata stabilità e sicurezza durante la deambulazione
- Suola ergonomica antiscivolo con plantare interno a multistrato per creare l'azione Low Pressure sulla soletta plantare
- Versione ambidestra disponibile in 5 misure

Informazioni per l'ordine

Scarpa Squared™		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
79-81232	34,5 - 37	XS
79-81233	37 - 39	S
79-81235	40 - 42	M
79-81237	43 - 46	L
79-81238	> 46	XL





L'insufficienza del circolo venoso determina un rallentamento del flusso sanguigno, per cui il sangue tende a ristagnare nella parte inferiore delle gambe. A causa di tale rallentamento si riduce l'apporto di ossigeno e di sostanze nutritive alle pareti del vaso venoso.

L'insufficienza venosa è un disturbo piuttosto comune, può restare asintomatico per lungo tempo, ma una volta consolidatasi diventa abbastanza seria e difficilmente risolvibile.

Il viaggio di ritorno del sangue dalla periferia al cuore avviene contro la forza di gravità ed è favorito soprattutto dall'elasticità della parete venosa e delle valvole. Quando la vena perde elasticità, il sangue non riesce a risalire e ristagna nelle gambe.

Il ristagno ematico comporta un aumento della pressione nelle vene con sfiancamento della parete venosa e compromissione della funzionalità delle valvole. Di conseguenza, il sangue ristagna in misura maggiore e il disturbo tende ad aggravarsi, pur restando asintomatico per lungo tempo.

Il ristagno favorisce inoltre l'instaurarsi di un processo infiammatorio con accumulo di radicali liberi dell'ossigeno che possono ledere le cellule delle pareti dei vasi. L'ossidazione rende i vasi più fragili e permeabili e quindi contribuisce alla formazione di edema (gonfiore) e al peggioramento del quadro clinico.



DJO Global propone la gamma di calze elastiche Veinax, con valori di compressione certificati per l'uso terapeutico. L'alta qualità dei filati, lo stile moderno, l'assortimento di modelli e taglie per donna e per uomo caratterizzano questa linea di calze a compressione medica.



	15-20 mmHg Microtrans	15-20 mmHg Transparent	15-20 mmHg Fantasia	15-20 mmHg Cotone Uomo
Prevenzione (lunghi viaggi, flebiti ed edemi)	•	•	•	•
Primi sintomi di malattie venose croniche	•	•	•	•
Varici di piccolo calibro	•	•	•	•
Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda (TVP)	•	•	•	•



	20-36 mmHg Microtrans	20-36 mmHg Transparent
Disturbi trofici	•	•
Trattamento terapeutico della Trombosi Venosa Profonda (TVP)	•	•
Trattamento dell'edema alla caviglia	•	•

Veinax

Eleganza e
compressione medica

NOVITÀ

Gamma colori Veinax






















15-20 mmHg	MICROTRANS	Gambaletto Autoreggente Collant	Beige		Beige des Iles		Moka		Grigio Fumo		Blu		Nero	
	TRANSPARENT	Gambaletto Autoreggente Collant	Nuage		Beige Discreto		Beige		Grigio Fumo		Nero			
	FANTASIA	Gambaletto Autoreggente Collant	Nero Losanghe piccole		Nero Losanghe grandi									
	COTONE UOMO	Calza al ginocchio	Blu Marine		Grigio		Marrone		Nero					
20-36 mmHg	MICROTRANS	Gambaletto Autoreggente Collant	Beige		Nero									
	TRANSPARENT	Gambaletto Autoreggente Collant	Beige		Nero									


Tabella presa misure Veinax

È importante prendere le misure del paziente in piedi, senza calze e preferibilmente al mattino.

DONNA

GAMBALLETTO AUTOREGGENTE COLLANT

	A	B	C
Taglia	Caviglia	Polpaccio	Coscia
1	18 - 20	29 - 32	45 - 56
2	20 - 23	32 - 36	48 - 59
3	23 - 26	36 - 40	51 - 62
4	26 - 29	40 - 44	54 - 65




- ⓐ Gambaletto: 2 altezze NORMALE <40 - LUNGO >40
- ⓔ Autoreggente/Collant: 2 altezze NORMALE <72 - LUNGO >72

UOMO

CALZE AL GINOCCHIO

	A	B
Taglia	Caviglia	Polpaccio
1	19 - 21	32 - 36
2	21 - 24	36 - 40
3	24 - 27	40 - 44
4	27 - 30	44 - 48
5	30 - 33	48 - 52




- ⓐ Calze al ginocchio: 2 altezze NORMALE <40 - LUNGO >40





CONTORNO AL PIEDE
RINFORZATO



BORDO LARGO



BANDA
AUTOREGGENTE
DISEGNATA

Veinax

15-20 mmHg Microtrans Donna Gambaletto, Autoreggente e Collant







Indicazioni :

- Varici di piccolo calibro
- Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda (TVP)
- Prevenzione durante i viaggi lunghi
- Flebiti da cedimento
- Prevenzione vascolare durante il periodo della gravidanza

Caratteristiche:

- Disponibili in 4 taglie, vari colori (vedi tabella)
- Disponibili nella versione Regolare e Lunga
- Compressione decrescente e calibrata in tutte le direzioni
- Microfibra extra morbida e resistente
- Lavorazione ultrapiatta
- Versione alla coscia con bande antiscivolo
- Versione collant con lavorazione anticontrizione
- Internamente extra soffice per pelli sensibili
- Punta chiusa estensibile
- Si adatta a tutte le morfologie della gamba
- Appoggio al piede rinforzato
- Tallone rinforzato
- Facilità d'indosso
- Lavaggio facile
- Prive di lattice



Colori Disponibili					
Beige	Beige des Iles	Moka	Grigio Fumo	Blu	Nero
					

Escluso collant

Informazioni per l'ordine


MICROTRANS GAMBALETTA DONNA 15-20mmHg							
Taglia	Lunghezza	Beige	Beige des Iles	Moka	Grigio Fumo	Blu	Nero
1	Regolare	821R-BG1	821R-BI1	821R-MO1	821R-SG1	821R-NV1	821R-BK1
1	Lunga	821L-BG1	821L-BI1	821L-MO1	821L-SG1	821L-NV1	821L-BK1
2	Regolare	821R-BG2	821R-BI2	821R-MO2	821R-SG2	821R-NV2	821R-BK2
2	Lunga	821L-BG2	821L-BI2	821L-MO2	821L-SG2	821L-NV2	821L-BK2
3	Regolare	821R-BG3	821R-BI3	821R-MO3	821R-SG3	821R-NV3	821R-BK3
3	Lunga	821L-BG3	821L-BI3	821L-MO3	821L-SG3	821L-NV3	821L-BK3
4	Regolare	821R-BG4	821R-BI4	821R-MO4	821R-SG4	821R-NV4	821R-BK4
4	Lunga	821L-BG4	821L-BI4	821L-MO4	821L-SG4	821L-NV4	821L-BK4

MICROTRANS AUTOREGGENTE DONNA 15-20 mmHg							
Taglia	Lunghezza	Beige	Beige des Iles	Moka	Grigio Fumo	Blu	Nero
1	Regolare	822R-BG1	822R-BI1	822R-MO1	822R-SG1	822R-NV1	822R-BK1
1	Lunga	822L-BG1	822L-BI1	822L-MO1	822L-SG1	822L-NV1	822L-BK1
2	Regolare	822R-BG2	822R-BI2	822R-MO2	822R-SG2	822R-NV2	822R-BK2
2	Lunga	822L-BG2	822L-BI2	822L-MO2	822L-SG2	822L-NV2	822L-BK2
3	Regolare	822R-BG3	822R-BI3	822R-MO3	822R-SG3	822R-NV3	822R-BK3
3	Lunga	822L-BG3	822L-BI3	822L-MO3	822L-SG3	822L-NV3	822L-BK3
4	Regolare	822R-BG4	822R-BI4	822R-MO4	822R-SG4	822R-NV4	822R-BK4
4	Lunga	822L-BG4	822L-BI4	822L-MO4	822L-SG4	822L-NV4	822L-BK4

MICROTRANS COLLANT DONNA 15-20 mmHg						
Taglia	Lunghezza	Beige	Moka	Grigio Fumo	Blu	Nero
1	Regolare	823R-BG1	823R-MO1	823R-SG1	823R-NV1	823R-BK1
1	Lunga	823L-BG1	823L-MO1	823L-SG1	823L-NV1	823L-BK1
2	Regolare	823R-BG2	823R-MO2	823R-SG2	823R-NV2	823R-BK2
2	Lunga	823L-BG2	823L-MO2	823L-SG2	823L-NV2	823L-BK2
3	Regolare	823R-BG3	823R-MO3	823R-SG3	823R-NV3	823R-BK3
3	Lunga	823L-BG3	823L-MO3	823L-SG3	823L-NV3	823L-BK3
4	Regolare	823R-BG4	823R-MO4	823R-SG4	823R-NV4	823R-BK4
4	Lunga	823L-BG4	823L-MO4	823L-SG4	823L-NV4	823L-BK4



CONTORNO AL PIEDE
RINFORZATO



BORDO LARGO



BANDA
AUTOREGGENTE
DISEGNATA

Veinax

15-20 mmHg Transparent Donna Gambaletto, Autoreggente e Collant






Indicazioni :

- Varici di piccolo calibro
- Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda (TVP)
- Prevenzione nei viaggi lunghi
- Flebiti da cedimento
- Prevenzione vascolare durante il periodo della gravidanza

Caratteristiche

- Disponibili in 4 taglie, vari colori (vedi tabella)
- Disponibili nella versione Regolare e Lunga
- Compressione decrescente e calibrata in tutte le direzioni
- Filato extra sottile e resistente
- Lavorazione extra-piatta
- Versione alla coscia con bande antiscivolo
- Versione collant con lavorazione anticontrizione
- Internamente extra-soffice per pelli sensibili
- Punta chiusa estensibile
- Si adatta a tutte le morfologie della gamba
- Appoggio al piede rinforzato
- Tallone rinforzato
- Facilità d'indosso
- Lavaggio facile
- Prive di lattice



Colori Disponibili				
Nuage	Beige Discret	Beige	Grigio Fumo	Nero
				

Informazioni per l'ordine

TRANSPARENT GAMBALETTO DONNA 15-20 mmHg						
Taglia	Lunghezza	Nuage	Beige Discreto	Beige	Grigio Fumo	Nero
1	Regolare	831R-LB1	831R-DB1	831R-BG1	831R-SG1	831R-BK1
1	Lunga	831L-LB1	831L-DB1	831L-BG1	831L-SG1	831L-BK1
2	Regolare	831R-LB2	831R-DB2	831R-BG2	831R-SG2	831R-BK2
2	Lunga	831L-LB2	831L-DB2	831L-BG2	831L-SG2	831L-BK2
3	Regolare	831R-LB3	831R-DB3	831R-BG3	831R-SG3	831R-BK3
3	Lunga	831L-LB3	831L-DB3	831L-BG3	831L-SG3	831L-BK3
4	Regolare	831R-LB4	831R-DB4	831R-BG4	831R-SG4	831R-BK4
4	Lunga	831L-LB4	831L-DB4	831L-BG4	831L-SG4	831L-BK4

TRANSPARENT AUTOREGGENTE DONNA 15-20 mmHg						
Taglia	Lunghezza	Nuage	Beige Discreto	Beige	Grigio Fumo	Nero
1	Regolare	832R-LB1	832R-DB1	832R-BG1	832R-SG1	832R-BK1
1	Lunga	832L-LB1	832L-DB1	832L-BG1	832L-SG1	832L-BK1
2	Regolare	832R-LB2	832R-DB2	832R-BG2	832R-SG2	832R-BK2
2	Lunga	832L-LB2	832L-DB2	832L-BG2	832L-SG2	832L-BK2
3	Regolare	832R-LB3	832R-DB3	832R-BG3	832R-SG3	832R-BK3
3	Lunga	832L-LB3	832L-DB3	832L-BG3	832L-SG3	832L-BK3
4	Regolare	832R-LB4	832R-DB4	832R-BG4	832R-SG4	832R-BK4
4	Lunga	832L-LB4	832L-DB4	832L-BG4	832L-SG4	832L-BK4

TRANSPARENT COLLANT DONNA 15-20 mmHg						
Taglia	Lunghezza	Nuage	Beige Discreto	Beige	Grigio Fumo	Nero
1	Regolare	833R-LB1	833R-DB1	833R-BG1	833R-SG1	833R-BK1
1	Lunga	833L-LB1	833L-DB1	833L-BG1	833L-SG1	833L-BK1
2	Regolare	833R-LB2	833R-DB2	833R-BG2	833R-SG2	833R-BK2
2	Lunga	833L-LB2	833L-DB2	833L-BG2	833L-SG2	833L-BK2
3	Regolare	833R-LB3	833R-DB3	833R-BG3	833R-SG3	833R-BK3
3	Lunga	833L-LB3	833L-DB3	833L-BG3	833L-SG3	833L-BK3
4	Regolare	833R-LB4	833R-DB4	833R-BG4	833R-SG4	833R-BK4
4	Lunga	833L-LB4	833L-DB4	833L-BG4	833L-SG4	833L-BK4



CONTORNO AL PIEDE
RINFORZATO



BORDO LARGO



BANDA
AUTOREGGENTE
DISEGNATA

Veinax

15-20 mmHg Fantasia Donna

Gambaletto, Autoreggente e Collant



Indicazioni:

- Varici di piccolo calibro
- Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda (TVP)
- Prevenzione nei viaggi lunghi
- Flebiti da cedimento
- Prevenzione vascolare durante il periodo della gravidanza

Caratteristiche:

- Disponibili in 4 taglie, vari colori (vedi tabella)
- Disponibili nella versione Regolare e Lunga
- Compressione decrescente e calibrata
- Motivi a losanghe piccole oppure grandi
- Fibra biocompatibile
- Colore solo nero
- Versione alla coscia con bande antiscivolo
- Versione collant con lavorazione anticonstrizione
- Punta chiusa estensibile
- Si adatta a tutte le morfologie della gamba
- Appoggio al piede rinforzato
- Tallone rinforzato
- Facilità d'indosso
- Lavaggio facile
- Prive di lattice



Colori Disponibili	
Nero Losanghe Piccole	Nero Losanghe Grandi
	

Informazioni per l'ordine

FANTASIA GAMBALETTA DONNA 15-20 mmHg			
Taglia	Lunghezza	Nero Losanghe piccole	Nero losanghe grandi
1	Regolare	841R-BK1	851R-BK1
1	Lunga	841L-BK1	851L-BK1
2	Regolare	841R-BK2	851R-BK2
2	Lunga	841L-BK2	851L-BK2
3	Regolare	841R-BK3	851R-BK3
3	Lunga	841L-BK3	851L-BK3
4	Regolare	841R-BK4	851R-BK4
4	Lunga	841L-BK4	851L-BK4

FANTASIA AUTOREGGENTE DONNA 15-20 mmHg			
Taglia	Lunghezza	Nero Losanghe piccole	Nero losanghe grandi
1	Regolare	842R-BK1	852R-BK1
1	Lunga	842L-BK1	852L-BK1
2	Regolare	842R-BK2	852R-BK2
2	Lunga	842L-BK2	852L-BK2
3	Regolare	842R-BK3	852R-BK3
3	Lunga	842L-BK3	852L-BK3
4	Regolare	842R-BK4	852R-BK4
4	Lunga	842L-BK4	852L-BK4

FANTASIA COLLANT DONNA 15-20 mmHg			
Taglia	Lunghezza	Nero Losanghe piccole	Nero losanghe grandi
1	Regolare	843R-BK1	853R-BK1
1	Lunga	843L-BK1	853L-BK1
2	Regolare	843R-BK2	853R-BK2
2	Lunga	843L-BK2	853L-BK2
3	Regolare	843R-BK3	853R-BK3
3	Lunga	843L-BK3	853L-BK3
4	Regolare	843R-BK4	853R-BK4
4	Lunga	843L-BK4	853L-BK4



CONTORNO AL PIEDE
RINFORZATO



BORDO LARGO



BANDA
AUTOREGGENTE
DISEGNATA

Veinax

20-36 mmHg Microtrans 30 Donna Gambaletto, Autoreggente e Collant



Indicazioni:

- Trattamento curativo della Trombosi Venosa Profonda TVP
- Trattamento dell'edema alla caviglia
- Atrofia periferica agli arti inferiori

Caratteristiche:

- Disponibili in 4 taglie, Beige oppure Nero (vedi tabella)
- Disponibili nella versione Regolare e Lunga
- Compressione decrescente e calibrata in tutte le direzioni
- Microfibra extra-morbida e resistente
- Lavorazione extra-piatta
- Versione alla coscia con bande antiscivolo
- Versione collant con lavorazione anticontrizione
- Internamente extra-soffice per pelli sensibili
- Punta chiusa estensibile
- Si adatta a tutte le morfologie della gamba
- Appoggio al piede rinforzato
- Tallone rinforzato
- Facilità d'indosso
- Lavaggio facile
- Prive di lattice



Colori disponibili	
Beige	Nero
	

Informazioni per l'ordine

MICROTRANS 30 GAMBALETTO DONNA 20-36 mmHg			
Taglia	Lunghezza	Beige	Nero
1	Regolare	881R-BG1	881R-BK1
1	Lunga	881L-BG1	881L-BK1
2	Regolare	881R-BG2	881R-BK2
2	Lunga	881L-BG2	881L-BK2
3	Regolare	881R-BG3	881R-BK3
3	Lunga	881L-BG3	881L-BK3
4	Regolare	881R-BG4	881R-BK4
4	Lunga	881L-BG4	881L-BK4

MICROTRANS 30 AUTOREGGENTE DONNA 20-36 mmHg			
Taglia	Lunghezza	Beige	Nero
1	Regolare	882R-BG1	882R-BK1
1	Lunga	882L-BG1	882L-BK1
2	Regolare	882R-BG2	882R-BK2
2	Lunga	882L-BG2	882L-BK2
3	Regolare	882R-BG3	882R-BK3
3	Lunga	882L-BG3	882L-BK3
4	Regolare	882R-BG4	882R-BK4
4	Lunga	882L-BG4	882L-BK4

MICROTRANS 30 COLLANT DONNA 20-36 mmHg			
Taglia	Lunghezza	Beige	Nero
1	Regolare	883R-BG1	883R-BK1
1	Lunga	883L-BG1	883L-BK1
2	Regolare	883R-BG2	883R-BK2
2	Lunga	883L-BG2	883L-BK2
3	Regolare	883R-BG3	883R-BK3
3	Lunga	883L-BG3	883L-BK3
4	Regolare	883R-BG4	883R-BK4
4	Lunga	883L-BG4	883L-BK4



Veinax

20-36 mmHg Transparent 25 Donna Gambaletto, Autoreggente e Collant



Indicazioni:

- Trattamento curativo della Trombosi Venosa Profonda (TVP)
- Trattamento dell'edema alla caviglia
- Atrofia periferica agli arti inferiori

Caratteristiche:

- Disponibili in 4 taglie, Beige oppure Nero (vedi tabella)
- Disponibili nella versione Regolare e Lunga
- Compressione decrescente e calibrata in tutte le direzioni
- Filato extra-sottile e resistente
- Lavorazione extra-piatta
- Versione alla coscia con bande antiscivolo
- Versione collant con lavorazione anticontrazione
- Internamente extra-soffice per pelli sensibili
- Punta chiusa estensibile
- Si adatta a tutte le morfologie della gamba
- Appoggio al piede rinforzato
- Tallone rinforzato
- Facilità d'indosso
- Lavaggio facile
- Prive di lattice



Colori disponibili	
Beige	Nero
	

Informazioni per l'ordine


TRANSPARENT 25 GAMBALETTO DONNA 20-36 mmHg			
Taglia	Lunghezza	Beige	Nero
1	Regolare	891R-BG1	891R-BK1
1	Lunga	891L-BG1	891L-BK1
2	Regolare	891R-BG2	891R-BK2
2	Lunga	891L-BG2	891L-BK2
3	Regolare	891R-BG3	891R-BK3
3	Lunga	891L-BG3	891L-BK3
4	Regolare	891R-BG4	891R-BK4
4	Lunga	891L-BG4	891L-BK4

TRANSPARENT 25 AUTOREGGENTE DONNA 20-36 mmHg			
Taglia	Lunghezza	Beige	Nero
1	Regolare	892R-BG1	892R-BK1
1	Lunga	892L-BG1	892L-BK1
2	Regolare	892R-BG2	892R-BK2
2	Lunga	892L-BG2	892L-BK2
3	Regolare	892R-BG3	892R-BK3
3	Lunga	892L-BG3	892L-BK3
4	Regolare	892R-BG4	892R-BK4
4	Lunga	892L-BG4	892L-BK4

TRANSPARENT 25 COLLANT DONNA 20-36 mmHg			
Taglia	Lunghezza	Beige	Nero
1	Regolare	893R-BG1	893R-BK1
1	Lunga	893L-BG1	893L-BK1
2	Regolare	893R-BG2	893R-BK2
2	Lunga	893L-BG2	893L-BK2
3	Regolare	893R-BG3	893R-BK3
3	Lunga	893L-BG3	893L-BK3
4	Regolare	893R-BG4	893R-BK4
4	Lunga	893L-BG4	893L-BK4



CONTORNO AL PIEDE
RINFORZATO



BORDO LARGO

Veinax

15-20 mmHg Cotone Uomo Calze al ginocchio

Indicazioni:

- Sindrome iniziale d'insufficienza venosa cronica
- Varici di piccolo calibro
- Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda (TVP)
- Prevenzione nei viaggi lunghi
- Flebiti da cedimento

Caratteristiche:

- Lunghezza Regolare oppure Lunga
- Fabbriata in cotone per rispettare la cute sensibile
- Punta chiusa estensibile
- Rinforzo al tallone
- Prive di lattice




Colori Disponibili

Blu	Grigio	Marrone	Nero
			

Informazioni per l'ordine

COTONE UOMO CALZE AL GINOCCHIO 15-20 mmHg					
Taglia	Lunghezza	Blu marine	Grigio	Marrone	Nero
1	Regolare	861R-BL1	861R-GR1	861R-BR1	861R-BK1
1	Lunga	861L-BL1	861L-GR1	861L-BR1	861L-BK1
2	Regolare	861R-BL2	861R-GR2	861R-BR2	861R-BK2
2	Lunga	861L-BL2	861L-GR2	861L-BR2	861L-BK2
3	Regolare	861R-BL3	861R-GR3	861R-BR3	861R-BK3
3	Lunga	861L-BL3	861L-GR3	861L-BR3	861L-BK3
4	Regolare	861R-BL4	861R-GR4	861R-BR4	861R-BK4
4	Lunga	861L-BL4	861L-GR4	861L-BR4	861L-BK4
5	Regolare	861R-BL5	861R-GR5	861R-BR5	861R-BK5
5	Lunga	861L-BL5	861L-GR5	861L-BR5	861L-BK5



Veinax

Infila-Calze in metallo

Indicazioni:

- Per facilitare l'indosso della calza

Caratteristiche:

- Realizzato in robusto filo di acciaio indeformabile



Veinax

Infila-Calze in plastica

Indicazioni:

- Per facilitare l'indosso della calza

Caratteristiche:

- Realizzato in robusta plastica indeformabile



Infila-Calze in metallo	
Codice	Misura
ACEB-M	Universale

Infila-Calze in plastica	
Codice	Misura
ACEB-G	Universale

VenaPure

AIRCAST[®]

Calze Anti Trombo Embolia



VenaPure®

Calza Anti Trombo Embolia

Indicazioni

- Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda e dell'embolia polmonare a seguito di interventi chirurgici, nei casi di lunga degenza a letto e di pazienti ricoverati in terapia intensiva

Caratteristiche

- Compressione decrescente 18mmHg alla caviglia e 8mmHg alla coscia. Classe di compressione certificata
- La compressione progressiva accelera in maniera ottimale il ritorno del sangue venoso diminuendo il rischio di stasi
- Apertura di controllo alle dita per l'ispezione della cute
- Tramatura del filato differenziata per evitare di creare l'effetto laccio al popliteo e migliorare il comfort durante l'uso
- Tassello anti-costrizione alla coscia
- Codice colore per l'immediata identificazione della versione e della misura necessaria
- Lavabili in lavatrice a 60° fino ad un massimo di 30 lavaggi
- Materiali di fabbricazione: 90% Poliammide, 10% Elastan
- Prive di lattice
- 3 versioni disponibili: gambaletto, calza alla coscia e monocollant con cintura in vita
- Confezionate al paio

VenaPure® - Gambaletto




VenaPure® - Calza Coscia



VenaPure® - Calza Monocollant con cintura in vita



Informazioni per l'ordine



Gambaletto VenaPure®			
② Circonferenza polpaccio in cm (colore del foro di ispezione)	③ Lunghezza gamba in cm (colore del bordo superiore)	Codice	Taglia
< 30,5	< 41	12-400R-2	S
	> 41	12-400L-2	
30,5 - 38	< 43	12-400R-3	M
	> 43	12-400L-3	
38 - 44,5	< 46	12-400R-4	L
	> 46	12-400L-4	
44,5 - 51	< 46	12-400R-5	XL
	> 46	12-400L-5	
51 - 58,4	< 46	12-400R-6	XXL
	> 46	12-400L-6	
58,5 - 66	< 46	12-400R-7	XXXL
	> 46	12-400L-7	

Calza Coscia VenaPure®				
① Circonferenza coscia in cm	② Circonferenza polpaccio in cm (colore del foro di ispezione)	④ Lunghezza gamba in cm (colore del bordo superiore)	Codice	Taglia
< 63,5	< 30,5	< 74	12-401S-2	S
		74-84	12-401R-2	
		> 84	12-401L-2	
	30,5 - 38	< 74	12-401S-3	M
		74-84	12-401R-3	
		> 84	12-401L-3	
63,5 - 81,5	38 - 44,5	< 74	12-401S-4	L
		74-84	12-401R-4	
		> 84	12-401L-4	
	44,5 - 55	< 74	12-401S-5	XL
		74-84	12-401R-5	
		> 84	12-401L-5	
81 - 91	55 - 66	< 74	12-401S-6	XXL
		74-84	12-401R-6	
		> 84	12-401L-6	

Monocollant con cintura VenaPure®				
① Circonferenza coscia in cm	② Circonferenza polpaccio in cm (colore del foro di ispezione)	④ Lunghezza gamba in cm (colore del bordo superiore)	Codice	Taglia
< 63,5	< 30,5	< 74	12-402S-2	S
		74-84	12-402R-2	
		> 84	12-402L-2	
	30,5 - 38	< 74	12-402S-3	M
		74-84	12-402R-3	
		> 84	12-402L-3	
63,5-81,5	38 - 44,5	< 74	12-402S-4	L
		74-84	12-402R-4	
		> 84	12-402L-4	
	44,5 - 55	< 74	12-402S-5	XL
		74-84	12-402R-5	
		> 84	12-402L-5	
81-91	55 - 66	< 74	12-402S-6	XXL
		74-84	12-402R-6	
		> 84	12-402L-6	

AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 compex®

 Empi®



MOTION IS ⁺MEDICINE®

Stivali



L'innovazione per una guarigione ottimale

Aircast marchio leader nei tutori per la caviglia e per il piede, offre al medico, al tecnico ortopedico e al paziente il più elevato standard di cura con le versioni AirSelect.

AirSelect è la gamma di stivali per l'immobilizzazione con sistema pneumatico a celle d'aria brevettato Duplex™ di Aircast™.

Con un design elegante ed ergonomico e tecnologie brevettate, AirSelect accelera i tempi di guarigione e garantisce un elevato comfort.

Il sistema integrato di gonfiaggio delle celle ad aria, consente al paziente di controllare le pressioni migliorando e velocizzando il riassorbimento dell'edema.

La tecnologia SoftStrike della suola assorbe i colpi ed evita i microtraumi e il design della suola dello stivale consente la naturale deambulazione durante le attività quotidiane.

AirSelect è il più efficace stivale per l'immobilizzazione e la cura dei traumi della caviglia e del piede, come clinicamente comprovato.

Tecnologia SoftStrike

Il design brevettato della suola integra un materiale soffice nella zona del tallone, che permette di assorbire i microtraumi, ridurre il carico e attenuare le forze d'impatto al terreno



Appoggio al tallone, assorbe e diffonde l'impatto tramite la tecnologia brevettata SoftStrike

La sezione d'appoggio intermedia riduce l'angolo di abduzione all'anca e migliora il movimento di flessione del ginocchio

La sezione anteriore consente il movimento d'oscillazione migliorando la deambulazione

La suola realizzata in materiale antiscivolo che non lascia segni sul pavimento, permette una migliore aderenza e ha una lunga durata



La suola a design basculante leggermente profilata, consente una camminata normale, con un angolo dell'avampiede che evita l'iperestensione del ginocchio



Le celle pneumatiche alloggiare nella scocca semi-rigida, producono una fluttuazione dell'aria costante durante la deambulazione, realizzando l'effetto massaggio e di drenaggio dell'edema, per una migliore e più efficace riabilitazione

La tecnologia del sistema di gonfiaggio con selettore è integrata e consente un controllo semplice e rapido



AIRCAST®

AirSelect Elite™

Stivale alto 4 camere d'aria



Kit cunei calcaneari
(opzionali)



Indicazioni

- Fratture stabili di piede e caviglia, gravi distorsioni della caviglia, trattamento post-operatorio e conservativo per tendine d'Achille (in abbinamento al kit di cunei calcaneari), utilizzo post-operatorio

Caratteristiche

- Innovativo tutore walker alto realizzato con struttura semi-rigida ad elevata resistenza, imbottiture interne in materiali accoppiati freschi e anti-sudorazione
- Monta 4 celle d'aria con tecnologia Duplex™ Aircast® di cui 1 inserita nel pannello frontale e pre-gonfiata, 2 celle laterali e 1 cella posteriore. Le celle d'aria possono essere gonfiate a seconda delle necessità del trattamento tramite la pompa di gonfiaggio integrata nella struttura del walker. Il gonfiaggio viene regolato tramite un selettore che agisce su ogni singola cella
- Il nuovo sistema di distribuzione e regolazione dell'aria consente di ottenere una riduzione dell'edema tre volte superiore rispetto alle versioni di stivali convenzionali
- Struttura esterna realizzata in polipropilene a densità differenziate
- Fasce a velcro con elevata tenuta di sicurezza
- Imbottiture di rivestimento interne al walker in poliuretano accoppiato con poliestere
- Suola ergonomica con struttura multistrato, con punti di scarico delle pressioni per migliorare la deambulazione

Informazioni per l'ordine

Stivale AirSelect Elite™		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
oIEP-XS	< 35,5	XS
oIEP-S	35,5 - 39,5	S
oIEP-M	39,5 - 43	M
oIEP-L	43 - 47	L
oIEP-XL	47 >	XL

Accessori opzionali per tutta la gamma AirSelect	
Codice	Descrizione
oIK-L	Kit cunei calcaneari sx
oIK-R	Kit cunei calcaneari dx
oIK-XLL	Kit cunei calcaneari sx misura XL
oIK-XLR	Kit cunei calcaneari dx misura XL
oIWXT-x	Copertura anti-acqua per stivale alto (S-M-L)
oIWXS-x	Copertura Anti-Acqua per stivale basso (S-M-L)
oI3oA-x	Copertura Igienica (S-M/L-XL)
oIT-x	Copertura per Dita (S-L)
oIP4I4	Chiusura di sicurezza Brace-Lok (10 pezzi)
oI29-A	Calzettone universale



AIRCAST

AirSelect™ Standard

Stivale alto 2 camere d'aria



Indicazioni

- Fratture stabilizzate di piede e caviglia, gravi distorsioni della caviglia, trattamento post-operatorio e conservativo per tendine d'Achille (in abbinamento al kit di cunei calcaneari), utilizzo post-operatorio

Caratteristiche

- Stesse caratteristiche della versione Elite
- AirSelect Standard monta 2 celle d'aria gonfiabili poste lateralmente con tecnologia Duplex™ Aircast®

Informazioni per l'ordine

Stivale AirSelect™ Standard		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
oIEF-XS	< 35,5	XS
oIEF-S	35,5 - 39,5	S
oIEF-M	39,5 - 43	M
oIEF-L	43 - 47	L
oIEF-XL	47 >	XL

Per gli accessori, si veda pagina 185



AIRCAST

AirSelect™ Basso

Stivale basso 3 camere d'aria



Indicazioni

- Frattura del metatarso, traumi all'avampiede e al medio piede, lesioni dei tessuti molli di caviglia e piede, severe distorsioni di caviglia di III grado

Caratteristiche

- AirSelect Basso monta 3 celle d'aria con tecnologia Duplex™ Aircast®: 1 pre-gonfiata nel pannello anteriore e 2 gonfiabili poste lateralmente

Informazioni per l'ordine

Stivale AirSelect™ Basso		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
oIES-XS	< 35,5	XS
oIES-S	35,5 - 39,5	S
oIES-M	39,5 - 43	M
oIES-L	43 - 47	L
oIES-XL	47 >	XL

Per gli accessori, si veda pagina 185



AIRCAST

AirSelect™ Achilles Walker Kit

Indicazioni

- Trattamento post-operatorio e conservativo a seguito di lesione parziale o totale del tendine d'Achille

Caratteristiche

- Stivale AirSelect Standard pneumatico con 2 camere d'aria completo di kit cunei per il calcagno inclusi nella confezione
- il kit cunei per il calcagno è composto da rialzi per gestire l'iter terapeutico riabilitativo del paziente:

3 rialzi da 22°

2 rialzi da 16°

1 rialzo da 10°

Informazioni per l'ordine

Stivale AirSelect™ Achilles Walker Kit			
Codice		Misura Scarpa	Taglia
Sinistro	Destro		
01EK-SL	01EK-SR	< 35,5	S
01EK-ML	01EK-MR	35,5 - 39,5	M
01EK-LL	01EK-LR	39,5 - 43	L
01EK-XLL	01EK-XLR	43 - 47	XL

Per gli accessori, si veda pagina 185



PROCARE

XcelTrax™ Standard XcelTrax Air™

Stivale semi-rigido standard e pneumatico



Indicazioni

- Traumi acuti della caviglia
- Traumi ai tessuti molli
- Fratture da stress alla parte bassa della gamba o alla caviglia
- Fratture stabili al piede e alla caviglia
- Trattamento post-operatorio e post-gesso

Caratteristiche

- Alta qualità, leggerezza, struttura in un unico blocco con inserti speciali per ottenere un ottimo controllo delle pressioni ai malleoli e alla parte bassa della gamba
- Il design anatomico della struttura si adatta a ogni tipo di gamba
- Suola realizzata in materiale ad alto potere di assorbimento degli urti per ridurre al minimo l'impatto al suolo durante la deambulazione
- Garantisce un movimento stabile e naturale con un elevato comfort
- Il design della suola a basso profilo e l'ampiezza della calzata consentono di ottenere una deambulazione naturale migliorando stabilità e sicurezza del passo
- Disponibile in 4 versioni: 2 pneumatiche (alto e basso) e due standard (alto e basso)

Informazioni per l'ordine



Stivale XcelTrax Air™ pneumatico

Codice	Versione	Misura Scarpa	Taglia
79-95512	Alto	< 36	XS
79-95513	Alto	36 - 39	S
79-95515	Alto	40 - 44	M
79-95517	Alto	44 - 46	L
79-95518	Alto	> 46	XL
79-95522	Basso	< 36	XS
79-95523	Basso	36 - 39	S
79-95525	Basso	40 - 44	M
79-95527	Basso	44 - 46	L
79-95528	Basso	> 46	XL

Stivale XcelTrax™ Standard

Codice	Versione	Misura Scarpa	Taglia
79-95492	Alto	< 36	XS
79-95493	Alto	36 - 39	S
79-95495	Alto	40 - 44	M
79-95497	Alto	44 - 46	L
79-95498	Alto	> 46	XL
79-95502	Basso	< 36	XS
79-95503	Basso	36 - 39	S
79-95505	Basso	40 - 44	M
79-95507	Basso	44 - 46	L
79-95508	Basso	> 46	XL



DONJOY

Walkabout™

Stivale semi-rigido

Indicazioni

- Applicazione post-operatoria e post-trauma
- Lesioni dei tessuti molli
- Esiti da frattura da stress della parte inferiore della gamba

Caratteristiche

- Stivale leggero modellato in un solo pezzo, rivestimenti interni soft e chiusure con fasce a velcro
- Suola dello stivale ergonomica, per consentire una normale deambulazione
- 3 misure disponibili, ambidestro

Informazioni per l'ordine

Stivale Walkabout™		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
11-0461-2	< 38	S
11-0461-3	39 - 43	M
11-0461-4	> 44	L

DONJOY

MaxTrax® ROM

Stivale articolato

Indicazioni

- Utilizzo post-operatorio e post-trauma alla caviglia, trattamento delle lesioni al tendine d'Achille

Caratteristiche

- Controllo del ROM in flessione plantare o dorsale: 0°-7,5°-15°-22,5°-30°
- Appoggio al piede largo per maggiore stabilità e comfort
- Rivestimento realizzato in un unico pezzo
- Disponibile in 2 versioni (alto e basso) in 5 misure

Informazioni per l'ordine

Stivale articolato MaxTrax® ROM alto		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
11-1383-1	< 34	XS
11-1383-2	34 - 37,5	S
11-1383-3	38 - 43,5	M
11-1383-4	44 - 46,5	L
11-1383-5	> 47	XL

Stivale articolato MaxTrax® ROM basso		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
11-1385-1	< 34	XS
11-1385-2	34 - 37,5	S
11-1385-3	38 - 43,5	M
11-1385-4	44 - 46,5	L
11-1385-5	> 47	XL

PROCARE

Minitrax[®]

Stivale pediatrico



Small



Medium



Large



Indicazioni

- Traumi moderati e severi alla caviglia, trattamento post-operatorio e post-trauma dei bambini

Caratteristiche

- MiniTrax è l'unico walker realizzato con materiali e design sviluppati per l'esclusivo utilizzo pediatrico, per agevolare l'impiego del tutore da parte dei piccoli utilizzatori e per evitare che si crei il rifiuto
- Ogni elemento del tutore ha particolarità tecniche che rispettano questi principi come la suola a basso profilo ergonomica e bilanciata con sistema anti scivolo per la sicurezza
- Struttura rigida in polipropilene in unica sagomatura per evitare crepe o rottura del supporto anche sotto eccessivo sforzo
- Particolari imbottiture interne traspiranti, anti sudorazione e ipoallergeniche
- Sicurezza del presidio, facilità d'uso e praticità d'impiego
- Il colore del bordo corrisponde alle 3 misure disponibili, per una facile identificazione



Informazioni per l'ordine

Stivale pediatrico MiniTrax [®]				
Codice	Lunghezza piede in cm	Lunghezza gamba in cm	Misura Scarpa	Taglia
79-95510	≤ 15,2	≤ 23	< 25	S
79-95520	15,2 - 17,8	≤ 28	25 - 29	M
79-95530	17,8 - 20,3	≤ 36	29 - 33	L





AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 compex®

 Empi®



MOTION IS ⁺MEDICINE®

Stivale per piede diabetico





AIRCAST

XP Diabetic Walker™

Stivale pneumatico per piede diabetico



Indicazioni

- Trattamento delle Ulcere Neuropatiche (malleolari, avampiede, meso e retro piede), fase iniziale del Piede di Charcot, post-artrodesi

Caratteristiche

- Realizzato in materiale leggero, resistente ed impermeabile all'acqua
- Chiusura in velcro con doppio rinforzo di sicurezza
- Possibilità di bloccaggio con fascetta di sicurezza Brace-Lok, per impedire la rimozione
- Tecnologia Duplex™ Aircast® con 4 camere d'aria gonfiabili
- Manometro di controllo pressione di gonfiaggio incluso
- Suola ergonomica anti-scivolo a "dondolo" per ridurre le pressioni plantari
- Plantare interno Impax Grid® in materiale trilaminato a doppia densità con tasselli asportabili per lo scarico selettivo delle zone di iperpressione
- 4 misure, ambidestro

Informazioni per l'ordine



XP Diabetic Walker™		
Codice	Misura Scarpa	Taglia
01PD-S	35 - 38	S
01PD-M	39 - 42	M
01PD-L	43 - 45	L
01PD-XL	> 46	XL

Accessori opzionali XP Diabetic Walker™	
Codice	Descrizione
01PG	Pompetta manuale con manometro
01R-X	Kit di Ricambio (include 1 calzino e 1 plantare standard)
01PI-X	Plantare Impax Grid ricambio
4003	Calza di ricambio
01P414	Chiusura di sicurezza Brace-Lok (10 pezzi)
79-8152X	Plantare di ricambio standard per piede diabetico (S-XL)



AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 compex®

 Empi®



MOTION IS ⁺MEDICINE®

Scarpe





Dr. Comfort propone una gamma di calzature confortevoli, realizzate con struttura ortopedica e disegnate per il tempo libero, ideali per le persone che desiderano mantenere uno stile di vita sano pur assicurando protezione e benessere ai propri piedi.

Sono indicate per l'ortopedia correttiva del piede, artriti (anca/ginocchio), tendinite achillea, post-trauma al tendine d'Achille, fascite plantare, problemi alla colonna, alluce valgo, collo del piede alto, prevenzione primaria nel piede diabetico.

Sono adatte a tutte le età, possono essere personalizzate nell'appoggio plantare e sono ideali in ogni stagione.

La loro particolare suola consente di ottenere un elevato effetto ammortizzante e sono fornite con un plantare con inserti in silicone.

Offrono un ampio volume d'appoggio del piede che permette l'inserimento e l'uso di plantari realizzati su misura.

La larghezza della pianta del piede è disponibile in varie misure. Questa particolarità tecnica delle calzature Dr. Comfort assicura una perfetta vestibilità anche in presenza di caviglie e piedi forti oppure difficili da trattare. Le larghezze alla pianta del piede sono: media, larga ed extra larga.

Leggere, facili da indossare, con suola basculante per facilitare il passo, antiscivolo, garantiscono alta stabilizzazione e ottima contenzione della caviglia e del piede.



Active Collection



Dr.
Comfort

Katy

- Modello da donna
- Disponibile dal 36 al 41
- Larghezza alla pianta: M/W/XW
- Modello continuativo



Superleggere, traspiranti con un look sportivo, colori alla moda.
Linea di calzature per la donna e per l'uomo, ideali per il tempo libero.
Realizzate con ogni accorgimento tecnico per facilitare il passo e aumentare il comfort durante l'utilizzo.

Informazioni per l'ordine

KATY DONNA				
Misura	Verde	Turchese	Lilla	Rosa
36	37725-X-36	37750-X-36	37755-X-36	37770-X-36
37	37725-X-37	37750-X-37	37755-X-37	37770-X-37
38	37725-X-38	37750-X-38	37755-X-38	37770-X-38
39	37725-X-39	37750-X-39	37755-X-39	37770-X-39
40	37725-X-40	37750-X-40	37755-X-40	37770-X-40
41	37725-X-41	37750-X-41	37755-X-41	37770-X-41

Dr.
Comfort

Jason

- Modello da uomo
- Disponibile dal 39 al 47,5
- Larghezza alla pianta: M/W/X
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

JASON UOMO				
Misura	Rosso	Nero	Verde	Blu
41	77770-X-41	77710-X-41	77725-X-41	77750-X-41
42	77770-X-42	77710-X-42	77725-X-42	77750-X-42
43	77770-X-43	77710-X-43	77725-X-43	77750-X-43
44	77770-X-44	77710-X-44	77725-X-44	77750-X-44
45	77770-X-45	77710-X-45	77725-X-45	77750-X-45
46	77770-X-46	77710-X-46	77725-X-46	77750-X-46
47,5	77770-X-47,5	77710-X-47,5	77725-X-47,5	77750-X-47,5
48	77770-X-48	77710-X-48	77725-X-48	77750-X-48

X = Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW

Active Collection



Dr.
Comfort

Refresh

Calzatura sportiva da donna ultraleggera con stabilizzazione dell'arco plantare per migliorare la postura durante l'attività lavorativa o nel tempo libero.

- Modello da donna
- Misure disponibili dal 34 al 42
- 2 Colorazioni: blu/verde
- Larghezza alla pianta: M/W/XW
- Modello continuativo



Informazioni per l'ordine

ACTIVE REFRESH DONNA		
Misura	Blu	Verde
34	3950-X-34	3925-X-34
35	3950-X-35	3925-X-35
36	3950-X-36	3925-X-36
37	3950-X-37	3925-X-37
38	3950-X-38	3925-X-38
39	3950-X-39	3925-X-39
40	3950-X-40	3925-X-40
41	3950-X-41	3925-X-41
42	3950-X-42	3925-X-42



Dr.
Comfort

Spirit Plus

Calzatura sportiva da donna, per il tempo libero, con design classico, leggera e confortevole.

- Modello da donna
- Disponibile dal 34 al 42
- Colore nero
- Larghezza alla pianta: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

ACTIVE SPIRIT PLUS DONNA	
Misura	Nero
34	3110-X-34
35	3110-X-35
36	3110-X-36
37	3110-X-37
38	3110-X-38
39	3110-X-39
40	3110-X-40
41	3110-X-41
42	3110-X-42

X = Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW

Active Collection



Dr.
Comfort

Performance

Calzatura sportiva da uomo con suola di gomma, ideale per il tempo libero ove vi sia la necessità di avere un'ammortizzazione elevata. La calzatura è ultraleggera e i materiali di fabbricazione impiegati ne assicurano una lunga durata nel tempo.

- Modello da uomo
- Disponibile dal 39 al 48
- Colori: nero, rosso, blu, grigio
- Larghezza alla pianta: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

ACTIVE PERFORMANCE UOMO				
Misura	Nero	Rosso	Blu	Grigio
39	7610-X-39	7670-X-39	7650-X-39	7645-X-39
40	7610-X-40	7670-X-40	7650-X-40	7645-X-40
41	7610-X-41	7670-X-41	7650-X-41	7645-X-41
42	7610-X-42	7670-X-42	7650-X-42	7645-X-42
43	7610-X-43	7670-X-43	7650-X-43	7645-X-43
44	7610-X-44	7670-X-44	7650-X-44	7645-X-44
45	7610-X-45	7670-X-45	7650-X-45	7645-X-45
46	7610-X-46	7670-X-46	7650-X-46	7645-X-46
47	7610-X-47	7670-X-47	7650-X-47	7645-X-47
48	7610-X-48	7670-X-48	7650-X-48	7645-X-48

X = Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW





Ortho Sandals Collection



Dr.
Comfort

Shannon

Pratiche, look estivo, confortevoli, il giusto sandalo da donna per una camminata comoda

- Modello da donna
- Disponibile dal 35 al 40
- Modello continuativo



Informazioni per l'ordine

SHANNON INFRADITO DONNA			
Misura	Nero	Azzurro	Rosso
35	1310-35	1350-35	1370-35
36	1310-36	1350-36	1370-36
37	1310-37	1350-37	1370-37
38	1310-38	1350-38	1370-38
39	1310-39	1350-39	1370-39
40	1310-40	1350-40	1370-40

Larghezza pianta: unica misura M

Ortho Sandals Collection



Dr. Comfort Collin

Camminata confortevole, il giusto sandalo da uomo per camminare comodi

- Modello da uomo
- Disponibile dal 41 al 46
- Modello continuativo

Dr. Comfort Connor

Camminata confortevole, il giusto sandalo da uomo per camminare comodi

- Modello da uomo
- Disponibile dal 41 al 46
- Modello continuativo



Informazioni per l'ordine

COLLIN INFRADITO UOMO		
Misura	Nero	Marrone
41	5310-41	5320-41
42	5310-42	5320-42
43	5310-43	5320-43
44	5310-44	5320-44
45	5310-45	5320-45
46	5310-46	5320-46

Informazioni per l'ordine

CONNOR SANDALO UOMO		
Misura	Nero	Marrone
41	5410-41	5420-41
42	5410-42	5420-42
43	5410-43	5420-43
44	5410-44	5420-44
45	5410-45	5420-45
46	5410-46	5420-46

Larghezza pianta: unica misura M

Casual Collection



Dr. Comfort Annie

Calzatura da donna con tomaia in tessuto di Lycra® per ottenere un'elasticità superiore, utile per accogliere anche i piedi più delicati
Chiusura a velcro per facilitare l'indosso, suola antiscivolo a profilo ribassato per facilitare la deambulazione

- Modello da donna
- Colore nero
- In tre larghezze di pianta del piede: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

ANNIE DONNA	
Misura	Nero
36	4510-X-36
37	4510-X-37
38	4510-X-38
39	4510-X-39
40	4510-X-40
41	4510-X-41

X = Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW





Dr.
Comfort

Douglas

Comoda e pratica calzatura da uomo realizzata con tomaia in Lycra® accoppiata a morbida pelle
Suola antiscivolo con profilo ribassato per facilitare la deambulazione e chiusura a velcro per facilitare l'indosso

- Modello da uomo
- Colore nero
- In tre larghezze di pianta del piede: M/W/XW
- Modello continuativo

La linea Casual Dr. Comfort presenta un modello da donna e uno da uomo, realizzati per garantire un elevato comfort durante l'uso, adatte per le persone anziane.

Informazioni per l'ordine

DOUGLAS UOMO	
Misura	Nero
39	6610-X-39
40	6610-X-40
41	6610-X-41
42	6610-X-42
43	6610-X-43
44	6610-X-44
45	6610-X-45
46	6610-X-46
47	6610-X-47
48	6610-X-48

X = Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW



Ortho X Collection

Scarpe con una doppia profondità adatte a persone che necessitano di un extra volume della tomaia



Dr.
Comfort

Refresh-X

Calzatura ultraleggera con stabilizzazione dell'arco plantare per migliorare la postura in attività lavorative o nel tempo libero

- Modello da donna
- Tomaia in pelle e tessuto sintetico
- Maggiorazione volume interno: 0,5 cm
- Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

REFRESH X	DONNA
Misura	Blu
34	2950-X-34
35	2950-X-35
36	2950-X-36
37	2950-X-37
38	2950-X-38
39	2950-X-39
40	2950-X-40
41	2950-X-41
42	2950-X-42

X = Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW



Dr.
Comfort

Spirit-X

Calzatura dal design classico leggera e confortevole

- Modello da donna
- Tomaia in pelle e doppia chiusura in velcro
- Maggiorazione del volume interno: 0,5 cm
- Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

SPIRIT X	DONNA
Misura	Nero
34	2410-X-34
35	2410-X-35
36	2410-X-36
37	2410-X-37
38	2410-X-38
39	2410-X-39
40	2410-X-40
41	2410-X-41
42	2410-X-42

X = Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW



Dr.
Comfort

Performance-X

Suola di gomma a design cross trainer, ideale per l'uso attivo e il tempo libero ove vi sia la necessità di avere un'ammortizzazione elevata

- Modello da uomo
- Tomaia in pelle e tessuto sintetico
- Maggiorazione del volume interno: 0,5 cm
- Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

PERFORMANCE X	UOMO
Misura	Nero
39	9910-X-39
40	9910-X-40
41	9910-X-41
42	9910-X-42
43	9910-X-43
44	9910-X-44
45	9910-X-45
46	9910-X-46
47	9910-X-47
48	9910-X-48

X = Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW



Dr.
Comfort

Winner-X

Calzatura comoda, leggera e adatta anche per l'uso lavorativo

- Modello da uomo
- Tomaia in pelle e doppia chiusura in velcro
- Maggiorazione del volume interno: 0,5 cm
- Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
- Modello continuativo

Informazioni per l'ordine

WINNER X	UOMO
Misura	Nero
39	7710-X-39
40	7710-X-40
41	7710-X-41
42	7710-X-42
43	7710-X-43
44	7710-X-44
45	7710-X-45
46	7710-X-46
47	7710-X-47
48	7710-X-48

X = Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW

Dr.
Comfort

Plantare Gel

Indicazioni

- Ideali per migliorare il carico, assorbire i micro-traumi al piede e al ginocchio riequilibrando la biomeccanica articolare
- Utili per chi pratica attività sportive per migliorare il passo
- Utili per chi svolge lavori dove si rimane molto tempo in piedi per diminuire le pressioni da stazione eretta

Caratteristiche

- Inserti in Gel per diminuire le forze d'impatto nelle zone di massima pressione del piede
- Parte al tallone rinforzata
- Sostegno alla volta plantare
- Rivestimento in tessuto tecnico in microfibra molto confortevole
- Disponibili in 10 misura dalla 36 al 45
- Confezione al paio
- In uso anche come plantari di ricambio per le calzature Dr.Comfort

Informazioni per l'ordine

PLANTARE GEL	
Misura calzatura EUR	Codice
36	GEL W 6.0
37	GEL W 7.0
38	GEL W 8.0
39	GEL U 7.5/9.0
40	GEL W 8.5
41	GEL U 8.0/9.5
42	GEL U 9.0/10.5
43	GEL M 10
44	GEL M 10.5
45	GEL M 11.5



Esterno



Interno



Dr.
Comfort

Misuratore Brannock

Il misuratore per le calzature Dr. Comfort consente di prendere con precisione le misure del piede, per determinare la misura corretta della scarpa.

È importante scegliere la larghezza della pianta fra le tre varianti disponibili a catalogo: M/W/XW

Informazioni per l'ordine

MISURATORE PER PIEDE BRANNOCK
Codice: DRC BRANNOCK EUR

Tabelle misure calzature Dr. Comfort

Tabelle conversione misure US - EUR

DONNA		UOMO	
Tabella di conversione delle misure calzature Dr. Comfort		Tabella di conversione delle misure calzature Dr. Comfort	
US	EUR	US	EUR
4	34	6	39
5	35	7	40
6	36	8	41
7	37	9	42
8	38	10	43
9	39	10,5	44
10	40	11,5	45
11	41	12	46
12	42	13	47,5
		14	48
		15	50

Tabella larghezze pianta piede

DONNA - Tabella larghezza pianta del piede a livello della linea metatarsale				
LINEA	MODELLO	M MEDIA	W LARGA	XW EXTRA LARGA
ACTIVE	REFRESH	•	•	•
	SPIRIT	•	•	•
CASUAL	ANNIE	•	•	•
ORTHO X	REFRESH X	•	•	•
	SPIRIT X	•	•	•
ESTATE	ACTIVE KATY	•	•	•
FLEX OA	SHANNON	•		
	SANDY	•		
	AMY	•		

UOMO - Tabella larghezza pianta del piede a livello della linea metatarsale				
LINEA	MODELLO	M MEDIA	W LARGA	XW EXTRA LARGA
ACTIVE	PERFORMANCE	•	•	•
	WINNER PLUS	•	•	•
CASUAL	DOUGLAS	•	•	•
ORTHO X	PERFORMANCE X	•	•	•
	WINNER X	•	•	•
ESTATE	ACTIVE JASON	•	•	•
FLEX OA	COLLIN	•		
	CONNOR	•		
	GARY	•		
	ROY	•		






La linea CHUT è una gamma di calzature confortevoli per assicurare un'ottima vestibilità, accogliere piedi voluminosi e facilitare l'indosso, in particolare per le persone anziane o con disabilità motorie.

I diversi modelli in catalogo sono stati studiati e progettati selezionando materiali tecnicamente avanzati, di qualità superiore per durare nel tempo, tessuti freschi e leggeri.

Scarpe adatte all'uso post-trauma e post-operatorio, per il piede diabetico come ausilio per la prevenzione primaria e per l'anziano.

Tutte le calzature sono caratterizzate da una suola flessibile, ammortizzata e anti-scivolo. Sono lavabili in lavatrice a 30°. Tessuto in fibra di bambù/filo d'argento.



LAVABILE IN LAVATRICE A 30°



SUOLA FLESSIBILE



TESSUTO IN FIBRA DI BAMBÙ E FILO D'ARGENTO





Modelli	Indicazioni	Misura
NEW DIANE Donna	<ul style="list-style-type: none"> • POST-OPERATORIO • DEFORMITA' DELLE DITA • INSUFFICIENZA VENOSA II 	Prendere la misura di scarpa abituale
REJILLA Donna	<ul style="list-style-type: none"> • ALLUCE VALGO • PIEDE DEFORME • POST-TRAUMA 	Prendere la misura di scarpa abituale
VENUS Donna	<ul style="list-style-type: none"> • ALLUCE VALGO • POST-TRAUMA • ARTROSI 	Prendere la misura di scarpa abituale
ADONIS Unisex	<ul style="list-style-type: none"> • PIEDE DIABETICO • PIEDE DEFORME • NEUROPATIE 	Prendere 1 misura di scarpa in più
ARLEQUIN Unisex	<ul style="list-style-type: none"> • PIEDE DIABETICO • PROBLEMI METABOLICI • PROBLEMI INFIAMMATORI • ARTROSI 	Prendere 1 misura di scarpa in più
COTTON Unisex	<ul style="list-style-type: none"> • ALLUCE VALGO • PIEDI DEFORMI, VOLUMINOSI • EDEMA 	Prendere 1 misura di scarpa in più
FRANKI Unisex	<ul style="list-style-type: none"> • POST-OPERATORIO • POST-TRAUMA 	Prendere 1 misura di scarpa in più
GARY Unisex	<ul style="list-style-type: none"> • ARTROSI • MALATTIE METABOLICHE • PROBLEMI DI EQUILIBRIO • EQUILIBRIO RIDOTTO 	Prendere 1 misura di scarpa in più
HELIOS Unisex	<ul style="list-style-type: none"> • POST-OPERATORIO • POST-TRAUMA • LINFOEDEMI 	Prendere 1 misura di scarpa in più
WALLABY Unisex	<ul style="list-style-type: none"> • PIEDE DIABETICO • POST-TRAUMA • POST-OPERATORIO 	Prendere 1 misura di scarpa in più

Chut



Dr.
Comfort

Diane

- Uso post-operatorio, post-trauma
- Modello da donna con doppia apertura a velcro
- Doppio tessuto lavorato a nido d'ape ipoallergenico con tramatura con filo d'argento puro al 99,9%
- Plantare rimovibile
- 2 colori: beige e blu marine
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice	Misura	Colore
213F-35	35	Beige
213F-36	36	Beige
213F-37	37	Beige
213F-38	38	Beige
213F-39	39	Beige
213F-40	40	Beige
213F-41	41	Beige
213F-42	42	Beige
213M-35	35	Blu marine
213M-36	36	Blu marine
213M-37	37	Blu marine
213M-38	38	Blu marine
213M-39	39	Blu marine
213M-40	40	Blu marine
213M-41	41	Blu marine
213M-42	42	Blu marine

Dr.
Comfort

Rejilla

- Uso per elevato comfort per piedi voluminosi
- Modello da donna con apertura a velcro
- Doppio tessuto lavorato a nido d'ape ipoallergenico
- Plantare ammortizzante
- Colore nero
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice	Misura	Colore
203F-35	35	Nero
203F-36	36	Nero
203F-37	37	Nero
203F-38	38	Nero
203F-39	39	Nero
203F-40	40	Nero
203F-41	41	Nero
203F-42	42	Nero



Dr.
Comfort

Venus

- Uso nei casi di alluce valgo
- Modello da donna con apertura a velcro regolabile
- Doppio tessuto con tramatura con filo d'argento puro al 99,9%
- Plantare ammortizzante con suola flessibile
- Colore bordeaux
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice	Misura	Colore
303F-35	35	Bordeaux
303F-36	36	Bordeaux
303F-37	37	Bordeaux
303F-38	38	Bordeaux
303F-39	39	Bordeaux
303F-40	40	Bordeaux
303F-41	41	Bordeaux
303F-42	42	Bordeaux



Dr.
Comfort

Adonis

- Per piede diabetico
- Modello unisex
- Elevato comfort, ampia chiusura a velcro regolabile, tessuto ipoallergenico
- con tramatura in filo d'argento puro al 99,9%
- Priva di cuciture
- Plantare ammortizzante
- Colore nero
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice	Misura	Colore
210U-36	36	Nero
210U-37	37	Nero
210U-38	38	Nero
210U-39	39	Nero
210U-40	40	Nero
210U-41	41	Nero
210U-42	42	Nero
210U-43	43	Nero
210U-44	44	Nero
210U-45	45	Nero
210U-46	46	Nero
210U-47	47	Nero
210U-48	48	Nero

Chut



Dr.
Comfort

Arlequin

- Particolarmente indicata per piedi molto larghi, utilizzo nel piede diabetico
- Modello unisex
- Elevato comfort, ampia chiusura a velcro regolabile, tessuto ipoallergenico
- con tramatura in filo d'argento puro al 99,9%
- Priva di cuciture
- Plantare ammortizzante
- Colore nero
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice	Misura	Colore
305F-36	36	Blu Sand
305F-37	37	Blu Sand
305F-38	38	Blu Sand
305F-39	39	Blu Sand
305F-40	40	Blu Sand
305F-41	41	Blu Sand
305F-42	42	Blu Sand
305F-43	43	Blu Sand



Dr.
Comfort

Cotton

- Ideale per piedi con caviglia e volume forte
- Modello unisex
- Doppio tessuto ipoallergenico con doppie e ampie chiusure a velcro regolabili
- Plantare ammortizzante, suola flessibile
- Colore nero
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice	Misura	Colore
306U-36	36	Nero
306U-37	37	Nero
306U-38	38	Nero
306U-39	39	Nero
306U-40	40	Nero
306U-41	41	Nero
306U-42	42	Nero
306U-43	43	Nero
306U-44	44	Nero
306U-45	45	Nero
306U-46	46	Nero

Chut



Dr.
Comfort

Franki

- Uso nel post-operatorio, post-trauma, ideale per le taglie forti
- Modello unisex
- Doppio tessuto ipoallergenico con chiusura a velcro sia posteriore, sia anteriore
- per accogliere piedi importanti nel volume
- Plantare ammortizzante
- Colore blu
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice	Misura	Colore
310U-36	36	Blu
310U-37	37	Blu
310U-38	38	Blu
310U-39	39	Blu
310U-40	40	Blu
310U-41	41	Blu
310U-42	42	Blu
310U-43	43	Blu
310U-44	44	Blu
310U-45	45	Blu
310U-46	46	Blu
310U-47	47	Blu

Dr.
Comfort

Gary

- Piede nell'anziano
- Modello unisex
- Tessuto flessibile con possibilità di ottenere un'ampia apertura
- per facilitare l'indosso, chiusura posteriore a velcro
- Plantare ammortizzante e flessibile
- Colore nero
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice	Misura	Colore
308U-36	36	Nero
308U-37	37	Nero
308U-38	38	Nero
308U-39	39	Nero
308U-40	40	Nero
308U-41	41	Nero
308U-42	42	Nero
308U-43	43	Nero
308U-44	44	Nero
308U-45	45	Nero
308U-46	46	Nero
308U-47	47	Nero

Chut



Dr.
Comfort

Hélios

- Ideale per piedi forti
- Modello unisex
- Doppio tessuto ipoallergenico, apertura a velcro frontale con inserto per migliorare la tenuta e la vestibilità
- Plantare ammortizzante flessibile
- Colore nero
- Misure disponibili dal 36 al 47
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice	Misura	Colore
301U-36	36	Nero
301U-37	37	Nero
301U-38	38	Nero
301U-39	39	Nero
301U-40	40	Nero
301U-41	41	Nero
301U-42	42	Nero
301U-43	43	Nero
301U-44	44	Nero
301U-45	45	Nero
301U-46	46	Nero
301U-47	47	Nero



Dr.
Comfort

Wallaby

- Ideale per piedi forti, piede diabetico
- Modello unisex
- Doppio tessuto ipoallergenico, apertura a velcro frontale
- Tramatura con filo d'argento puro al 99,9%
- Plantare ammortizzante flessibile
- Colore nero
- Misure disponibili dal 36 al 47
- Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice	Misura	Colore
307U-36	36	Nero
307U-37	37	Nero
307U-38	38	Nero
307U-39	39	Nero
307U-40	40	Nero
307U-41	41	Nero
307U-42	42	Nero
307U-43	43	Nero
307U-44	44	Nero
307U-45	45	Nero
307U-46	46	Nero
307U-47	47	Nero





Avete dolore al ginocchio?

Flex-OA Dr. Comifort: calzature flessibili e con design della suola brevettato. Permettono di camminare come a piedi nudi, riducendo il carico sulle ginocchia osteoartrosiche.

Studiate in collaborazione con il Rush University Medical Center di Chicago e clinicamente testate.

Le calzature Flex-OA agiscono sull'andatura e sul meccanismo del passo, scaricando il peso dal compartimento del ginocchio affetto da osteoartrosi, con benefici che si prolungano nel tempo, anche quando Flex-OA non sono indossate.


Flessibilità e design innovativo della suola, sono gli elementi che consentono al piede di muoversi come se fosse nudo, riequilibrando gli assi biomeccanici dell'arto inferiore, con una riduzione del 20% nel momento di adduzione del ginocchio durante il cammino.

Queste particolari calzature aiutano il paziente ad adattare correttamente l'andatura e il carico articolare migliorando il quadro clinico del ginocchio con artrosi.

Pubblicazioni scientifiche dimostrano i risultati clinici ottenuti.

Attenzione: si consiglia la prescrizione medica

Scarpe ortopediche per la correzione del comparto mediale del ginocchio





Flex-OA

Scarpe ortopediche per la correzione del comparto mediale del ginocchio



Dr.
Comfort

Flex OA Sandy Donna

- Disponibile dal 35 al 42
- Colori: azzurro e grigio
- Larghezza alla pianta: Unica misura
- Modello continuativo



Dr.
Comfort

Flex OA Gary Uomo

- Misure disponibili dal 40 al 47
- Colori: nero e grigio
- Larghezza alla pianta: Unica misura
- Modello continuativo

ATTENZIONE: RACCOMANDATA LA PRESCRIZIONE MEDICA

Informazioni per l'ordine

FLEX OA SANDY DONNA		
Misura	Azzurro	Grigio
35	220050-35	220080-35
36	220050-36	220080-36
37	220050-37	220080-37
38	220050-38	220080-38
39	220050-39	220080-39
40	220050-40	220080-40
41	220050-41	220080-41
42	220050-42	220080-42

Informazioni per l'ordine

FLEX OA GARY UOMO		
Misura	Nero	Grigio
40	225010-40	225080-40
41	225010-41	225080-41
42	225010-42	225080-42
43	225010-43	225080-43
44	225010-44	225080-44
45	225010-45	225080-45
46	225010-46	225080-46
47	225010-47	225080-47



Dr.
Comfort

Flex OA Amy Donna

- Disponibile dal 35 al 42
- Colori: nero e beige
- Larghezza alla pianta: Unica misura
- Modello continuativo



Dr.
Comfort

Flex OA Roy Uomo

- Misure disponibili dal 40 al 47
- Colori: nero e marrone
- Larghezza alla pianta: Unica misura
- Modello continuativo

ATTENZIONE: RACCOMANDATA LA PRESCRIZIONE MEDICA

Informazioni per l'ordine

FLEX OA AMY DONNA		
Misura	Nero	Beige
35	220110-35	220130-35
36	220110-36	220130-36
37	220110-37	220130-37
38	220110-38	220130-38
39	220110-39	220130-39
40	220110-40	220130-40
41	220110-41	220130-41
42	220110-42	220130-42

Informazioni per l'ordine

FLEX OA ROY UOMO		
Misura	Nero	Marrone
40	225110-40	225120-40
41	225110-41	225120-41
42	225110-42	225120-42
43	225110-43	225120-43
44	225110-44	225120-44
45	225110-45	225120-45
46	225110-46	225120-46
47	225110-47	225120-47

AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 compex®

 Empi®



MOTION IS ⁺MEDICINE®

Crioterapia



Iceman[®] Clear 3

Sistema per crioterapia

NOVITÀ



Indicazioni

- Iceman Clear 3 è un'unità portatile progettata per eseguire trattamenti con terapia del freddo
- Trattamento localizzato con terapia del freddo nei casi di: traumi in fase acuta, gonfiore, edema, trattamento post-operatorio

Caratteristiche

- Materiale plastico a elevata resistenza, trasparente per monitorare il livello
- Pompa automatica di ricircolo continuo per mantenere freddo il bendaggio
- Funzionamento con alimentatore esterno 220V-50Hz
- Temperatura ambiente da 10°C a 40°C
- Fornisce circa 6 ore continue di terapia del freddo
- Bendaggi disponibili: Universale, McGuire per ginocchio, Spalla, Caviglia, Anca
- Accessorio: gancio per fissaggio al letto

Informazioni per l'ordine

Iceman Clear 3 Sistema per crioterapia	
Codice	Descrizione
11-1639	Iceman Clear 3

Bendaggi		
Codice	Descrizione	Taglia
11-0679-9-00000	Bendaggio Universale	Unica
11-1268-9-00000	Bendaggio McGuire per Ginocchio	Unica
11-1334-9-00000	Bendaggio per Spalla	Unica
11-1522	Bendaggio per Caviglia	Unica
11-9111	Bendaggio per Anca, destro	Unica
11-9112	Bendaggio per Anca, sinistro	Unica

Accessori		
Codice	Descrizione	Taglia
11-0657-9	Gancio per il letto	Unica

Universale



McGuire Ginocchio



Spalla



Caviglia



Anca



Cryo/CuffTMCryo/CuffTM IC

Sistema per crioterapia portatile

**Serbatoio Cryo/CuffTM IC**

Con mini-pompa integrata nel coperchio di chiusura

**Serbatoio Cryo/CuffTM Standard**

Senza pompa

**Indicazioni**

- Trattamento con terapia del freddo a compressione intermittente nei casi di traumi in fase acuta, gonfiore, edema, ematoma, dolore post-operatorio, riabilitazione, medicina sportiva

Caratteristiche

- Il **modello IC** incorpora nel coperchio una pompa automatica per creare l'effetto della compressione intermittente con valori impostati a 45 secondi ON - 30 secondi OFF
- Il **modello Standard** è composto da serbatoio e tubo di raccordo. Viene utilizzato con acqua fredda e ghiaccio per creare il freddo e il serbatoio deve essere posto in alto per creare l'effetto di caduta gravitazionale del liquido nel bendaggio
- Entrambi i sistemi utilizzano gli stessi bendaggi (vedere pagina 230 e 231)

Informazioni per l'ordine

Serbatoio Cryo/Cuff TM IC	
Codice	Descrizione
52A	Serbatoio Cryo/Cuff IC

Serbatoio Cryo/Cuff TM Standard	
2125	Serbatoio Cryo/Cuff Standard

Cryo/Cuff™ Bendaggi

Bendaggio Ginocchio



Bendaggio Caviglia



Bendaggio Piede



Bendaggio Pediatrico Caviglia



Bendaggio Polpaccio



Bendaggio Coscia



Informazioni per l'ordine

Bendaggi Cryo/Cuff™				
Codice	Descrizione	Taglia		
11C01	Bendaggio Ginocchio	S	Circonferenza presa 15 cm sopra il centro della rotula	25 - 50
11A01	Bendaggio Ginocchio	M		45 - 60
11B01	Bendaggio Ginocchio	L		50 - 80
11ASC	Bendaggio Ginocchio con Serbatoio per Uso Manuale	Universale		
10A01	Bendaggio Caviglia	Universale		
10C01	Bendaggio Piede	M	Circonferenza caviglia	23 - 33
10B01	Bendaggio Piede	L		25 - 43
10P01	Bendaggio Pediatrico Caviglia	Universale		
13C01	Bendaggio Polpaccio	Universale		
13A01	Bendaggio Coscia	L	Circonferenza coscia	43 - 58
13B01	Bendaggio Coscia	XL		51 - 69

Bendaggio Schiena / Anca / Costole



Bendaggio Gomito



Bendaggio Pediatrico Gomito / Ginocchio



Bendaggio Mano / Polso



Bendaggio Spalla



Bendaggio Ginocchio con Serbatoio per Uso Manuale



Informazioni per l'ordine

Bendaggi Cryo/Cuff™			
Codice	Descrizione	Taglia	
14A01	Bendaggio Schiena / Anca / Costole		Universale
15A01	Bendaggio Gomito		Universale
11P01	Bendaggio Pediatrico Gomito / Ginocchio		Universale
16A01	Bendaggio Mano / Polso		Universale
12A01	Bendaggio Spalla Standard	Circonferenza torace	81 - 122
1220	Fascia supplementare di chiusura per Spalla (opzionale)		Universale
12AXL01	Bendaggio Spalla Extra Large	Circonferenza torace	107 - 137

AIRCAST®

DONJOY®

Dr.
Comifort®



PROCARE®

Veinax

 chattanooga™

 compex®

 Empi®

Elettromedicali



INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice articolo Descrizione

Phoenix Elettrostimolatore

199712 Kit Phoenix elettrostimolatore

Articoli inclusi nella confezione codice 199712

Dispositivo elettrostimolatore corredato da:

193057-100	cavo conduttore (lunghezza 100 cm) 2 pezzi
199327-001	Kit elettrodi per elettrostimolatore 5x5 cm (4 pezzi) - 2 kit
111.960	Kit caricatori e 4 batterie AA ricaricabili da 1,2 V
6680037	Custodia
360425	Manuale utente - elettrostimolatore
360427	Guida all'avvio rapido

Phoenix Fascia Conduttiva

199714 Kit Phoenix fascia conduttiva

Articoli inclusi nella confezione codice 199714

235684	Fascia conduttiva ambidestra, taglia unica
199695	Kit elettrodi per fascia conduttiva 15x9 cm (1 pezzo) e 7x10 cm (2 pezzi) - 2 kit
193075-060	Cavo connettore per fascia conduttiva
360426	Manuale utente - fascia conduttiva

Phoenix Accessori Opzionali

199501-001	Elettrodo per edema 13x20 cm
700211-001	Cavo biforcuto per edema

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di canali:	2
Numero di programmi:	4
Corrente costante:	500 Ohms - 1000 Ohm
Intensità massima:	100 mA
Durata degli impulsi:	300 µs
Fonte di alimentazione:	2 batterie AA da 1,5 V o 2 batterie AA ricaricabili da 1,2 V
Dimensioni:	L 68 x P 26 x A 138 mm
Peso:	170 g, batterie incluse
Classe di sicurezza elettrica:	Classe I (fascia conduttiva) Classe IIa (elettrostimolatore)
Conformità ai test di sicurezza:	IEC 60601

GARANZIA

Garanzia: 2 anni

FORMA ONDA



• Bifase asimmetrica
compensata al 100%



Phoenix

CARATTERISTICHE

Phoenix consente ai pazienti di prevenire e contrastare l'atrofia da inattività e di ridurre la muscolatura. Grazie a questo apparecchio gli operatori sanitari possono facilmente prescrivere l'elettrostimolazione muscolare, perché il funzionamento intuitivo lo rende ideale per l'uso domiciliare, offrendo al paziente la possibilità di fare la riabilitazione comodamente a casa propria.

L'elettrostimolatore multifunzionale Phoenix™ è concepito per semplificare la riabilitazione in tutte le fasi del processo di guarigione.

La stimolazione muscolare con la fascia conduttiva Phoenix™ facilita la rieducazione del quadricipite. Il posizionamento degli elettrodi è indicato chiaramente per garantirne l'accurata applicazione e il design innovativo della fascia consente di mantenerli in sede con sicurezza.

Il kit Phoenix™ non contiene gli accessori per il trattamento dell'edema (elettrodo e cavo), che possono essere acquistati a parte.

PROGRAMMI

- Amiotrofia
- Rafforzamento
- TENS modulata
- Edema



4 Programmi preimpostati



Phoenix™ rende tutto semplice

Phoenix facilita l'integrazione della stimolazione neuromuscolare nel programma riabilitativo domiciliare.

Curare l'atrofia in modo semplice

L'elettrostimolatore multifunzionale Phoenix™ è concepito per semplificare la riabilitazione in tutte le fasi del processo di guarigione.

Facile da usare, preciso ed efficace

La stimolazione muscolare con la fascia conduttiva Phoenix™ facilita la rieducazione del muscolo quadricipite. Il posizionamento degli elettrodi è indicato chiaramente per garantirne l'accurata applicazione e il design innovativo della fascia consente di mantenerli in sede con sicurezza.

Phoenix™ Continuità nella Cura

Phoenix è indicato per la preparazione pre-operatoria, un mese circa prima dell'intervento, e nella fase post-operatoria per il contenimento dell'edema e il recupero della forza del quadricipite.

Fase Pre-operatoria

Fase Riabilitazione Post-operatoria/Post-trauma

Potenziamento muscolare

Riduzione gonfiore ginocchio

Gestione del dolore

Prevenzione dell'atrofia da inattività

Protocollo 1,2

I programmi NMES aiutano a evitare o ridurre l'atrofia muscolare prima di un intervento chirurgico, garantendo un miglior recupero muscolare e funzionale nella fase post-operatoria [1]

Protocollo 4

Un programma a corrente pulsata continua aiuta a controllare la formazione dell'edema derivante da trauma o da intervento chirurgico [2]

Protocollo 3

Un programma TENS aiuta i pazienti a gestire il dolore agevolando la riabilitazione e consentendo loro di rimanere attivi [3]

Protocollo 1,2

I programmi NMES aiutano a prevenire l'atrofia da inattività e a ridurre la muscolatura dopo l'intervento chirurgico [4]

[1] Walls RJ, McHugh G, O'Gorman DJ, Moyna NM, O'Byrne JM. Effects of preoperative neuromuscular electrical stimulation on quadriceps strength and functional recovery in total knee arthroplasty. A pilot study. *BMC Musculoskelet Disord*. 2010 Jun 14;11:119.

[2] Snyder AR, Perotti AL, Lam KC, Bay RC. The influence of high-voltage electrical stimulation on edema formation after acute injury: a systematic review. *J Sport Rehabil*. 2010 Nov;19(4):436-51.

[3] Bjordal JM, Johnson MI, Ljunggreen AE. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) can reduce postoperative analgesic consumption. A meta-analysis with assessment of optimal treatment parameters for postoperative pain. *Eur J Pain*. 2003;7(2):181-8.

[4] Stevens-Lapsley JE, Balter JE, Wolfe P, Eckhoff DG, Kohrt WM. Early neuromuscular electrical stimulation to improve quadriceps muscle strength after total knee arthroplasty: a randomized controlled trial. *Phys Ther*. 2012 Feb;92(2):210-26.

Impatto clinico della stimolazione muscolare post-operatoria precoce [4]

Il gruppo trattato con NMES ha avuto una perdita di forza del muscolo quadricipite significativamente inferiore (fig.1) e una prestazione funzionale notevolmente migliorata (fig.2) a distanza di 3,5 settimane dall'intervento. I benefici del trattamento con NMES persistevano a distanza di un anno.




Figura 1: forza del quadricipite misurata in fase preoperatoria e poi per 52 settimane




Figura 2: prestazione funzionale misurata con un test di 6 minuti di camminata



Direct Tens™

Empi Direct Tens è indicato per la gestione del dolore ed è caratterizzato da comandi intuitivi e facili da usare.

CARATTERISTICHE

- 13 programmi preimpostati, inclusi 5 programmi a selezione rapida per una maggiore facilità d'uso
- Display facile da leggere e pulsanti semplici e di grandi dimensioni, per facilitarne l'utilizzo
- Stimolazione a 2 canali
- Timer regolabile
- Le funzioni dell'unità includono 5 programmi di stimolazione con differenti caratteristiche dell'onda:
 - A impulsi
 - Burst (attività intensa)
 - Continua
 - A frequenza mista
 - A modulazione multipla



INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice articolo Descrizione

Empi Direct TENS

2527116 Kit Empi Direct TENS

Articoli inclusi nella confezione codice 2527116:

880043 Manuale utente su CD

193068-100 Cavo conduttore (2 pezzi)

1551 2 batterie alcaline AA da 1,5 V

42190 Elettrodi Dura-Stick Standard 5x5 cm a filo (1 confezione da 4 pezzi)

6680037 Custodia

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di canali:	2
Numero di programmi:	13
Corrente costante:	Fino a una resistenza di 1000 Ohm
Intensità massima:	40 mA con 1000 Ohm, 250 µs
Durata massima degli impulsi:	250 µs
Frequenza massima:	1000 Hz
Regolazione manuale:	0-60
Fonte di alimentazione:	2 batterie AA da 1,5 V o 2 batterie ricaricabili AA da 1,2 V
Dimensioni:	L 65 x P 27 x A 108 mm
Peso:	165 g, batterie incluse
Classe di sicurezza elettrica:	Classe IIa, tipo BF
Test di sicurezza:	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

GARANZIA

Garanzia: 2 anni

FORMA ONDA



- Bifase asimmetrica compensata al 100%



Compex TECHNOLOGY

Physio

PHYSIO è uno stimolatore completo a 4 canali pensato per tutte le indicazioni elettroterapiche: TENS/NMES, Neurologia, LCA, Denervato, Iontoforesi, Iperidrosi, Urologia e Prevenzione dell'edema. Configurazione dei programmi: Optimum (74 programmi)

Caratteristiche

Programmi

Configurazione dei programmi Optimum, che comprende: Riabilitazione I e II, Antalgico I e II, Vascolare, Riabilitazione neurologica, Preparazione fisica I e II, Incontinenza, Muscolo denervato e Corrente diretta (Iontoforesi, Iperidrosi ed Edema).

Muscle Intelligence™ Technology

Le funzioni Mi disponibili su tutti i 4 canali: Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action. (4 cavi Mi-Sensor inclusi)

2+2 Canali oppure 2+Tens

Permette di scegliere un programma per i canali 1 e 2 e selezionarne un altro (funzione 2+2) per i canali 3 e 4. Ciò consente di trattare due diverse parti del corpo, due pazienti in contemporanea o combinare TENS e NMES in un unico trattamento.

Funzione Trigger

Avvia una fase di lavoro volontario laddove richiesta dai protocolli (piede emiplegico, spasticità).

Ricerca automatica della Rampa per la Denervazione Parziale

Physio è l'unico dispositivo che calcola automaticamente la rampa più efficace per la Denervazione Parziale, quando solo i muscoli denervati necessitano di stimolazione.

Skip

Gestisce la durata della sessione e passa direttamente alla fase successiva (recupero) quando necessario.

Penna punto motore

Questo utile strumento, incluso nel kit assieme all'apposito programma, aiuta a trovare il posizionamento ottimale dell'elettrodo.

Programmabilità

È possibile creare e personalizzare i programmi, in base ai parametri specifici del paziente.

Autonomia e ricarica veloce

Con il caricatore incluso nel kit un ciclo completo di ricarica dura al massimo 2h 30.


Forme d'Onda



- Bifase simmetrica compensata al 100%



- Monofase
- Continua
- A ciclo programmato
- Pulsata rettangolare
- Pulsata triangolare



- Corrente Galvanica Diretta

Informazioni per L'Ordine

Codice articolo Descrizione

Chattanooga Physio

2535110 Kit Chattanooga Physio

Accessori inclusi

683010	Caricabatterie rapido
941213	Batteria
601132	Set di 4 cavi a spinotto
6111944	Kit adattatore snap
6601160	Cavo Mi-Sensor (4 pezzi)
690001	Guscio protettivo
602110	Set di elettrodi ultra-flessibili per muscoli denervati
642110	Set di elettrodi per iontoforesi
	Manuale utente e guida pratica su CD/USB
	Guida all'avvio rapido + libretto avvertenze
	Libretto posizionamento elettrodi
602047	Flacone di gel
980020	Penna punto motore
680054	Valigetta
949000	Clip da cintura
42204	1 confezione di elettrodi piccoli (5x5 cm 1 snap)
42203	1 confezione di elettrodi grandi (5x10 cm 2 snap)

Accessori opzionali

6601160	Cavo Mi-sensor (1 pezzo)
690001	Guscio protettivo
111.970	Carica batteria

Specifiche Tecniche

Canali:	4
Intensità massima impulso:	120 mA 30 mA (Muscolo denervato) 20 mA (Iontoforesi, Iperidrosi)
Incrementi intensità impulsi:	0,25 mA 0,125 mA (Iontoforesi, Iperidrosi)
Ampiezza impulso:	30-400 µs 10-100 µs (Muscolo denervato) 150 µs (Iontoforesi, Iperidrosi)
Frequenza impulso:	1-150 Hz 1/30-10 Hz (Muscolo denervato) 100 Hz (Iontoforesi, Iperidrosi)
Classe di sicurezza elettrica:	Classe IIa
Protezione elettrica:	IP22
Test di sicurezza:	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
Batteria 941213:	Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V 2000 mA/h
Dimensioni (L x P x A):	138 x 95 x 33mm
Peso:	300 g incl. batteria

Garanzia

3 anni (1 anno per gli accessori)

Informazioni per L'Ordine

Codice articolo Descrizione

Chattanooga Theta

2534810 Kit Chattanooga Theta

Accessori inclusi

683010	Caricabatterie rapido
941213	Batteria
601132	Set di 4 cavi a spinotto
6111944	Kit adattatore snap
6601160	Cavo Mi-Sensor (2 pezzi)
690001	Guscio protettivo
	Manuale utente e guida pratica su CD/USB
	Guida all'avvio rapido + libretto avvertenze
	Libretto posizionamento elettrodi
602047	Flacone di gel
980020	Penna punto motore
680055	Borsa da trasporto
949000	Clip da cintura
42204	1 confezione di elettrodi piccoli (5x5 cm 1 snap)
42203	1 confezione di elettrodi grandi (5x10 cm 2 snap)

Accessori opzionali

6601160	Cavo Mi-sensor (1 pezzo)
690001	Guscio protettivo
111.970	Carica batteria

Specifiche Tecniche

Canali:	4
Intensità massima impulso:	120 mA
Incrementi intensità impulsi:	0,25 mA
Ampiezza impulso:	30-400 µs
Frequenza impulso:	1-150 Hz
Classe di sicurezza elettrica:	Classe IIa
Protezione elettrica:	IP22
Test di sicurezza:	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
Batteria 941213:	Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V 2000 mA/h
Dimensioni (L x P x A):	138 x 95 x 33mm
Peso:	300 g inc. batteria

Forma Onda



- Bifase simmetrica compensata al 100%

Garanzia

3 anni (1 anno per gli accessori)

NOVITÀ



Compex TECHNOLOGY

Theta

THETA è uno stimolatore a 4 canali pensato per protocolli riabilitativi sia standard (Antalgico, NMES) che specifici, soprattutto quando sono richieste co-contrazioni e contrazioni indotte. Il dispositivo permette di seguire protocolli neurologici (Spasticità, Piede emiplegico, Agonista-Antagonista) ed è adatto per patologie specifiche come il trattamento post-operatorio del LCA. Configurazione dei programmi: Full (63 programmi)

Caratteristiche

Programmi

Configurazione dei programmi Full, che comprende: Riabilitazione I e II, Antalgico I e II, Vascolare, Riabilitazione neurologica e Preparazione fisica I e II.

Muscle Intelligence™ Technology

Le funzioni Mi sono disponibili su tutti i 4 canali: Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action. (2 cavi Mi-Sensor inclusi)

2+2 Canali oppure 2+Tens

Permette di scegliere un programma per i canali 1 e 2 e selezionarne un altro (funzione 2+2) per i canali 3 e 4. Ciò consente di trattare due diverse parti del corpo, due pazienti in contemporanea o combinare TENS e NMES in un unico trattamento.

Funzione Trigger

Avvia una fase di lavoro volontario laddove richiesta dai protocolli (piede emiplegico, spasticità).

Skip

Gestisce la durata della sessione e passa direttamente alla fase successiva (recupero) quando necessario.

Penna punto motore

Questo utile strumento, incluso nel kit assieme all'apposito programma, aiuta a trovare il posizionamento ottimale dell'elettrodo.

Programmabilità

È possibile creare e personalizzare i programmi, in base ai parametri specifici del paziente.

Autonomia e ricarica veloce

Con il caricatore incluso nel kit un ciclo completo di ricarica dura al massimo 2h 30.



Compex TECHNOLOGY

Rehab

REHAB è uno stimolatore a 4 canali pensato per fisioterapisti che necessitano di un utilizzo standard dell'elettrostimolazione. Permette con semplici programmi di gestire il dolore, trattare i disturbi vascolari e stimolare i muscoli, rispondendo alle principali necessità dei professionisti. Configurazione dei programmi: Standard (22 programmi)

Caratteristiche

Programmi

Configurazione dei programmi Standard, che comprende: Riabilitazione I, Antalgico I, Vascolare e Preparazione fisica I.

Muscle Intelligence™ Technology

Tecnologia Mi integrata su tutti i 4 canali. (cavo Mi Sensor non incluso)

2+2 Canali oppure 2+Tens

Permette di scegliere un programma per i canali 1 e 2 e selezionarne un altro dalla lista dei programmi (funzione 2+2) per i canali 3 e 4. Ciò consente di trattare due diverse parti del corpo, due pazienti in contemporanea o combinare TENS e NMES in un unico trattamento.

Skip

Gestisce la durata della sessione e passa direttamente alla fase successiva (recupero) quando necessario.

Penna punto motore

Questo utile strumento, incluso nel kit assieme all'apposito programma, aiuta a trovare il posizionamento ottimale dell'elettrodo.

Programmabilità

È possibile creare e personalizzare i programmi, in base ai parametri specifici del paziente.

Autonomia e ricarica veloce

Con il caricatore incluso nel kit un ciclo completo di ricarica dura al massimo 2h 30.

Informazioni per L'Ordine

Codice articolo Descrizione

Chattanooga Rehab

2533110 Kit Chattanooga Rehab

Accessori inclusi

683010	Caricabatterie rapido
941213	Batteria
601132	Set di 4 cavi a spinotto
6111944	Kit adattatore snap
690001	Guscio protettivo
	Manuale utente e guida pratica su CD/USB
	Guida all'avvio rapido + libretto avvertenze
	Libretto posizionamento elettrodi
602047	Flacone di gel
980020	Penna punto motore
680055	Borsa da trasporto
949000	Clip da cintura
42204	1 confezione di elettrodi piccoli (5x5 cm 1 snap)
42203	1 confezione di elettrodi grandi (5x10 cm 2 snap)

Accessori opzionali

6601160	Cavo Mi-sensor (1 pezzo)
690001	Guscio protettivo
111.970	Caricabatterie esterno

Specifiche Tecniche

Canali:	4
Intensità massima impulso:	120 mA
Incrementi intensità impulsi:	0,25 mA
Ampiezza impulso:	30-400 µs
Frequenza impulso:	1-150 Hz
Dispositivo medico:	Classe IIa
Protezione elettrica:	IP22
Conforme ai test di sicurezza:	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
Batteria 941213:	Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V 2000 mA/h
Dimensioni (L x P x A):	138 x 95 x 33mm
Peso:	300 g incl. batteria

Forma Onda



• Bifase simmetrica compensata al 100%

Garanzia

3 anni (1 anno per gli accessori)



Cefar Rehab X2

Cefar Rehab X2 offre 30 programmi per una vasta gamma di indicazioni.

Caratteristiche

- TENS: Cefar Flow TENS, frequenza mista (stimolazione Han), numerosi programmi per il trattamento del dolore
- NMES: programmi per la riabilitazione neurologica e ortopedica
- Stimolazione alternata, programmi di rafforzamento con riposo attivo, riscaldamento, recupero e massaggio

Tecnologia

- Cefar Easy Touch™: regolazione automatica dell'intensità – premendo un pulsante l'intensità viene impostata e regolata automaticamente in base ai risultati dell'analisi dell'autotest. Cefar Easy Touch facilita il trattamento e assicura un'erogazione della stimolazione a un livello ottimale ed efficace
- Programmabile: Cefar Rehab X2 consente al terapeuta di creare e salvare tre programmi personali

- Cefar Flow Tens: programma preimpostato dotato di una confortevole tecnica di stimolazione. Entrambi i canali vengono utilizzati contemporaneamente per combinare l'effetto antalgico a una piacevole sensazione di massaggio. Altri vantaggi: schermo retroilluminato, funzione di pausa, blocco del programma, timer, blocco tasti, autocontrollo e conformità

Vantaggi


- Cefar Clinical Guide (CCG™): il manuale dell'utente contiene informazioni complete sulle indicazioni più comuni. E' possibile trovare linee guida e suggerimenti sui programmi accompagnate da foto del posizionamento degli elettrodi per le applicazioni più comuni.
- Interruttore manuale: l'interruttore manuale consente la regolazione manuale della durata delle contrazioni durante i programmi di stimolazione intermittente, assicurando un trattamento personalizzato efficace



Informazioni per L'Ordine	
Codice articolo	Descrizione
Cefar Rehab X2	
2942	Kit Rehab X2
Accessori inclusi	
1240	Set di cavi bipolari (2 pezzi)
2948	Cefar Rehab X2 Manuale utente
1559	Custodia
1495	Tracolla e gancio per cintura
1551	Batterie alcaline AA da 1,5 V (2 pezzi)
1845	Interruttore manuale
42198	1 confezione di elettrodi piccoli (5x5 cm a filo) in tessuto Dura-Stick Plus
Accessori opzionali	
1570	Caricabatterie 1,2 V
1575	Batterie ricaricabili 1,2 V - 1800 mAh (2 pezzi)
Specifiche Tecniche	
Numero di canali:	2
Numero di programmi:	27 preimpostati 3 programmabili
Corrente costante:	Fino a una resistenza di max 1000 Ohm/canale
Ampiezza massima impulso:	99,5 mA
Incrementi intensità impulsi:	Minimo di 0,5 mA
Ampiezza impulso:	400 µs
Frequenza impulso:	1-120 Hz
Fonte di alimentazione:	2 batterie alcaline AA da 1,5 v
Classe di sicurezza elettrica:	Classe II, tipo BF
Test di sicurezza:	IEC 60601-1, IEC 60101-1-2
Dimensioni (L x P x A):	120 x 30 x 50 mm
Peso:	180 g incl. batterie
Garanzia	
2 anni (1 anno per gli accessori)	
Forma Onda	
 • Bifase simmetrica compensata al 100%	

Informazioni per L'Ordine	
Codice articolo	Descrizione
Cefar Peristim Pro	
1480-EXP	Kit Cefar Peristim Pro
Accessori inclusi	
1240	Set di cavi bipolari (2 pezzi)
	Manuale utente
1559	Custodia
1495	Tracolla e gancio per cintura
1551	Batterie alcaline AA da 1,5 V (2 pezzi)
42198	1 confezione di elettrodi piccoli (5x5 cm a filo) in tessuto Dura-Stick Plus
114.610EXP	Sonda vaginale Saint-Cloud® PLUS (lunghezza: 12,8 cm / diam.: 2,4 cm) con connettori a pin da 2 x 2 mm
Accessori opzionali	
114.242+	Sonda anale Saint-Cloud®, connettori a pin da 2 x 2 mm
1570	Caricabatterie 1,2 V
1575	Batterie ricaricabili 1,2 V - 1800 mAh (2 pezzi)

Specifiche Tecniche	
Numero di canali:	2
Numero di programmi:	9 preimpostati 3 programmabili
Corrente costante:	Fino a una resistenza di max 1000 Ohm/canale
Ampiezza massima impulso:	99,5 mA
Incrementi intensità impulsi:	Minimo di 0,5 mA
Ampiezza impulso:	300 µs
Frequenza impulso:	1-120 Hz
Fonte di alimentazione:	2 batterie alcaline AA da 1,5 V
Classe di sicurezza elettrica:	Classe II, tipo BF
Test di sicurezza:	IEC 60601-1, IEC 60101-1-2
Dimensioni (L x P x A):	120 x 30 x 50 mm
Peso:	180 g incl. batterie

Garanzia	
2 anni (1 anno per gli accessori)	
Forma D'Onda	
	• Bifase simmetrica compensata al 100%



Cefar® Peristim Pro

Elettrostimolazione per il trattamento dell'incontinenza

Cefar Peristim Pro è dotato di 9 programmi preimpostati per trattare l'incontinenza da sforzo, l'incontinenza mista, l'incontinenza da urgenza, il dolore correlato a disturbi urinari (per es. cistiti) e per la stimolazione del nervo sacrale o dei punti dell'agopuntura per il trattamento dell'incontinenza da urgenza.

Caratteristiche

- Stimolazione tramite sonda vaginale e/o anale o elettrodi di superficie
- Programmabile: Cefar Peristim Pro consente di aggiungere 3 programmi personalizzati
- Schermo retroilluminato: Cefar Peristim Pro è dotato di un ampio schermo e la retroilluminazione ne aumenta la leggibilità, anche in ambienti poco luminosi
- Altri vantaggi: funzione di pausa, blocco del programma, blocco tasti, conformità, autocontrollo

Sonda vaginale Saint-Cloud® PLUS



Sonda anale Saint-Cloud®





Cefar® Basic

Stimolatore antalgico per ogni esigenza

Cefar Basic offre trattamenti TENS per il dolore ed è dotato di 3 programmi preimpostati: il programma convenzionale (TENS Conventional), di attività intensa (TENS Burst) e modulato (Modulated TENS).

Caratteristiche

- Cefar Easy Touch™: regolazione automatica dell'intensità – premendo un pulsante l'intensità viene impostata e regolata automaticamente in base ai risultati dell'analisi dell'autotest. Cefar Easy Touch™ facilita il trattamento e assicura l'erogazione della stimolazione ad un livello ottimale ed efficace
- Schermo retroilluminato: Cefar Basic è dotato di un ampio schermo e la retroilluminazione ne facilita la leggibilità, anche in ambienti scarsamente illuminati
- Funzione di pausa, blocco programma e blocco tasti



Informazioni per L'Ordine

Codice articolo Descrizione

Cefar Basic

1490-EXP Kit Cefar Basic

Accessori inclusi

1240 Set di cavi bipolari (2 pezzi)
Manuale utente
1559 Custodia
1495 Tracolla e gancio per cintura
1551 Batterie alcaline AA da 1,5 V (2 pezzi)
42198 1 confezione di elettrodi piccoli (5x5 cm a filo) in tessuto Dura-Stick Plus

Accessori opzionali

1570 Caricabatterie 1,2 V
1575 Batterie ricaricabili 1,2 V - 1800 mAh (2 pezzi)

Specifiche Tecniche

Numero di canali: 2
Numero di programmi: 3 preimpostati
Corrente costante: Fino a una resistenza di max 1500 Ohm/canale
Ampiezza massima impulso: 60 mA
Incrementi intensità impulsi: Minimo di 0,5 mA
Ampiezza impulso: 180 µs
Frequenza impulso: 1-80 Hz
Fonte di alimentazione: 2 batterie alcaline AA da 1,5 V
Classe di sicurezza elettrica: Classe II, tipo BF
Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60101-1-2
Dimensioni (L x P x A): 120 x 30 x 50 mm
Peso: 180 g incl. batterie

Garanzia

2 anni (1 anno per gli accessori)

Forma D'Onda



- Bifase asimmetrica compensata al 100%

AMO MAG



INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice articolo	Descrizione
AmoMag	
MAGT2	Kit AmoMag
Articoli inclusi nella confezione codice MAGT2:	
Dispositivo magnetoterapia corredato da:	
MAGCH	Alimentatore
MAGSELE	Applicatori (2 pezzi)
Manuale utente	

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di canali:	2
Numero di programmi:	22
Intensità del campo magnetico:	Ciascun applicatore genera un'intensità di campo magnetico di 100 Gauss (ogni applicatore è formato da 3 bobine)
Frequenza:	50 Hz
Dimensioni:	L 140 x P 40 x A 155 mm
Classe di sicurezza elettrica:	Classe II, tipo B

GARANZIA

Garanzia:	2 anni (esclusi gli applicatori)
-----------	-------------------------------------

La magnetoterapia a portata di mano: doppio solenoide e doppia potenza. Ideale per la gestione del dolore e per le patologie ossee.

AmoMag attraverso i campi magnetici pulsati a bassa frequenza e bassa intensità (CMP) ha efficacia nelle malattie croniche e degenerative ed in particolare nella cura dell'osteoporosi.

La magnetoterapia, per le sue caratteristiche, è universalmente riconosciuta come la tecnica più indicata per il trattamento delle patologie ossee ed in particolare per l'osteoporosi.

CARATTERISTICHE

- Onda Quadra Monofase che assicura il miglior effetto terapeutico senza alcun effetto collaterale, come ad esempio l'aumento di temperatura, rendendo più confortevole l'utilizzo per periodi prolungati di cura
- 22 programmi terapeutici preimpostati
- Doppio solenoide che garantisce doppia potenza e rende l'apparecchio ideale sia per l'uso professionale che per l'uso domiciliare o per il noleggio
- Solenoidi a fascia morbida formati da 3 bobine di rame
- Posizionamento del solenoide dal lato positivo, per un trattamento più efficace e più veloce rispetto ad altre apparecchiature
- Display LCD retroilluminato per facilitare la lettura
- Tastiera con comandi intuitivi
- Possibilità di programmazione del trattamento fino a 60 ore
- Apparecchiatura leggerissima, grazie al posizionamento esterno dell'alimentatore













INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice articolo Descrizione

Dura-Stick Premium

42205	3,2 cm	
42206	5 cm	
42207	4 x 6 cm	
42208	8 x 13 cm	
42209	5 cm	
42210	5 x 9 cm	
42211	5 cm	
42212	4 x 9 cm	

Dura-Stick Plus

42192	5 cm	schiuma	
42193	5 cm	schiuma	
42194	5x9 cm	schiuma	
42195	4x6	schiuma	
42196	5x10 cm	schiuma	
42197	5 cm	tessuto	
42198	5 cm	tessuto	
42199	5x9 cm	tessuto	
42200	5x10 cm	tessuto filo doppio	
42201	5x10 cm	tessuto snap	
42202	5x10 cm	tessuto snap	
42203	5x10 cm	tessuto doppio snap	
42204	5 cm	tessuto snap	
42218	1,5x15 cm	schiuma	
42219	3,2 cm	tessuto	

Dura-Stick Standard

42188	5 cm	tessuto	
42189	5x9 cm	tessuto	
42190	5 cm	tessuto	
42191	5x9 cm	tessuto	

Elettrodi

ELETTRODI DURA-STICK® PREMIUM


CARATTERISTICHE

Elettrodi in acciaio inossidabile

- Conduttività eccellente
- Elettrodi di alta qualità ed ampiamente flessibili che si adattano ai contorni irregolari del corpo, mantenendo eccellenti proprietà di conduttività

Elettrodi Blue Gel

- Indicati in caso di allergie
- Gel adesivo multi-strato che aderisce perfettamente
- Gel formulato per applicazioni multiple su pelli sensibili



DURA-STICK® PLUS

CARATTERISTICHE

- Preciso controllo e ottimizzazione della corrente elettrica
- Stimolazione efficace e confortevole
- Disponibile in tessuto o schiuma




DURA-STICK® STANDARD

CARATTERISTICHE

- Elettrodi con un eccellente rapporto qualità-prezzo
- In tessuto bianco, molto gradevoli sulla cute



Accessori



CARATTERISTICHE

A Gel per elettrodi

Facilita il contatto tra la pelle e l'elettrodo
Migliora il comfort e l'efficacia della stimolazione
Raccomandato per le pelli secche o in presenza di peluria
Specifico per l'elettrostimolazione

B Penna ricerca punti motori

Per posizionare correttamente gli elettrodi e migliorare così il comfort e l'efficacia della stimolazione
La penna punto motore si adatta ai cavi a snap

C Batterie

Disponibili diversi modelli adatti alle apparecchiature presenti in questo catalogo. Alcune batterie sono utilizzabili anche su modelli precedenti

D Caricabatterie

Disponibili diversi modelli adatti alle apparecchiature presenti in questo catalogo. Alcuni caricabatterie sono utilizzabili anche su modelli precedenti

E Cavi

Cavi di connessione tra l'elettrostimolatore e l'elettrodo. Disponibili con connettore a snap e con connettore a spinotto

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice articolo	Descrizione
A Gel per elettrodi	
602048	Gel per elettrodi (flacone da 250 g in astuccio di cartone)
B Penna ricerca punti motori	
980026	Penna ricerca punti motori (per modello Physio 5)
C Batterie	
941100	Batteria 6 moduli Compex (per vecchi modelli)
941210	Batteria 4 moduli Compex
941213	Batteria 4 moduli (modelli Physio 5 e Rehab 400)
1575	2 batterie ricaricabili da 1,2 V - 1,8 Ah (per modelli Cefar Rehab X2 e Peristim Pro)
D Caricabatterie	
683010	Caricabatterie Compex (tutti i modelli)
683020	Caricabatterie Compex (solo modello Energy)
1570	Caricabatterie (modelli Cefar Rehab X2 e Peristim Pro)
MAGCH	Alimentatore (per AmoMag)
E Cavi	
601131	1 kit cavi conduttivi con connettore snap (4 cavi: rosso, giallo, verde e blu) (modelli Physio 5 e Rehab 400)
-601061	cavo rosso
-601062	cavo giallo
-601063	cavo verde
-601064	cavo blu
601132	1 kit cavi conduttivi con connettore a spinotto (4 cavi: rosso, giallo, verde e blu) (modelli Physio 5 e Rehab 400)
1240	Kit cavi bipolari (2 pezzi) (modelli Cefar Rehab X2, Peristim Pro, Femina)