



## Comfortform™ Wrist with Abducted Thumb

### Optimal anvendelse

Holdbar håndleds skinne, foret med Lycra® for åndbarhed og komfort. Formgivet aluminiumsskinne bidrager til anatomisk korrekt pasform og støtte til både håndled og tommelfinger. Ideel til forstuvninger, forvridninger og symptomkontrol ved karpaltunnelsyndrom. Fås i fem størrelser.

### Bestillingsinformationer



Comfortform™ Wrist with Abducted Thumb				
Varenummer				
Venstre	Højre	Håndledsomkreds	Længde	Størrelse
81-87312	81-87302	<14 cm	19 cm	XS
81-87313	81-87303	14 – 16,5 cm	19 cm	S
81-87315	81-87305	16,5 – 19 cm	20 cm	M
81-87317	81-87307	19 – 21,5 cm	21,5 cm	L
81-87318	81-87308	>21,5 cm	21,5 cm	XL