



## Curved Aluminium Finger Splints

### Optimal anvendelse

Disse polstrede fingerskinner er beregnet til transverse frakturer af falanges. Det lette aluminiumsdesign er kurvet for at passe til fingeren i semiflekseret position. Indikationer omfatter dislokationer, falangeale og metacarpale frakturer.

### Fordele og egenskaber

- Polstret for komfort
- Fås i 6 størrelser

### Bestillingsinformationer

Curved Aluminium Finger Splints	
Varenummer	Skinnens længde og bredde
79-71923	3,8×2,2cm
79-71925	7,6×2,2cm
79-71924	10,2×2,2cm
79-71926	14×2,2cm
79-71927	15,2×2,2cm
79-71928	22,9×2,2cm

Sælges i pakker af 12 stk.