



Immo AT4

Optimal anvendelse

Letvægts og åndbar 1-panel Knee Immobilizer.

Indikationer: • Præ- eller postoperativ total immobilisering af knæledet
• Alle tilstande der kræver immobilisering i ekstension: ligamentskader, patella- eller meniskskader, knæoperation (artroskopi, artroplastik m.m.), nødimobilisering eller forsinket diagnose.

Fordele og egenskaber

- Skumkonstruktion – øger åndbarheden og giver optimal komfort
- Bilateral afstivning i aluminium
- Posterior afstivning i aluminium
- Skridsikker strop
- Letvægtsstruktur – under 550 gram

Bestillingsinformationer



Immo AT4			
Varenummer	Omkreds	Længde	Størrelse
82-430-01	30 – 36 cm	30 cm	Ped.
82-440-01	< 46 cm	40 cm	S
82-440-02	46 – 51 cm	40 cm	M
82-440-03	52 – 57 cm	40 cm	L
82-440-04	> 58 cm	40 cm	XL
82-450-01	< 46 cm	50 cm	S
82-450-02	46 – 51 cm	50 cm	M
82-450-03	52 – 57 cm	50 cm	L
82-450-04	> 58 cm	50 cm	XL
82-460-01	< 46 cm	60 cm	S
82-460-02	46 – 51 cm	60 cm	M
82-460-03	52 – 57 cm	60 cm	L
82-460-04	> 58 cm	60 cm	XL