

# PROCARE®



## XcelTrax™ Air Tall XcelTrax™ Air Ankle

### Optimal anvendelse

XcelTrax Air yder ideel støtte og komfort og bidrager til at fremme heling for patienter med milde til alvorlige fod- og ankelskader. Letvægtsdesignet og det unikke formstøbte ergonomiske stativ medvirker til at mildne graden af tryk på skadestedet på såvel malleoli som underben. Integreret pumpedesign der gør det nemt at puste det pneumatiske fôr op og at justere det.

### Fordele og egenskaber

- Letvægtsdesignet og det unikke formstøbte ergonomiske stativ medvirker til at mildne graden af tryk på skadestedet på såvel malleoli som underben.
- Stivernes anatomiske design passer til en lang række benstørrelser.
- Den stødabsorberende ydre sål medvirker til at reducere stødpåvirkningen fra hælnedslaget under gang og til at minimere irritationer i led og på skadestedet.
- XcelTrax-walkerens kantfri sål design justeres til den enkelte patients unikke gangmønster. Dette unikke sål design, den bredere indersål og ruller sålen fremmer en mere stabil og naturlig gangart.
- Integreret pumpedesign der gør det nemt at puste det pneumatiske fôr op og at justere det.

### Bestillingsinformationer



XcelTrax™ Air Tall / XcelTrax™ Air Ankle				
Varenr.	Beskrivelse	Skostrl.	Strl.	Replacement Liner
79-95512-1	XcelTrax Air	> 36	XS	79-95532-1
79-95513-1	XcelTrax Air	36 – 39	S	79-95533-1
79-95515-1	XcelTrax Air	40 – 44	M	79-95535-1
79-95517-1	XcelTrax Air	44 – 46	L	79-95537-1
79-95518-1	XcelTrax Air	46 +	XL	79-95538-1
79-95522-1	XcelTrax Air Ankle	> 36	XS	79-95542-1
79-95523-1	XcelTrax Air Ankle	36 – 39	S	79-95543-1
79-95525-1	XcelTrax Air Ankle	40 – 44	M	79-95545-1
79-95527-1	XcelTrax Air Ankle	44 – 46	L	79-95547-1
79-95528-1	XcelTrax Air Ankle	46 +	XL	79-95548-1