



Tuli's Heel Cups

Optimal anvendelse

Unikt vaflet design virker stød- og trykabsorberende ved hælnedslag. Standard-model der kan anvendes ved alle aktiviteter. Pro-modellen har et bredere og dobbeltvaflet design, der absorberer tryk ved sport med højt aktivitetsniveau. Sælges parvist.

Bestillingsinformation

Tuli's Heel Cups				
Varenummer	Beskrivelse	Farve	Vægt	Størrelse
79-72273	Pro	Grøn	-	Small/Pediatric
79-72280	Standard	Gul	≤ 80 kg	Medium/voksen
79-72275	Pro	Grøn	≤ 80 kg	Medium/voksen
79-72281	Standard	Gul	≥ 80 kg	Large/voksen
79-72277	Pro	Grøn	≥ 80 kg	Large/voksen