



## Immo Knee 3V

### Optimal anvendelse

Postoperativ immobilisation efter knækirurgi eller knæskade.

### Fordele og egenskaber

- 3 delt immobilisationsskinne der muliggør indstilling til mange benstørrelser
- 1 formbar posterior aluminiums skinne til at øge stabilitet
- 2 laterale aluminiums stivere
- Comfortabelt materiale for øget patientkomfort
- Velcrostropper

### Bestillingsinformationer



Immo Knee 3V		
Varenummer	Længde	Størrelse
82-96105	40 cm	S
82-96106	50 cm	M
82-96107	60 cm	L
82-96108	65 cm	XL