



Super Knee Splint

Optimal anvendelse

Super Knee Split er en skinne med en komfortabel, stabil, skum/net konstruktion med skiftevis netstropper og velcrolukning med øjer. Kombinerer medial/lateral I-buestop og tre dobbelte posteriore stivere for at give korrekt immobilitet med en indbygget justerbar skumpude.

Fordele og egenskaber

- Velcrolukning med øjer giver nem tilpasning
- Kombination af stop til korrekt immobilisering
- Fås i 2 længder og 5 størrelser

Bestillingsinformationer



Super Knee Splint				
Varenummer				
50 cm	55 cm	60 cm	Omkreds*	Størrelse
79-80023	79-80053	79-80033	35 – 40 cm	S
79-80025	79-80055	79-80035	40 – 47,5 cm	M
79-80027	79-80057	79-80037	47,5 – 55 cm	L
79-80028	79-80058	79-80038	55 – 65 cm	XL
79-80029	79-80059	79-80039	65 – 75 cm	XXL