

DONJOY®



Custom made

Defiance®

Optimal anvendelse

De individuelt fremstillede Defiance® er DonJoy's topprodukter inden for 4-punkts knæligamentortoser. Ortosen specialfremstilles i kulstoffibre ud fra patientens mål og får dermed en perfekt pasform. Denne meget lette og stærke ortose anbefales ved let til svær ACL-, PCL-, MCL- og LCL-instabilitet. Ortosen kan bæres under tøj. Som den stærkeste af DonJoy's funktionelle ortoser anbefales Defiance ved kontaktsport, og dens lette vægt gør den også ideel til hverdagsaktiviteter.

Fordele og egenskaber

- Klinisk afprøvet 4-Points-of-Leverage™ design og FourcePoint™ hængselteknologi, der optimerer ACL-beskyttelse
- Leveres med FourcePoint led, polycentrisk led, OA led eller DropLock
- Anatomisk formet skinne på lårets inderside
- ACL, PCL og CI (Combined Injury) -konfiguration
- Supra kondylpuder
- Anti-Migrations strop på læggen
- Letvægts kulfiber ramme
- Specialfremstillet baseret på patientens mål
- CI version med en extra strop foran på låret
- Kan leveres med PowerCaps, som anbefales ved kontaktsport
- Fås med kort skinne på læggen
- Drejelige D-ringe som kan følge benets bevægelse
- Mange muligheder for valg af farve og grafik
- 4-punkts system giver ligament stabilitet
- Fleksionsstop: 45°, 60°, 75° og 90°
- Ekstensionsstop: 0°, 10°, 20°, 30° og 40° (10° installeret)
- Fås i tre længder: standard, kort og standard med kort læg eller lår

Bestillingsinformationer

Defiance®		
Størrelse	Lår	Læg
Minimum	31,8 cm	26 cm
Maksimum	97 cm	66,5 cm

Skinne fremstilles specielt efter patientens mål og leveres indenfor 8 arbejdsdage.