

DONJOY®



Custom made

A22

Optimal anvendelse

Den individuelt tilpassede A22-ortose er fremstillet i titanium og laves til dem der har behov for en specialfremstillet ortose, men som ikke har behov for helt den samme støtte som Defiance-ortosen yder. Resultatet er en ekstremt let og tynd ortose i et tiltalende design. Ortosen leveres sammen med det dynamiske Fourpoint-led som fjedrer knæet tilbage fra fuld ekstension og holder det ude af risikozonen.

Fordele og egenskaber

- Miljø-beskyttelse – Antimikrobiologisk coating medvirker til at neutralisere ubehagelig lugt og øger samtidig komforten og levetiden for tekstilerne.
- Forbedret Performance Management – Kompromisløst ingeniørarbejde tilbyder verdens første titaniumskinne, der rammer den perfekte balance mellem vægt, styrke og profil.
- Øget komfort – Stødpudeceller absorberer stød, fremmer stabilitet og giver korrekt pasform.
- Frihed til at performe – Aerodynamisk integration af stropper og foring giver overordnet en fladere profil, hvilket forbedrer komfort, hastighed og kadence.
- Designet til at støtte og beskytte moderat til svær ACL- eller MCL/LCL- instabilitet og hyperekstension af knæet.
- Bedst til volleyball, tennis, golf, fodbold, basketball, gang, løb og hverdagsaktiviteter.

Bestillingsinformationer

	A22	
Størrelse	Lår	Læg
Minimum	41cm	30cm
Maksimum	61cm	46cm

A22-ortosen fremstilles efter mål ved brug af værktøjet CCMI Mark III.