



RotuLax™ Elastic Knee

Optimal anvendelse

Generel stabilisering af akut patella skade. Forebyggende brug ved hyperlax patella. Bandagen er af strikket, elastisk materiale med løsere strik i det pop-litale område for yderligere komfort. Ikke-komprimerende materiale på patella for at undgå ødemer. Fleksible bilaterale skinner. Kan bruges til højre og venstre ben.

Bestillingsinformationer



RotuLax™ Elastic Knee		
Varenummer	Omkreds	Størrelse
82-0710-1	35 – 38 cm	XS
82-0710-2	39 – 42 cm	S
82-0710-3	43 – 46 cm	M
82-0710-4	47 – 49 cm	L
82-0710-5	50 – 53 cm	XL
82-0710-6	54 – 57 cm	XXL