




Immo Sling & Swathe II

Optimal anvendelse

Immo Sling & Swathe anbefales til immobilisering efter overekstremitets-traume, herunder opheling efter kirurgi eller læsion af humerus. Også indiceret ved paralysie og hemiplegi. Frottéforet armstøtte med stropper og separat forbindingsstykke til immobilisering. Flexibelt design med mulighed for anvendelse til immobilisering af skulder eller som armslynge. Stropperne er placeret, så de ikke berører halsen, og der undgås cervikal belastning. Universal model til enten højre eller venstre skulder.

Bestillingsinformationer



Immo Sling & Swathe II		
Varenummer	Armens længde	Størrelse
225-01	23 – 25,5 cm	XS
225-02	25,5 – 29 cm	S
225-03	29 – 32 cm	M
225-04	32 – 34 cm	L
225-05	34 – 37 cm	XL