



Blue Vogue Arm Sling

Optimal anvendelse

Den rummelige lomme, der er fremstillet i slidstærk polyester/bomuld, giver patienten en komfortabel og personligt tilpasset pasform der samtidig sikrer immobilitet. Den fuldt polstrede, 2 tommer brede skumstrop med kontaktlukning og D-ringe er let at tilpasse og anvende. En strop til tommelfingeren hjælper med at forhindre, at slyngen glider. Ideel til understøttelse af gips og ved skader på arm, håndled eller hånd.

Bestillingsinformationer

Blue Vogue Arm Sling		
Varenummer	Dybde x længde	Størrelse
79-84153	19 x 32 cm	S
79-84155	20 x 38 cm	M
79-84157	21 x 44 cm	L
79-84158	23 x 51 cm	XL

