




Humeral Cuff

Optimal anvendelse

Præfabrikerede skum-foret ortose designet for håndtering af midtaksel- og distale tredje humerusfrakturer. Giver total kontaktkompression af omgivende blødt væv for optimal kontrol af overarmssegmenter, samtidig med at det tillader bevægelsesområder i både skulder og albueled. Naturligt design passer til højre og venstre. Hver skinne leveres komplet med to (2) stockinetter i dobbelt tykkelse.

Bestillingsinformationer



Humeral Cuff			
Varenummer	Biceps omkreds	Længde	Størrelse
79-99213	20 – 28 cm	15 cm	S
79-99215	25 – 33 cm	16 cm	M
79-99217	30 – 38 cm	18 cm	L
79-99218	36 – 43 cm	20 cm	XL