

MaxTrax® Xcel ROM Air Tall MaxTrax® Xcel ROM Air Ankle



Optimal anvendelse

Når du har behov for en prisvenlig ROM-walker med ekstra støtte, behøver du ikke at lede længere end MaxTrax® Xcel ROM Air. Denne walker er designet til rehabilitering af akillesenerupturer samt forskellige ankel- og fodindikationer, og den har en aftagelig pneumatisk inderforing, som tilpasser sig hævelse omkring anklen.

Indikationer:


- Immobilisering af anklen/foden efter operation eller traume.
- Alvorligt forstuvet ankel og/eller fod.
- Konservativ behandling af ankel-og/eller fodfrakturer.
- Alvorlig ankeltendinopati.
- Konservativ behandling af akilleseneruptur.

Fordele og egenskaber

- **Justerbart ROM-hængsel:** Tillader ROM-indstillinger i intervaller på 7,5° mellem 45° plantar-fleksion og 30° dorsalfleksion med låsemulighed.
- **Aftagelig pneumatisk inderforing:** Integreret pumpe muliggør nem oppustning og tømning for at tilpasse sig hævelse omkring ankelledet.
- **Anatomisk formede sidestivere:** Ændrer trykket på malleolerne og underbenet og sikrer en bedre pasform.
- **God gængesål:** Hjælper med at fremme en naturlig og stabil gang.
- **Støddabsorberende sål:** Reducerer påvirkningen af hælstød under gang.
- **Åndbar, aftagelig polstring:** Til behagelig kølighed og nem rengøring og udskiftning.
- **Justerbare stropper:** Hjælper med at reducere trykket på skadesstedet.
- **XS – XL i størrelse, høj og ankelversion:** Passer til en række benstørrelser og højder.



Bestillingsinformationer

MaxTrax Xcel ROM Air Tall / MaxTrax Xcel ROM Air Ankle 				
Varenr.	Beskrivelse	Skostrl.	Strl.	Ekstra foring
82-108-XS	MaxTrax Xcel ROM Air Tall	36	XS	79-95532-1
82-108-S	MaxTrax Xcel ROM Air Tall	37-40	S	79-95533-1
82-108-M	MaxTrax Xcel ROM Air Tall	41-44	M	79-95535-1
82-108-L	MaxTrax Xcel ROM Air Tall	45-47	L	79-95537-1
82-108-XL	MaxTrax Xcel ROM Air Tall	48 +	XL	79-95538-1
82-106-XS	MaxTrax Xcel ROM Air Ankle	36	XS	79-95542-1
82-106-S	MaxTrax Xcel ROM Air Ankle	37-40	S	79-95543-1
82-106-M	MaxTrax Xcel ROM Air Ankle	41-44	M	79-95545-1
82-106-L	MaxTrax Xcel ROM Air Ankle	45-47	L	79-95547-1
82-106-XL	MaxTrax Xcel ROM Air Ankle	48 +	XL	79-95548-1