

# AIRCAST® ACTYTOE™



## INDICATIONS :

- Soulagement de la douleur chez les patients présentant un Hallux Valgus symptomatique (oignon).
- Déformation légère ou modérée du gros orteil.
- Traitement post-opératoire pour maintenir l'alignement correct du gros orteil.
- Pour une utilisation pendant les activités quotidiennes, en période de repos et durant la nuit.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Clip de verrouillage pour verrouiller l'articulation de l'attelle en flexion dorsale et plantaire à 0° ou 30°.
- Angle de correction ajustable (0° et 10°) du gros orteil pour un ajustement personnalisé selon le degré de déformation.
- Coussin en mousse à mémoire de forme pour protéger la zone tout en soulageant l'articulation métatarso-phalangienne.
- Sangles réglables, fines et souples pour soutenir l'arche transversale et stabiliser le médio-pied.
- Sangle ajustable au niveau du gros orteils pour corriger en douceur le mauvais alignement.
- Attelle anatomiquement profilée et articulée.
- Matériaux respirants et légers.
- Port diurne et nocturne.
- Convient à la marche.
- Peut être portée avec des chaussures larges.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M, L).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	< 36	82-04S	0190446708292
M	35 - 42	82-04M	0190446708308
L	41 - 46	82-04L	0190446708322

Prescrire : **Aircast® ActyToe**